

## Мягкие бескаркасные носилки с ремнями DDJ-8А



Ультракомпактные мягкие бескаркасные носилки предназначены для переноски пациентов без серьёзных травм в узких пространствах, когда нет возможности использовать другие носилки в зонах действия экстренной помощи и служб спасения при проведении аварийно-спасательных работ.

Шесть мягких ручек-петель по периметру носилок дают возможность равномерно распределить вес пациента между несущими.

Ткань без металлических элементов позволяет производить рентгенологическое обследование пострадавших, не снимая их с носилок.

Мягкая бескаркасная конструкция позволяет использовать носилки в ограниченных пространствах.

Носилки выполнены из ткани типа «Оксфорд»

Особенности:

- В сложенном состоянии носилки занимают объём, сравнимый с одной парой джинсов;
- Ложе из специальной синтетической ткани: легко дезинфицируется, не промокает, удобно для транспортировки больного и более практично, по сравнению с брезентом.
- Комплектуется удобным чехлом-сумкой

Носилки могут быть выполнены как в синем, так и в камуфляжном цвете

Цвет	Синий	Хаки
Материал ручек	Резина	Пластик
Длина (без ручек), мм	1845	1844
Длина с ручками, мм	1945	1944
Диаметр ручек, мм	130	130
Ширина полотна (без ручек), мм	675	675
Ширина полотна с ручками, мм	775	775
Ремень от полотна с заклепкой в длину, мм	385	385
Ремень от полотна без заклепки в длину, мм	820	820
Ремень в длину (с заклепками), мм	1205	1205
Масса, кг	1,70	1,66

Завод - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации при предоставлении товарной накладной, чека или иного документа, подтверждающего факт его приобретения. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта, производится замена изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, при выполнении потребителем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия.

Название организации, принимающей претензии и осуществляющей гарантийный ремонт: ООО «НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

Website: [www.nv-lab.ru](http://www.nv-lab.ru)

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб»:

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80,

Электронный адрес: [service@nv-lab.ru](mailto:service@nv-lab.ru)