



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9349

На медицинское изделие
Наконечники для пипеточных дозаторов Sartorius, нестерильные, без фильтра

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**"Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой", Финляндия,
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, 00880 Helsinki, Finland**

Производитель
**"Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой", Финляндия,
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, 00880 Helsinki, Finland**

Место производства медицинского изделия
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-29171/50342 от 18.09.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 12 декабря 2019 года № 9301
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0044349



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9349

Лист 1

На медицинское изделие

Наконечники для пипеточных дозаторов Sartorius, нестерильные, без фильтра,
в вариантах исполнения:

1. Наконечник Optifit стандартный (0,1 - 10) мкл.
2. Наконечник Optifit Low Retention стандартный (0,1 - 10) мкл.
3. Наконечник Optifit удлинённый (0,1 - 10) мкл.
4. Наконечник Optifit стандартный (0,5 - 200) мкл.
5. Наконечник Optifit Low Retention стандартный (0,5 - 200) мкл.
6. Наконечник Optifit стандартный (0,5 - 300) мкл.
7. Наконечник Optifit стандартный (5 - 350) мкл.
8. Наконечник Optifit Low Retention стандартный (5 - 350) мкл.
9. Наконечник Optifit стандартный (10 - 1000) мкл.
10. Наконечник Optifit Low Retention стандартный (10 - 1000) мкл.
11. Наконечник Optifit с широким отверстием (10 - 1000) мкл.
12. Наконечник Optifit стандартный (50 - 1200) мкл.
13. Наконечник Optifit Low Retention стандартный (50 - 1200) мкл.
14. Наконечник Optifit удлинённый (50 - 1200) мкл.
15. Наконечник Optifit Low Retention удлинённый (50 - 1200) мкл.
16. Наконечник Optifit стандартный (100 - 5000) мкл.
17. Наконечник Optifit стандартный (1000 - 10000) мкл.

Место производства:

1. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, FI-00880 Helsinki, Finland.
2. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Tietokatu 4, FI-87400 Kajaani, Finland.

(Handwritten mark)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0059844

