



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 сентября 2020 года № ФСЗ 2008/01941

На медицинское изделие  
**Стетоскоп LD с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур,  
Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road,  
11-313 The Plaza 199591, Singapore

Производитель  
"Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур,  
Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road,  
11-313 The Plaza 199591, Singapore

Место производства медицинского изделия  
Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road  
Economic & Technical Development Area 226010 Nantong, Jiangsu, P. R. China

Номер регистрационного досье № РД-35963/65772 от 08.09.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 сентября 2020 года № 8465  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0051616

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 сентября 2020 года № ФСЗ 2008/01941

Лист 1

На медицинское изделие

**Стетоскоп LD с принадлежностями:**

варианты исполнения:

- LD Prof-Plus;
- LD Prof-I;
- LD Prof-II;
- LD Prof-III;
- LD Prof-IV;
- LD Focus;
- LD Cardio;
- LD Medic;
- LD Special (длина трубок 56 см или 72 см);
- LD SteTime.

Принадлежности:

1. Головки к стетоскопу: LD-S025, LD-S025a, LD-S017, LD-S017b, LD-S017g, LD-S028, LD-S037, LD-S038, LD-S018, LD-S018g, LD-S018bm, LD-S041, LD-S042, LD-S044, LD-S047, LD-S047bm, LD-S047nm (не более 2 шт. для каждой единицы продукции).
2. Мембраны для стетоскопа: LD-S021, LD-S022, LD-S023, LD-S024, LD-S062, LD-S040, LD-S045 (не более 2 шт. для каждой единицы продукции).
3. Трубки медицинские соединительные для стетоскопа: LD-S020, LD-S039, LD-S029, LD-S043, LD-S067, LD-S063 (цветовые варианты: черный, серый, красный, синий, фиолетовый, зеленый, желтый) (не более 2 шт. для каждой единицы продукции).
4. Трубки бинауральные: LD-S019, LD-S036 (не более 2 шт. для каждой единицы продукции).
5. Ушные наконечники: LD-S066, LD-S046 (не более 2 комплектов для каждой единицы продукции).
6. Колокола пластиковые малые (не более 2 шт. для каждой единицы продукции).
7. Колокола пластиковые большие (не более 2 шт. для каждой единицы продукции).
8. Колокола пластиковые неонатальные (не более 2 шт. для каждой единицы продукции).
9. Диафрагмы малые (не более 2 шт. для каждой единицы продукции).
10. Сумка-футляр пластиковый для дополнительных аксессуаров: LD-S065, LD-S034 (для каждой единицы продукции).



**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0011851