



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 марта 2011 года № ФСЗ 2011/09257

На медицинское изделие

**Монитор прикроватный многофункциональный медицинский «Armed»  
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Шэньжэнь Креатив Индастри Ко., Лтд.", Китай.

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd., 2/F, Block 3, 25 Dengliang Road, Nanshan District, Nanyou Tian'an Industry Town, Shenzhen, Guangdong, China, 518054

®

Производитель

"Шэньжэнь Креатив Индастри Ко., Лтд.", Китай,

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd., 2/F, Block 3, 25 Dengliang Road, Nanshan District, Nanyou Tian'an Industry Town, Shenzhen, Guangdong, China, 518054

Место производства медицинского изделия

2/F, Block 3, 25 Dengliang Road, Nanshan District, Nanyou Tian'an Industry Town, Shenzhen, Guangdong, China, 518054

Номер регистрационного досье № 74723 от 14.12.2010

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2б

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4180

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 09 марта 2011 года № 1070-Пр/11

и приказом от 24 октября 2013 года № 6077-Пр/13 о замене  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0006910



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 марта 2011 года № ФСЗ 2011/09257

Лист 1

На медицинское изделие

**Монитор прикроватный многофункциональный медицинский «Armed» с принадлежностями**

Варианты исполнения:

- РС-900s;
- РС-900n;
- РС-900sn;
- РС-900a;
- РС-9000f;
- РС-9000b.

Принадлежности:

1. Датчик насыщения крови кислородом для взрослых SPO2.
2. Датчик насыщения крови кислородом для новорожденных SPO2.
3. ЭКГ кабель.
4. Комплект электродов из 10 шт.
5. Манжета для измерения неинвазивного давления взрослая.
6. Манжета для измерения неинвазивного давления детская.
7. Манжета для измерения неинвазивного давления для новорожденных.
8. Шланг для манжеты для измерения неинвазивного давления.
9. Датчик температуры кожный.
10. Датчик температуры ректальный.
11. Блок фетального монитора.
12. Датчики фетального блока, 3 шт.
13. Блок капнографии.
14. Кабель для капнографии.
15. Кабель для датчика.
16. Датчики для измерения инвазивного давления, 2 шт.
17. Кабель для измерения инвазивного давления.
18. Термопринтер.
19. Бумага для термопринтера.
20. Кабель питания.
21. Кабель заземления.

Приказом от 24 октября 2013 года № 6077-Пр/13 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**0005212**