



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСР 2010/07029

от 03 марта 2010 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Закрытое акционерное общество "Аксиома-Сервис"
(ЗАО "Аксиома-Сервис"), Россия,
194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, корп. 9, лит. Б
и подтверждает, что медицинское изделие
Осветители эндоскопические ОЭКГМ-"АКСИ"
по ТУ 9442-042-27507632-2009

производства

Закрытое акционерное общество "Аксиома-Сервис"
(ЗАО "Аксиома-Сервис"), Россия,
194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, корп. 9, лит. Б
место производства:

197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14А,
помещение 1Н, 2Н, 3Н, лит. Д

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 4210

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № 5202 от 02.02.2010

приказом Росздравнадзора от 03 марта 2010 года № 1648-Пр/10

и приказом от 04 сентября 2013 года № 4657-Пр/13 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Приложение: на 1 листе

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0003190

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2010/07029

Лист 1

тип 1 с ксеноновым источником света для жесткой эндоскопии;
тип 2 с ксеноновым источником света и счетчиком времени его работы для жесткой эндоскопии;
тип 3 с ксеноновым источником света для гибкой эндоскопии;
тип 4 с ксеноновым источником света и счетчиком времени его работы для гибкой эндоскопии;
тип 5 с ксеноновым и галогеновым источниками света для жесткой эндоскопии;
тип 6 с ксеноновым и галогеновым источниками света и счетчиком времени его работы для жесткой эндоскопии;
тип 7 с ксеноновым и галогеновым источниками света для гибкой эндоскопии;
тип 8 с ксеноновым и галогеновым источниками света и счетчиком времени его работы для гибкой эндоскопии;
тип 9 с галогеновым источником света для жесткой эндоскопии;
тип 10 с галогеновым источником света и счетчиком времени его работы для жесткой эндоскопии;
тип 11 с галогеновым источником света для гибкой эндоскопии;
тип 12 с галогеновым источником света и счетчиком времени его работы для гибкой эндоскопии;
тип 13 с металлогалоидным источником света для жесткой эндоскопии;
тип 14 с металлогалоидным источником света и счетчиком времени его работы для жесткой эндоскопии;
тип 15 с металлогалоидным источником света для гибкой эндоскопии;
тип 16 с металлогалоидным источником света и счетчиком времени его работы для гибкой эндоскопии.



Приказом от 04 сентября 2013 года № 4657-Пр/13 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

03 марта 2010 года

0002828