



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 декабря 2011 года № ФСЗ 2011/11282

На медицинское изделие
Автоклавы MELAG с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"МЕЛАГ Медизинтехник оХГ", Германия,
MELAG Medizintechnik oHG, Geneststraße 6 - 10, D-10829 Berlin, Germany

Производитель
"МЕЛАГ Медизинтехник оХГ", Германия,
MELAG Medizintechnik oHG, Geneststraße 6 - 10, D-10829 Berlin, Germany

Место производства медицинского изделия
Geneststraße 6 - 10, D-10829 Berlin, Germany

Номер регистрационного досье № 32127 от 11.08.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5120**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 декабря 2011 года № 8572-Пр/11

и приказом от 10 декабря 2013 года № 7132-Пр/13 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0006396

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 декабря 2011 года № ФСЗ 2011/11282

Лист 1

На медицинское изделие

Автоклавы MELAG с принадлежностями

I. Автоклавы MELAG в исполнении: Vacuklav 43 B+, Vacuklav 23 B+, Vacuklav 24 BL+, MELAquick 12+.


II. Принадлежности:

1. Держатель С для 6 лотков.
2. Держатель С для 3-х стандартных кассет.
3. Держатель В для 4-х стандартных кассет (или 4-х лотков).
4. Держатель D для 2-х высоких кассет.
5. Лотки для инструментов, 5 штук.
6. Стерилизационный контейнер.
7. Универсальная корзина.
8. Штатив для адаптеров.
9. Держатель для инструментов в упаковке.
10. Устройства подготовки воды MELAdem 40, MELAdem 47, MELAdest 65.
11. Устройство упаковки простерилизованных изделий, тип MELAseal 100+, MELAseal Pro, MELAseal Pro+.
12. Устройства для контроля качества стерилизации MELAcontrol, MELAcontrol PRO.
13. Устройство для маркировки простерилизованных изделий MELAdoc.
14. Принтер специальный MELAprint 42.
15. Устройство специальное для хранения информации MELAflash.
16. Программное обеспечение для хранения и обработки данных о стерилизации MELAwip на одном CD диске, MELAview на одном CD диске.
17. Руководство пользователя.
18. Техническое руководство.
19. Схема установки и настройки.

Z

Приказом от 10 декабря 2013 года № 7132-Пр/13 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0005011