



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

На медицинское изделие

**Шкаф термостатирующий INCUCELL**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "БМТ-МММ"**

**(ООО "БМТ-МММ"), Россия,**

**119049, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Шаболовка,  
д. 23, помещ. 6/1**

Производитель

**"БМТ Медикал Технолоджи с.р.о.", Чешская Республика,**

**BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábřovice, 602 00 Brno,**

**Czech Republic**

Место производства медицинского изделия

**BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábřovice, 602 00 Brno,**

**Czech Republic**

Номер регистрационного досье № РД-62702/9958 от 08.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 16 мая 2024 года № 2776  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0078677

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 1

На медицинское изделие

**Шкаф термостатирующий INCUCELL**, варианты исполнения:

- IC 22 EVO, ICV 22 EVO, IC 22 ESO, ICV 22 ESO, в составе:

1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
  - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
  - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
  - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
  - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
  - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
  - 20.5 Программа S5 - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0142471

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 2

- 20.6 Программа S6 - при необходимости.  
20.7 Программы P (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).  
20.8 Обеззараживание - при необходимости.  
20.9 ECO PLUS - при необходимости.  
20.10 EVO PLUS - при необходимости.  
20.11 Защитный термостат - при необходимости.  
20.12 Дезактивация - при необходимости.  
20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.  
20.14 Printer Archiv - при необходимости.  
20.15 WarmComm4 - при необходимости.  
20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.  
20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.  
- IC 55 EVO, ICV 55 EVO, IC 55 ECO, ICV 55 ECO в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
  2. Инструкция по эксплуатации.
  3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
  4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
  5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
  6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
  7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
  8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
  9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
  10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
  11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
  12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
  13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
  14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
  15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
  16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
  17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
  18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
  19. Комплект запасных частей:
    - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142472

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 3

- 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).  
20. Программы:  
20.1 Программа S1 - при необходимости.  
20.2 Программа S2 - при необходимости.  
20.3 Программа S3 - при необходимости.  
20.4 Программа S4 - при необходимости.  
20.5 Программа S5 - при необходимости.  
20.6 Программа S6 - при необходимости.  
20.7 Программы P (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).  
20.8 Обеззараживание - при необходимости.  
20.9 ECO PLUS - при необходимости.  
20.10 EVO PLUS - при необходимости.  
20.11 Защитный термостат - при необходимости.  
20.12 Дезактивация - при необходимости.  
20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.  
20.14 Printer Archiv - при необходимости.  
20.15 WarmComm4 - при необходимости.  
20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.  
20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.  
- IC 111 EVO, ICV 111 EVO, IC 111 ECO, ICV 111 ECO в составе:  
1. Шкаф термостатирующий.  
2. Инструкция по эксплуатации.  
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).  
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).  
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).  
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).  
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).  
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142473

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 4

(при необходимости).

13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).

14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).

15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).

16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).

17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°С/300°С - не более 30 шт.

(при необходимости).

18. Проходной изолятор ø 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).

19. Комплект запасных частей.

19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).

19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).

19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).

19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).

20. Программы:

20.1 Программа S1 - при необходимости.

20.2 Программа S2 - при необходимости.

20.3 Программа S3 - при необходимости.

20.4 Программа S4 - при необходимости.

20.5 Программа S5 - при необходимости.

20.6 Программа S6 - при необходимости.

20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).

20.8 Обеззараживание - при необходимости.

20.9 ECO PLUS - при необходимости.

20.10 EVO PLUS - при необходимости.

20.11 Защитный термостат - при необходимости.

20.12 Дезактивация - при необходимости.

20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.

20.14 Printer Archiv - при необходимости.

20.15 WarmComm4 - при необходимости.

20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.

20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

- IC 222 EVO, ICV 222 EVO, IC 222 ECO, ICV 222 ECO в составе:

1. Шкаф термостатирующий.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142474

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 5

4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
  - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
  - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
  - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
  - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
  - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
  - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
  - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
  - 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
  - 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
  - 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
  - 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
  - 20.11 Защитный термостат - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142475



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 6

- 20.12 Дезактивация - при необходимости.  
20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.  
20.14 Printer Archiv - при необходимости.  
20.15 WarmComm4 - при необходимости.  
20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.  
20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.  
- IC 404 EVO, ICV 404 EVO, IC 404 ECO, ICV 404 ECO в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
  2. Инструкция по эксплуатации.
  3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
  4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
  5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
  6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
  7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
  8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
  9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
  10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
  11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
  12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
  13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
  14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
  15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
  16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
  17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C ~ не более 30 шт. (при необходимости).
  18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
  19. Комплект запасных частей:
    - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
    - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
    - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
    - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
    - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
  20. Программы:
    - 20.1 Программа S1 - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142476

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 7

- 20.2 Программа S2 - при необходимости.
  - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
  - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
  - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
  - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
  - 20.7 Программы P (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
  - 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
  - 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
  - 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
  - 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
  - 20.12 Дезактивация - при необходимости.
  - 20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.
  - 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
  - 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
  - 20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
  - 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- IC 707 EVO, ICV 707 EVO, IC 707 ECO, ICV 707 ECO в составе:
- 1. Шкаф термостатирующий.
  - 2. Инструкция по эксплуатации.
  - 3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
  - 4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
  - 5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
  - 6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
  - 7. Полка перфорированная из нержавеющей стали ? не более 60 шт. (при необходимости).
  - 8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
  - 9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
  - 10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
  - 11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
  - 12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
  - 13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
  - 14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
  - 15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 16. Датчик PT 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
  - 17. Датчик температуры PT 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142477

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 8

необходимости).

18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).

19. Комплект запасных частей:

19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).

19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).

19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).

19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).

20. Программы:

20.1 Программа S1 - при необходимости.

20.2 Программа S2 - при необходимости.

20.3 Программа S3 - при необходимости.

20.4 Программа S4 - при необходимости.

20.5 Программа S5 - при необходимости.

20.6 Программа S6 - при необходимости.

20.7 Программы P (1 -100) - не более 100 шт. (при необходимости).

20.8 Обеззараживание - при необходимости.

20.9 ECO PLUS - при необходимости.

20.10 EVO PLUS - при необходимости.

20.11 Защитный термостат - при необходимости.

20.12 Дезактивация - при необходимости.

20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.

20.14 Printer Archiv - при необходимости.

20.15 WarmComm4 - при необходимости.

20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.

20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

- IC 1212 EVO, ICV 1212 EVO, IC 1212 ECO, ICV 1212 ECO в составе:

1. Шкаф термостатирующий.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).

5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).

6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).

7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).

8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142478

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 9

9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм ~ не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
  - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
  - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
  - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
  - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
  - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
  - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
  - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
  - 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
  - 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
  - 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
  - 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
  - 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
  - 20.12 Деактивация - при необходимости.
  - 20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.
  - 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
  - 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
  - 20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
  - 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0142479