



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE
№ ФСЗ 2011/09649

от 21 апреля 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
"Мейджи Техно Ко., Лтд.", Япония,
Meiji Techno Co., Ltd., 322-1, Chikumazawa, Miyoshi-machi Iruma-gun,
Saitama 354-0043, Japan
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской
техники)
Микроскоп автоматизированный лабораторный биологический МТ
с принадлежностями (см. Приложение на 3 листах)
производства
"Мейджи Техно Ко., Лтд.", Япония,
Meiji Techno Co., Ltd., 322-1, Chikumazawa, Miyoshi-machi Iruma-gun,
Saitama 354-0043, Japan

класс потенциального риска 2a

ОКП 44 3510

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №5370 от 17.02.2011

приказом Росздравнадзора от 21 апреля 2011 года №2160-Пр/11

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова



012638

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2011/09649**


Лист 1

I. Микроскоп автоматизированный лабораторный биологический МТ, варианты исполнения: МТ4300L, МТ4300Н, МТ4310L, МТ4310Н, МТ5300L, МТ5300Н, МТ5310L, МТ5310Н, МТ6300, МТ6300L, МТ6300Н.

II. Принадлежности:

1. Головки компенсационные: бинокулярная/тринокулярная/эргономичная (не более 5 шт.).
2. Фото/видеоблок со светоделителем.
3. Окуляры компенсационные КНВ10х/20 (не более 5 шт.).
4. Окуляры широкопольные с вынесенным фокусом со шкалой/без шкалы: НВF10х/18; НВF15х/12,2; НВF20х/9 (не более 5 шт.).
5. Окуляры фокусируемые с вынесенным фокусом: НВF-10х со шкалой/без шкалы; СВН10х-F без шкалы (не более 5 шт.).
6. Окуляры сверхширокопольные с вынесенным фокусом со шкалой/без шкалы: СВН10х/22; СВН15х/16; СВН20х/12 (не более 5 шт.).
7. Окуляры фокусируемые сверхширокопольные с вынесенным фокусом со шкалой/без шкалы СВН10х/22 (не более 5 шт.).
8. Фотоокуляры с увеличением: 2,5х; 3,5х с держателем шкалы; 5х (не более 5 шт.).
9. Объективы ахроматические, скорректированные «на бесконечность» U Planachromat: 2,5х/0,07; 4х/0,10; 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,65; 50х/0,87 (масляный); 60х/0,80; 100х/1,25 (масляный) (не более 5 шт.).
10. Объективы ахроматические фазово-контрастные, скорректированные «на бесконечность» U Planachromat: 10х/0,25 PH1; 20х/0,40 PH1; 40х/0,65 PH2; 100х/1,25 PH3 (масляный) (не более 5 шт.).
11. Объективы ахроматические, скорректированные «на бесконечность» Planachromat: 4х/0,10; 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,65; 60х/0,80; 100х/1,25 (масляный) (не более 5 шт.).
12. Объективы ахроматические фазово-контрастные, скорректированные «на бесконечность» S Planachromat: 10х/0,25 PH1; 20х/0,40 PH1; 40х/0,65 PH2; 100х/1,25 PH3 (масляный) (не более 5 шт.).
13. Объективы ахроматические люминесцентные (флуоресцентные), скорректированные «на бесконечность» S Apoplanachromat: F10х/0,40; F20х/0,65; F40х/0,82; F40х/0,85 (масляный); F100х/1,25 (масляный) (не более 5 шт.).
14. Объективы ахроматические люминесцентные (флуоресцентные), скорректированные «на бесконечность» Arochromat: F10х/0,30; F20х/0,65; F40х/0,80; F100х/1,25 (масляный) (не более 5 шт.).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
21 апреля 2011 года



Е.А. Тельнова

014486

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2011/09649**

Лист 2

15. Объективы ахроматические с ирис-диафрагмой для темного поля, скорректированные «на бесконечность» U Planachromat: 50x/0,87 (масляный), 100x/1,25 (масляный) (не более 5 шт.).
16. Столик предметный.
17. Препаратодержатели (не более 5 шт.).
18. Телескоп центрирующий.
19. Конденсор ахроматический N.A.1.25 с ирис-диафрагмой.
20. Конденсор Аббе N.A. 1,25, с ирис-диафрагмой и держателем фильтров.
21. Конденсор Аббе N.A. 1,25, с отклоняемой верхней линзой, с ирис-диафрагмой и рамкой для фильтра.
22. Конденсор фазовый (тип Зернике).
23. Конденсор с центрируемым фазовым кольцом.
24. Конденсор темного поля: сухой; иммерсионный
25. Набор поляризационный: поляризатор, анализатор.
26. Блок люминесцентный (флуоресцентный).
27. Блок фильтров для флуоресценции: синий; зеленый; ультрафиолетовый; дополнительный (пустой) (не более 5 шт.).
28. Держатель лампы люминесцентного (флуоресцентного) блока.
29. Источник питания для люминесцентного (флуоресцентного) блока.
30. Фильтры: нейтральный ND25; синий прозрачный LB100; синий матовый; зеленый прозрачный; зеленый интерференционный; темного поля (не более 5 шт.).
31. Столик моторизованный сканирующий: 2 уровня; 3 уровня.
32. Блок фокусировочный.
33. Блок перемещения предметного столика, для двух осей (настольный).
34. Блок перемещения предметного столика и фокусировки, для трех осей (настольный).
35. Блок автосамплера.
36. РСІ контроллер: для 2-х осей; для 3-х осей.
37. Вставка для одного слайда, для трехуровневого моторизованного столика.
38. Пластина стеклянная, для трехуровневого моторизованного столика.
39. Пластина металлическая, для трехуровневого моторизованного столика.
40. Держатели препарата для одного слайда, для двухуровневого моторизованного столика (не более 5 шт.).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
21 апреля 2011 года



Е.А. Тельнова

014487


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2011/09649**

Лист 3

41. Держатели препарата, отраженный свет, для двухуровневого моторизованного столика (не более 5 шт.).
42. Манипулятор для перемещения столика (трекбол).
43. Блок управления коаксиальный.
44. Джойстики: 2 оси; 3 оси (не более 5 шт.).
45. Кабели для моторов: по 2 осям; по 3 осям (не более 5 шт.).
46. Микрометры для окуляров: с перекрестием; с градуировкой/без градуировки; со шкалой 10/100/0,01; 5/100/0,05; с решеткой 10/400/0,5, 10/100/1 (не более 5 шт.).
47. Микрометры для столиков: с метрической шкалой 1/0,01; с дюймовой шкалой 0,4/0,001 (не более 5 шт.).
48. Объект-микрометр.
49. Адаптеры C-mount с линзой: 0,30x; 0,45x; 0,5x; 0,7x; 1,0x; 1,5x; 2,5x (не более 5 шт.).
50. Адаптеры C-mount с держателем шкалы и линзой: 0,30x; 0,45x; 0,7x; 1,0x; 1,5x; 2,5x (не более 5 шт.).
51. Кольца адаптеров (не более 5 шт.).
52. Камеры для микроскопии CAM: V100; V200; V330; V400; V500; V600; V1100; V1200; V1400; V1600; V2200; V2400; V2500; V2600; V3200; V3400; V3500; V3600 (не более 5 шт.).
53. Блок для камеры.
54. Программное обеспечение Vision: Capture; Album; Analyze; Perspective; Remote; Server; Client; Bio; Report; Microbiology; Cyto; Derma; Nema; Morpho; Epi; Slide; Copro; Uri; Sperm; Karyo; FISH; CGH; KaryoFISH; Material.
55. Наглазники для окуляров (не более 5 шт.).
56. Лампы галогеновые 6 Вт (не более 5 шт.).
57. Лампы НВО 100 Вт (не более 5 шт.).
58. Предохранители запасные для галогенного осветителя (не более 5 шт.).
59. Предохранители запасные для светодиодного осветителя (не более 5 шт.).
60. Масло иммерсионное (не более 5 фл.).
61. Компьютер персональный.
62. Принтер.
63. Монитор.
64. Кабель сетевой.
65. Чехол защитный.
66. Инструкция пользователя.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
21 апреля 2011 года



Е.А. Тельнова

014488