



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 марта 2017 года № РЗН 2017/5438

На медицинское изделие
Световод для лазерной медицинской аппаратуры «СИЛМА-01»
по ТУ 9444-007-17515211-2015

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Полироник"
(ООО "Полироник"), Россия, 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 38, корп. 5

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Полироник"
(ООО "Полироник"), Россия, 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 38, корп. 5

Место производства медицинского изделия
ООО "Полироник", Россия, 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 38, корп. 5

Номер регистрационного досье № РД-9777/64799 от 28.12.2015

Вид медицинского изделия 328780

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4420

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 31 марта 2017 года № 271
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0030658

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 марта 2017 года

№ РЗН 2017/5438

Лист 1

На медицинское изделие

Световод для лазерной медицинской аппаратуры «СИЛМА-01»
по ТУ 9444-007-17515211-2015, в вариантах исполнения:

1. Световод с прямым выходом излучения.
2. Световод диффузионного типа.
3. Световод с боковым выходом излучения.
4. Световод с кольцевой диаграммой рассеяния.
5. Световод с микролинзой.
6. Световод - эндозонд.
7. Световод - эндозонд с боковым выходом излучения.
8. Световод транссклеральный.
9. Световод магистральный.
10. Световод с коническим окончанием.
11. Световод с линзой для облучения биотканей.
12. Световод с фокусирующей линзой.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0036853