



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 16 октября 2015 года № РЗН 2015/3206

На медицинское изделие
Измерители артериального давления серии ИАД-01 - «Адьютор»
по ТУ 9441-003-58286981-2014

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Адьютор"
(ООО "Адьютор"), Россия,
190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, лит. А, пом. 10-Н

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Адьютор"
(ООО "Адьютор"), Россия,
190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, лит. А, пом. 10-Н

Место производства медицинского изделия
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 1, лит. Р

Номер регистрационного досье № РД-6954/17322 от 24.04.2015

Вид медицинского изделия 239410

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4130

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2-х листах

приказом Росздравнадзора от 16 октября 2015 года № 7450
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


М.А. Мурашко

0013663

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 октября 2015 года № РЗН 2015/3206

Лист 1

На медицинское изделие

Измерители артериального давления серии ИАД-01 - «Адютор» по ТУ 9441-003-58286981-2014 в вариантах исполнения:

Варианты исполнения:

1. Измеритель артериального давления ИАД-01-1 - «Адютор», в составе:

- манометр - МММ-01-1 - «Адютор»;
- нагнетатель ручной латексный с боковым металлическим регулятором и обратным клапаном;
- манжета взрослая с латексной пневмокамерой;
- стетофонендоскоп СФ-01 - «Адютор»;
- сумка;
- коробка.

2. Измеритель артериального давления ИАД-01-1А - «Адютор», в составе:

- манометр - МММ-01-1 - «Адютор»;
- нагнетатель ручной латексный с боковым металлическим регулятором и обратным клапаном;
- манжета взрослая с латексной пневмокамерой;
- стетофонендоскоп СФ-01 - «Адютор» или без него;
- сумка;
- коробка.

3. Измеритель артериального давления ИАД-01-1Э - «Адютор», в составе:

- манометр - МММ-01-1 - «Адютор»;
- нагнетатель ручной латексный с боковым металлическим регулятором и обратным клапаном;
- манжета взрослая с латексной пневмокамерой;
- стетофонендоскоп СФ-01 - «Адютор» или без него;
- сумка.

4. Измеритель артериального давления ИАД-01-1Д - «Адютор», в составе:

- манометр - МММ-01-1 - «Адютор»;
- нагнетатель ручной латексный с боковым металлическим регулятором и обратным клапаном;
- комплект детских манжет 3 шт.
- стетофонендоскоп СФ-01 - «Адютор» или без него;
- сумка;
- коробка.

5. Измеритель артериального давления ИАД-01-2А - «Адютор», в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения.

М.А. Мурашко

0014659

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 октября 2015 года № РЗН 2015/3206

Лист 2

- манометр - МММ-01-4 - «Адютор»;
- нагнетатель ручной латексный с боковым металлическим регулятором и обратным клапаном, совмещенный с манометром;
- манжета взрослая с латексной пневмокамерой;
- стетофонендоскоп СФ-01 - «Адютор» или без него;
- сумка;
- коробка.

6. Измеритель артериального давления ИАД-01-2В - «Адютор», в составе:


- манометр - МММ-01-4 - «Адютор»;
- нагнетатель ручной латексный с боковым металлическим регулятором и обратным клапаном, совмещенный с манометром;
- манжета взрослая с ПВХ пневмокамерой;
- стетофонендоскоп СФ-01 - «Адютор»;
- сумка;
- коробка.

7. Измеритель артериального давления ИАД-01-1К - «Адютор» «Коротков»[®], в составе:

- манометр - МММ-01-1 - «Адютор»;
- нагнетатель ручной латексный с боковым металлическим регулятором и обратным клапаном;
- манжета взрослая с латексной пневмокамерой;
- стетофонендоскоп СФ-01 - «Адютор»;
- сумка;
- коробка.

8. Измеритель артериального давления ИАД-01-2К - «Адютор» «Коротков»[®], в составе:

- манометр - МММ-01-4 - «Адютор»;
- нагнетатель ручной латексный с боковым металлическим регулятором и обратным клапаном, совмещенный с манометром;
- манжета взрослая с латексной пневмокамерой;
- стетофонендоскоп СФ-01 - «Адютор»;
- сумка;
- коробка.


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0014660

