



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

На медицинское изделие
Стерилизатор паровой с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"ЧЕФЛА ЭС. СИ.", Италия,
CEFLA S.C., Via Selice Provinciale 23/a - 40026 Imola (BO), Italy

Производитель
"ЧЕФЛА ЭС. СИ.", Италия,
CEFLA S.C., Via Selice Provinciale 23/a - 40026 Imola (BO), Italy

Место производства медицинского изделия
CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy

Номер регистрационного досье № РД-15173/86949 от 16.01.2017

Вид медицинского изделия 330780

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 13 листах

приказом Росздравнадзора от 31 июля 2017 года № 6747
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко



0034538

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор паровой с принадлежностями:

Варианты исполнения:

1. Стерилизатор паровой S Classic-17 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 1.1. Стерилизатор паровой S Classic-17 торговое наименование МОСОМ.
 - 1.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 шт.).
 - 1.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 1.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 1.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 1.6. Съёмник для поддонов.
 - 1.7. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 1.8. Угловой штуцер.
 - 1.9. Прямой штуцер.
 - 1.10. Шестигранный ключ.
2. Стерилизатор паровой S Classic-22 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 2.1. Стерилизатор паровой S Classic-22 торговое наименование МОСОМ.
 - 2.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 шт.).
 - 2.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 2.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 2.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 2.6. Съёмник для поддонов.
 - 2.7. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 2.8. Угловой штуцер.
 - 2.9. Прямой штуцер.
 - 2.10. Шестигранный ключ.
3. Стерилизатор паровой B Classic-17 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 3.1. Стерилизатор паровой B Classic-17 торговое наименование МОСОМ.
 - 3.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
 - 3.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 3.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 3.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 3.6. Съёмник для поддонов.
 - 3.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 3.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 3.9. Угловой штуцер.
 - 3.10. Прямой штуцер.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0039329

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 2

- 3.11. Шестигранный ключ.
- 3.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 3.13. Задние распорки (2 шт.).
4. Стерилизатор паровой В Classic-22 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 4.1. Стерилизатор паровой В Classic-22 торговое наименование МОСОМ.
 - 4.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
 - 4.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 4.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 4.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 4.6. Съёмник для поддонов.
 - 4.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 4.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 4.9. Угловой штуцер.
 - 4.10. Прямой штуцер.
 - 4.11. Шестигранный ключ.
 - 4.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 4.13. Задние распорки (2 шт.).
5. Стерилизатор паровой В Classic-28 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 5.1. Стерилизатор паровой В Classic-28 торговое наименование МОСОМ.
 - 5.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (6 шт.).
 - 5.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 5.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 5.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 5.6. Съёмник для поддонов.
 - 5.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 5.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 5.9. Угловой штуцер.
 - 5.10. Прямой штуцер.
 - 5.11. Шестигранный ключ.
 - 5.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 5.13. Задние распорки (2 шт.).
6. Стерилизатор паровой В Futura-17 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 6.1. Стерилизатор паровой В Futura-17 торговое наименование МОСОМ.
 - 6.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
 - 6.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 6.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0039330

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 3

- 6.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 6.6. Съёмник для поддонов.
- 6.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 6.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 6.9. Угловой штуцер.
- 6.10. Прямой штуцер.
- 6.11. Шестигранный ключ.
- 6.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 6.13. Задние распорки (2 шт.).
- 7. Стерилизатор паровой В Futura-22 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 7.1. Стерилизатор паровой В Futura-22 торговое наименование МОСОМ.
 - 7.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
 - 7.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 7.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 7.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 7.6. Съёмник для поддонов.
 - 7.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 7.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 7.9. Угловой штуцер.
 - 7.10. Прямой штуцер.
 - 7.11. Шестигранный ключ.
 - 7.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 7.13. Задние распорки (2 шт.).
- 8. Стерилизатор паровой В Futura-28 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 8.1. Стерилизатор паровой В Futura-28 торговое наименование МОСОМ.
 - 8.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (6 шт.).
 - 8.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 8.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 8.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 8.6. Съёмник для поддонов.
 - 8.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 8.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 8.9. Угловой штуцер.
 - 8.10. Прямой штуцер.
 - 8.11. Шестигранный ключ.
 - 8.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко



0039331

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 4

- 8.13. Задние распорки (2 шт.).
9. Стерилизатор паровой В Now-17 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- 9.1. Стерилизатор паровой В Now-17 торговое наименование МОСОМ.
- 9.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 9.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 9.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 9.5. Съёмник для поддонов.
- 9.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 9.7. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 9.8. Воронка для залива воды.
10. Стерилизатор паровой В Now-22 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- 10.1. Стерилизатор паровой В Now-22 торговое наименование МОСОМ.
- 10.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 10.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 10.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 10.5. Съёмник для поддонов.
- 10.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 10.7. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 10.8. Воронка для залива воды.
11. Стерилизатор паровой А-17S торговое наименование ANTHOS, в составе:
- 11.1. Стерилизатор паровой А-17S торговое наименование ANTHOS.
- 11.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 шт.).
- 11.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 11.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 11.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 11.6. Съёмник для поддонов.
- 11.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 11.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 11.9. Угловой штуцер.
- 11.10. Шестигранный ключ.
- 11.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 11.12. Задние распорки (2 шт.).
12. Стерилизатор паровой А-17 торговое наименование ANTHOS, в составе:
- 12.1. Стерилизатор паровой А-17 торговое наименование ANTHOS.
- 12.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 12.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0089332

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 5

- 12.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 12.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 12.6. Съёмник для поддонов.
- 12.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 12.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 12.9. Угловой штуцер.
- 12.10. Шестигранный ключ.
- 12.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 12.12. Задние распорки (2 шт.).
13. Стерилизатор паровой А-22 торговое наименование ANTHOS, в составе:
 - 13.1. Стерилизатор паровой А-22 торговое наименование ANTHOS.
 - 13.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
 - 13.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 13.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 13.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 13.6. Съёмник для поддонов.
 - 13.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 13.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 13.9. Угловой штуцер.
 - 13.10. Шестигранный ключ.
 - 13.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 13.12. Задние распорки (2 шт.).
14. Стерилизатор паровой А-28 торговое наименование ANTHOS.
 - 14.1. Стерилизатор паровой А-28 торговое наименование ANTHOS.
 - 14.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
 - 14.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 14.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 14.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 14.6. Съёмник для поддонов.
 - 14.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 14.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 14.9. Угловой штуцер.
 - 14.10. Шестигранный ключ.
 - 14.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 14.12. Задние распорки (2 шт.).
15. Стерилизатор паровой А-17 PLUS торговое наименование ANTHOS.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0039333

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 6

- 15.1. Стерилизатор паровой А-17 PLUS торговое наименование ANTHOS.
- 15.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 15.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 15.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 15.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 15.6. Съёмник для поддонов.
- 15.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 15.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 15.9. Угловой штуцер.
- 15.10. Шестигранный ключ.
- 15.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 15.12. Задние распорки (2 шт.).
16. Стерилизатор паровой А-22 PLUS торговое наименование ANTHOS.
- 16.1. Стерилизатор паровой А-22 PLUS торговое наименование ANTHOS.
- 16.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 16.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 16.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 16.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 16.6. Съёмник для поддонов.
- 16.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 16.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 16.9. Угловой штуцер.
- 16.10. Шестигранный ключ.
- 16.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 16.12. Задние распорки (2 шт.).
17. Стерилизатор паровой А-28 PLUS торговое наименование ANTHOS, в составе:
- 17.1. Стерилизатор паровой А-28 PLUS торговое наименование ANTHOS.
- 17.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 17.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 17.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 17.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 17.6. Съёмник для поддонов.
- 17.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 17.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 17.9. Угловой штуцер.
- 17.10. Шестигранный ключ.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0039334

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 7

- 17.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
17.12. Задние распорки (2 шт.).
18. Стерилизатор паровой А-17Т торговое наименование ANTHOS, в составе:
18.1. Стерилизатор паровой А-17Т торговое наименование ANTHOS.
18.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
18.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
18.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
18.5. Съёмник для поддонов.
18.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
18.7. Воронка для залива воды.
19. Стерилизатор паровой А-22Т торговое наименование ANTHOS, в составе:
19.1. Стерилизатор паровой А-22Т торговое наименование ANTHOS.
19.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
19.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
19.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
19.5. Съёмник для поддонов.
19.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
19.7. Воронка для залива воды.
20. Стерилизатор паровой SW-17S торговое наименование STERN WEBER, в составе:
20.1. Стерилизатор паровой SW-17S торговое наименование STERN WEBER.
20.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 шт.).
20.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
20.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
20.5. Смазка для механизма блокировки двери.
20.6. Съёмник для поддонов.
20.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
20.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
20.9. Угловой штуцер.
20.10. Шестигранный ключ.
20.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
20.12. Задние распорки (2 шт.).
21. Стерилизатор паровой SW-17 торговое наименование STERN WEBER.
21.1. Стерилизатор паровой SW-17 торговое наименование STERN WEBER.
21.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
21.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
21.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко



0089835

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 8

- 21.5. Смазка для механизма блокировки двери.
21.6. Съемник для поддонов.
21.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
21.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
21.9. Угловой штуцер.
21.10. Шестигранный ключ.
21.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
21.12. Задние распорки (2 шт.).
22. Стерилизатор паровой SW-22 торговое наименование STERN WEBER, в составе:
22.1. Стерилизатор паровой SW-22 торговое наименование STERN WEBER.
22.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
22.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
22.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
22.5. Смазка для механизма блокировки двери.
22.6. Съемник для поддонов.
22.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
22.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
22.9. Угловой штуцер.
22.10. Шестигранный ключ.
22.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
22.12. Задние распорки (2 шт.).
23. Стерилизатор паровой SW-28 торговое наименование STERN WEBER, в составе:
23.1. Стерилизатор паровой SW-28 торговое наименование STERN WEBER.
23.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
23.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
23.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
23.5. Смазка для механизма блокировки двери.
23.6. Съемник для поддонов.
23.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
23.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
23.9. Угловой штуцер.
23.10. Шестигранный ключ.
23.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
23.12. Задние распорки (2 шт.).
24. Стерилизатор паровой SW-17 PLUS торговое наименование STERN WEBER, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0089836

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 9

- 24.1. Стерилизатор паровой SW-17 PLUS торговое наименование STERN WEBER.
24.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
24.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
24.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
24.5. Смазка для механизма блокировки двери.
24.6. Съёмник для поддонов.
24.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
24.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
24.9. Угловой штуцер.
24.10. Шестигранный ключ.
24.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
24.12. Задние распорки (2 шт.).
25. Стерилизатор паровой SW-22 PLUS торговое наименование STERN WEBER, в составе:
- 25.1. Стерилизатор паровой SW-22 PLUS торговое наименование STERN WEBER.
25.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
25.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
25.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
25.5. Смазка для механизма блокировки двери.
25.6. Съёмник для поддонов.
25.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
25.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
25.9. Угловой штуцер.
25.10. Шестигранный ключ.
25.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
25.12. Задние распорки (2 шт.).
26. Стерилизатор паровой SW-28 PLUS торговое наименование STERN WEBER, в составе:
- 26.1. Стерилизатор паровой SW-28 PLUS торговое наименование STERN WEBER.
26.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
26.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
26.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
26.5. Смазка для механизма блокировки двери.
26.6. Съёмник для поддонов.
26.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
26.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0089837

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ РЗН 2017/6033

Лист 10

- 26.9. Угловой штуцер.
26.10. Шестигранный ключ.
26.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
26.12. Задние распорки (2 шт.).
27. Стерилизатор паровой SW-17T торговое наименование STERN WEBER, в составе:
27.1. Стерилизатор паровой SW-17T торговое наименование STERN WEBER.
27.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
27.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
27.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
27.5. Съёмник для поддонов.
27.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
27.7. Воронка для залива воды.
28. Стерилизатор паровой SW-22T торговое наименование STERN WEBER, в составе:
28.1. Стерилизатор паровой SW-22T торговое наименование STERN WEBER.
28.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
28.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
28.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
28.5. Съёмник для поддонов.
28.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
28.7. Воронка для залива воды.
29. Стерилизатор паровой C-17S торговое наименование CASTELLINI в составе:
29.1. Стерилизатор паровой C-17S торговое наименование CASTELLINI.
29.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 шт.).
29.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
29.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
29.5. Смазка для механизма блокировки двери.
29.6. Съёмник для поддонов.
29.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
29.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
29.9. Угловой штуцер.
29.10. Шестигранный ключ.
29.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
29.12. Задние распорки (2 шт.).
30. Стерилизатор паровой C-17 торговое наименование CASTELLINI, в составе:
30.1. Стерилизатор паровой C-17 торговое наименование CASTELLINI.
30.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0039388

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 11

- 30.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 30.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 30.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 30.6. Съёмник для поддонов.
- 30.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 30.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 30.9. Угловой штуцер.
- 30.10. Шестигранный ключ.
- 30.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 30.12. Задние распорки (2 шт.).
- 31. Стерилизатор паровой С-22 торговое наименование CASTELLINI, в составе:
 - 31.1. Стерилизатор паровой С-22 торговое наименование CASTELLINI.
 - 31.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
 - 31.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 31.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 31.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 31.6. Съёмник для поддонов.
 - 31.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 31.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 31.9. Угловой штуцер.
 - 31.10. Шестигранный ключ.
 - 31.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 31.12. Задние распорки (2 шт.).
- 32. Стерилизатор паровой С-28 торговое наименование CASTELLINI, в составе:
 - 32.1. Стерилизатор паровой С-28 торговое наименование CASTELLINI.
 - 32.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
 - 32.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 32.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 32.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 32.6. Съёмник для поддонов.
 - 32.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 32.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 32.9. Угловой штуцер.
 - 32.10. Шестигранный ключ.
 - 32.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 32.12. Задние распорки (2 шт.).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко



0038339

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 12

33. Стерилизатор паровой C-17 PLUS торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 33.1. Стерилизатор паровой C-17 PLUS торговое наименование CASTELLINI.
 - 33.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
 - 33.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 33.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 33.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 33.6. Съёмник для поддонов.
 - 33.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 33.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 33.9. Угловой штуцер.
 - 33.10. Шестигранный ключ.
 - 33.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 33.12. Задние распорки (2 шт.).
34. Стерилизатор паровой C-22 PLUS торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 34.1. Стерилизатор паровой C-22 PLUS торговое наименование CASTELLINI.
 - 34.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
 - 34.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 34.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 34.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 34.6. Съёмник для поддонов.
 - 34.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 34.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 34.9. Угловой штуцер.
 - 34.10. Шестигранный ключ.
 - 34.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 34.12. Задние распорки (2 шт.).
35. Стерилизатор паровой C-28 PLUS торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 35.1. Стерилизатор паровой C-28 PLUS торговое наименование CASTELLINI.
 - 35.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
 - 35.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 35.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 35.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 35.6. Съёмник для поддонов.
 - 35.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 35.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 35.9. Угловой штуцер.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


М.А. Мурашко



0089340

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года № РЗН 2017/6033

Лист 13

- 35.10. Шестигранный ключ.
35.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
35.12. Задние распорки (2 шт.).
36. Стерилизатор паровой С-17Т торговое наименование CASTELLINI, в составе:
36.1. Стерилизатор паровой С-17Т торговое наименование CASTELLINI.
36.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
36.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
36.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
36.5. Съёмник для поддонов.
36.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
36.7. Воронка для залива воды.
37. Стерилизатор паровой С-22Т торговое наименование CASTELLINI, в составе:
37.1. Стерилизатор паровой С-22Т торговое наименование CASTELLINI.
37.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
37.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
37.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
37.5. Съёмник для поддонов.
37.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
37.7. Воронка для залива воды.
- Принадлежности:
1. Деминерализатор PURE 100.
 2. Деминерализатор PURE 500.
 3. Устройство для автоматического заполнения.
 4. Устройство для переднего заполнения.
 5. Принтер внешний стандартный.
 6. Принтер для печати штрих-кода.
 7. Wi-Fi модуль.
 8. Набор вспомогательный EV, в составе:
 - 2-ходовой соленоидный клапан NC - 24V DC;
 - стальная опора и крепежные винты;
 - соединительный кабель с разъемом;
 - силиконовая соединительная трубка с разъемом;
 - управляющий кран;
 - 1-ходовой клапан.

Z

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0039341