



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2016 года № ФСЗ 2010/06066

На медицинское изделие

Центрифуги лабораторные Thermo Scientific с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Термо Электрон ЛЕД ГмбХ", Германия,

Thermo Electron LED GmbH, Robert-Bosch-Strasse 1, 63505 Langenselbold,
Germany

Производитель

"Термо Электрон ЛЕД ГмбХ", Германия,

Thermo Electron LED GmbH, Robert-Bosch-Strasse 1, 63505 Langenselbold,
Germany

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-10977/19180 от 14.04.2016

Вид медицинского изделия см.приложение

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4300

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 7 листах

приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2016 года № 3678
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0016549

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2016 года № ФСЗ 2010/06066

Лист 1

На медицинское изделие

Центрифуги лабораторные Thermo Scientific с принадлежностями:

варианты исполнений: KR 4i (вид 274480), Thermo Scientific SL16 (вид 260430), Thermo Scientific SL 16R (вид 260430), Thermo Scientific SL 40 (вид 260430), Thermo Scientific SL 40R (вид 260430).

Принадлежности:

1. Ротор TX-400, 4 x 400 мл.
2. Стаканы для ротора TX-400, 400 мл, 4 шт.
3. Крышки для стаканов TX-400, 4 шт.
4. Кольца запасные для крышек к ротору TX-400.
5. Флакон из полипропилена 400 мл, 12 шт.
6. Адаптеры 1 x 250 мл / 200 мл конические / 175 мл конические, 4 шт.
7. Адаптеры 1 x 100 мл, 4 шт.
8. Адаптеры 3 x 50 мл, 4 шт.
9. Адаптеры 4 x 50 мл, 4 шт.
10. Адаптеры 4 x 50 конические, 4 шт.
11. Адаптеры 5 x 25/30 мл, 4 шт.
12. Адаптеры 3 x 25 мл, 4 шт.
13. Адаптеры 9 x 15 мл конические, 4 шт.
14. Адаптеры 7 x 14 мл, 4 шт.
15. Адаптеры 4 x 15 мл, 4 шт.
16. Адаптеры 14 x 10/15 мл, 4 шт.
17. Адаптеры 10 x 15 мл, 4 шт.
18. Адаптеры 19 x 5/7 мл, 4 шт.
19. Адаптеры 19 x 3 мл, 4 шт.
20. Адаптеры 34 x 2 мл, 4 шт.
21. Ротор TX-200, 4 x 180 мл.
22. Стаканы для ротора TX-200, 180 мл, 4 шт.
23. Стаканы для ротора TX-200, 200 мл, 4 шт.
24. Крышки для стаканов TX-200, 4 шт.
25. Кольца запасные для крышек к ротору TX-200, 4 шт.
26. Флаконы 180 мл, 12 шт.
27. Адаптеры 1 x 100 мл, 4 шт.
28. Адаптеры 1 x 50 мл (диаметр - 35 мм), 4 шт.
29. Адаптеры 1 x 50 мл (диаметр - 29-32 мм), 4 шт.
30. Адаптеры 1 x 50 мл конические, 4 шт.
31. Адаптеры 1 x 25 мл, 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0019659

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2016 года № ФСЗ 2010/06066

Лист 2

32. Адаптеры 2 x 25 мл, 4 шт.
33. Адаптеры 3 x 20 мл, 4 шт.
34. Адаптеры 5 x 15 мл конические, 4 шт.
35. Адаптеры 2 x 14 мл, 4 шт.
36. Адаптеры 7 x 15/10 мл, 4 шт.
37. Адаптеры 4 x 15 мл, 4 шт.
38. Адаптеры 8 x 5/7 мл, 4 шт.
39. Адаптеры 9 x 5/7 мл, 4 шт.
40. Адаптеры 12 x 3-5 мл, 4 шт.
41. Адаптеры 12 x 2 мл, 4 шт.
42. Ротор BIOshield 720, 4 x 180 мл.
43. Адаптеры 1 x 180 мл флаконы, 4 шт.
44. Адаптеры 1 x 150 мл, 4 шт.
45. Адаптеры 1 x 100 мл, 4 шт.
46. Адаптеры 2 x 50 мл конические, 4 шт.
47. Адаптеры 2 x 50 мл, 4 шт.
48. Адаптеры 5 x 25 мл, 4 шт.
49. Адаптеры 4 x 25 мл, 4 шт.
50. Адаптеры 6 x 15 мл коническис, 4 шт.
51. Адаптеры 12 x 10 мл, 4 шт.
52. Адаптеры 11 x 15 мл, 4 шт.
53. Адаптеры 12 x 5/7 мл, 4 шт.
54. Адаптеры 20 x 5/7 мл, 4 шт.
55. Адаптеры 40 x 2 мл, 4 шт.
56. Ротор M-20 в комплекте с контейнерами и крышками.
57. Контейнеры герметичные для ротора M-20, 2 шт.
58. Крышки для контейнеров, 2 шт.
59. Ротор угловой CLINIConic, 30 x 15 мл.
60. Адаптер 1 x 10 мл.
61. Адаптер 1 x 7 мл.
62. Адаптер 1 x 5 мл.
63. Ротор угловой 8 x 50 мл.
64. Кольца запасные для крышек к ротору 8x50 мл.
65. Ротор F15-6x100.
66. Ротор HIGHConic II, 6 x 100 мл с крышкой.
67. Ротор HIGHConic II, 6 x 94 мл с крышкой.
68. Адаптер 1 x 50 мл коническис.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0019660

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2016 года № ФСЗ 2010/06066

Лист 3

69. Адаптер 1 x 15 мл конические.
70. Адаптер 1 x 50 мл.
71. Адаптер 1 x 38 мл.
72. Адаптер 1 x 16 мл.
73. Адаптер 2 x 12 мл.
74. Адаптер 2 x 6,5 мл.
75. Адаптер 4 x 3,5 мл.
76. Адаптер 4 x 2 мл.
77. Ротор F13S-14x50с.
78. Ротор F15-8x50с.
79. Адаптеры 1 x 15 мл конические, 2 шт.
80. Ротор угловой с крышкой 30 x 2 мл.
81. Ротор угловой с крышкой 48 x 2 мл.
82. Ротор TX-750, 4 x 750 мл.
83. Стаканы 750 мл для ротора TX-750, 4 шт.
84. Крышки для стаканов 750 мл для ротора TX-750, 4 шт.
85. Кольца запасные для крышек, 4 шт.
86. Флаконы полипропиленовые 750 мл, 12 шт.
87. Адаптеры 1 x 250 мл, 4 шт.
88. Адаптеры 2 x 100 мл, 4 шт.
89. Адаптеры 3 x 50 мл, 4 шт.
90. Адаптеры 7 x 50 мл, 4 шт.
91. Адаптеры 7 x 50 мл, конические, 4 шт.
92. Адаптеры 7 x 25 мл, 4 шт.
93. Адаптеры 14 x 15 мл, конические, 4 шт.
94. Адаптеры 12 x 14 мл, 4 шт.
95. Адаптеры 21 x 10 мл, 4 шт.
96. Адаптеры 27 x 5/7 мл, 4 шт.
97. Адаптеры 37 x 5 мл, 4 шт.
98. Адаптеры 37 x 5 / 7 мл, 4 шт.
99. Адаптеры 48 x 2 мл, 4 шт.
100. Адаптеры T-75 для колб, 2 шт.
101. Адаптеры T-25 для колб, 2 шт.
102. Стакан 250 мл, мл для ротора TX-750, 4 шт.
103. Крышки для стакана 250 мл для ротора TX-750, 4 шт.
104. Кольца запасные для крышек, 4 шт.
105. Адаптеры 1 x 250 мл, 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0019661

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2016 года № ФСЗ 2010/06066

Лист 4

106. Адаптеры 1 x 150 мл, 4 шт.
107. Адаптеры 1 x 100 мл, 4 шт.
108. Адаптеры 5 x 50 мл конические, 4 шт.
109. Адаптеры 3 x 50 мл, 4 шт.
110. Адаптеры 4 x 45 мл, 4 шт.
111. Адаптеры 4 x 25 мл, 4 шт.
112. Адаптеры 6 x 25 мл, 4 шт.
113. Адаптеры 12 x 15 мл, конические, 4 шт.
114. Адаптеры 9 x 14 мл, 4 шт.
115. Адаптеры 9 x 15 мл, 4 шт.
116. Адаптеры 16 x 15 мл, 4 шт.
117. Адаптеры 20 x 7 мл, 4 шт.
118. Адаптеры 28 x 5/7 мл, 4 шт.
119. Адаптеры 56 x 2 мл, 4 шт.
120. Контейнеры для микропланшет и Т-75 колб, 4 шт.
121. Ротор BIOliner.
122. Стаканы для ротора BIOliner, 4 шт.
123. Крышки для стаканов к ротору BIOliner, 4 шт.
124. Кольца запасные для крышек, 4 шт.
125. Адаптеры 750 мл, 4 шт.
126. Адаптеры 1 x 250 мл, 4 шт.
127. Адаптеры 2 x 250 / 225 / 175 мл, 4 шт.
128. Адаптеры 10 x 50 мл, 4 шт.
129. Адаптеры 22 x 15 мл, 4 шт.
130. Адаптеры 37 x 10 мл, 4 шт.
131. Адаптеры 49 x 5/7 мл, 4 шт.
132. Микропланшетные держатели, 4 шт.
133. Крышки для микропланшетных держателей, 4 шт.
134. Кольца запасные для крышек к держателям, 4 шт.
135. Ротор BIOshield® 1000A.
136. Адаптеры 1 x 250 мл, 4 шт.
137. Адаптеры 1 x 150 мл, 4 шт.
138. Адаптеры 1 x 100 мл, 4 шт.
139. Адаптеры 4 x 50 мл, 4 шт.
140. Адаптеры 3 x 50 мл, 4 шт.
141. Адаптеры 4 x 45 мл, 4 шт.
142. Адаптеры 4 x 25 мл, 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0019662

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2016 года № ФСЗ 2010/06066

Лист 5

- 143. Адаптеры 6 x 25 шт., 4 шт.
- 144. Адаптеры 9 x 15 мл, 4 шт.
- 145. Адаптеры 9 x 14 мл, 4 шт.
- 146. Адаптеры 9 x 15 мл, 4 шт.
- 147. Адаптеры 16 x 15 мл, 4 шт.
- 148. Адаптеры 20 x 7 мл, 4 шт.
- 149. Адаптеры 28 x 5/7 мл, 4 шт.
- 150. Адаптеры 56 x 2 мл, 4 шт.
- 151. Ротор F20 - 6 x 100.
- 152. Ротор угловой HIGHConic II.
- 153. Ротор угловой 48 x 2 с крышкой.
- 154. Ротор угловой F21-48 x 2.
- 155. Адаптеры 0,5 мл, 24 шт.
- 156. Адаптеры 0,25 мл, 24 шт.
- 157. Адаптеры 0,2 мл PCR, 24 шт.
- 158. Ротор горизонтальный RP6.
- 159. Ротор горизонтальный RP4.
- 160. Ротор горизонтальный RC6.
- 161. Ротор горизонтальный RHK4B.
- 162. Крышка для ротора RP6.
- 163. Крышка для ротора RC6.
- 164. Крышка для ротора RP4/P40.
- 165. Стаканы N6B, N6BMT без крышек, 6 шт.
- 166. Крышка для стакана N6B, N6BMT.
- 167. Адаптер 1 x 250 мл, 4 шт.
- 168. Адаптер 1 x 100 мл, 4 шт.
- 169. Адаптер, 2 x 50 мл, 4 шт.
- 170. Адаптер 50 мл x 3, 4 шт.
- 171. Адаптер 50 мл x 3, конические, 4 шт.
- 172. Адаптер 15 мл x 7, 4 шт.
- 173. Адаптер 15 мл x 7, конические, 4 шт.
- 174. Адаптер 12 мл x 7, 4 шт.
- 175. Адаптер 10 мл x 12, 4 шт.
- 176. Адаптер 10 мл x 12, 4 шт.
- 177. Адаптер 50 мл x 4, 4 шт.
- 178. Адаптер 25 мл x 5, 4 шт.
- 179. Адаптер 20 мл x 8, 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0019663

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2016 года № ФСЗ 2010/06066

Лист 6

180. Адаптер 15 мл х 4, 4 шт.
181. Адаптер 7 мл х 14, 4 шт.
182. Адаптер 7 мл х 18, 4 шт.
183. Адаптер 6 мл х 20, 4 шт.
184. Адаптер 5 мл х 7, 4 шт.
185. Адаптер 5 мл х 26, 4 шт.
186. Адаптер 3 мл х 30, 4 шт.
187. Адаптер 1.5 мл х 20, конические, 4 шт.
188. Адаптер 0.8 мл х 42, 4 шт.
189. Адаптер 1 х цитобакет, 4 шт.
190. Поддон для микропланшетов.
191. Прокладка резиновая для микропланшетов.
192. Фильтрующая прокладка, 4 шт.
193. Стаканы N6T, 6 шт.
194. Стаканы N6T с тефлоновым покрытием, 6 шт.
195. Разделитель для стаканов N6T.
196. Автоматический плазмаэкстрактор XP100.
197. Разделитель для N6T стаканов.
198. Разделитель для стаканов N6T.
199. Разделитель для стаканов N6T.
200. Стаканы N6C, 6 шт.
201. Стаканы N6CE, 6 шт.
202. Стаканы N6CDE, 6 шт.
203. Крышка для стакана N6C/N6CE/N6CDE.
204. Вставка для 1 х мешок.
205. Вставка 1 х сдвоенный мешок.
206. Адаптер 900 мл х 1, 6 шт.
207. Адаптер 500 мл х 1, 6 шт.
208. Адаптер 500 мл мешок х 1, 6 шт.
209. Адаптер 250 мл х 1, 6 шт.
210. Адаптер 125 мл х 1, 6 шт.
211. Адаптер 100 мл х 2, 6 шт.
212. Адаптер 50 мл х 4, 6 шт.
213. Адаптер 500 мл х 1, 6 шт.
214. Адаптер 375 мл х 1, 6 шт.
215. Адаптер 250 мл х 1, конические, 6 шт.
216. Адаптер 50 мл х 5, конические, 6 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0019884

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2016 года № ФСЗ 2010/06066

Лист 7

- 217. Адаптер 20 мл x 12, 6 шт.
 - 218. Адаптер 15 мл x 12, 6 шт.
 - 219. Адаптер, 10-15 мл x 19, 6 шт.
 - 220. Адаптер 7 мл x 20, 6 шт.
 - 221. Адаптер 6 мл x 30, 6 шт.
 - 222. Адаптер 3-5 мл x 37, 6 шт.
 - 223. Стаканы N4T, 4 шт.
 - 224. Вставка для стакана N4T, без разделителя.
 - 225. Вставка для стакана N4T, с разделителем.
 - 226. Вставка для стакана N4T, с фильтром.
 - 227. Стаканы N4C, 4 шт.
 - 228. Стаканы N4CT с PTFE-покрытием, 4 шт.
 - 229. Вставка для стаканов N4C/CT, 1000 мл x 1.
 - 230. Вставка 1000 мл Sanyo/MSE x 1.
 - 231. Вставка 1000 мл Nalgene x 1.
 - 232. Адаптеры для 1 x 1600 мл стаканов, 4 шт.
 - 233. Флакон, 1600 мл, поликарбонат.
 - 234. Флакон, 1600 мл, полипропилен.
 - 235. Стаканы RNK4B x 2, 2 шт.
 - 236. Поддон для штативов LKB (2 x 15), 2 шт.
 - 237. Поддон для штативов Nuclear (2 x 3), 2 шт.
 - 238. Поддон для штативов Packard (2 x 4), 2 шт.
 - 239. Поддон для штативов Beckman (2 x 3), 2 шт.
 - 240. Поддон для штативов Smac-Technicon (2 x 5), 2 шт.
 - 241. Поддон для штативов Micromedics (2 x 7), 2 шт.
 - 242. Поддон для штативов Shimadzu (2 x 17), 2 шт.
 - 243. Поддон для штативов Stago/Hitachi, 2 шт.
 - 244. Набор вставок для 35 пробирок.
- Место производства:
1. Thermo Electron LED GmbH, Robert-Bosch-Strasse 1, 63505, Langenselbold, Germany.
 2. Thermo Electron LED GmbH, Am Kalkberg, 37520 Osterode am Harz, Germany.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0019865