



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года № РЗН 2017/5649

На медицинское изделие
Холодильник фармацевтический модели MPR с принадлежностями
(pharmaceutical refrigerator)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"ПиЭйчСи Корпорейшн", Япония,
PNC Corporation, 2131-1 Minamigata, Toon, Ehime, Japan

Производитель
"ПиЭйчСи Корпорейшн", Япония,
PNC Corporation, 2131-1 Minamigata, Toon, Ehime, Japan

Место производства медицинского изделия
PNC Corporation, 1-1-1 Sakada, Oizumi-machi, Ora-Gun, Gunma 370-0596, Japan

Номер регистрационного досье № РД-25171/61897 от 25.12.2018

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 28.25.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 декабря 2018 года № 9273
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0042073

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 декабря 2018 года

№ РЗН 2017/5649

Лист 1

На медицинское изделие

Холодильник фармацевтический модели MPR с принадлежностями (pharmaceutical refrigerator):

Варианты исполнения:

1. MPR-S163-PE.
2. MPR-S313-PE.
3. MPR-514-PE.
4. MPR-514R-PE.
5. MPR-721-PE.
6. MPR-721R-PE.
7. MPR-1014-PE.
8. MPR-1014R-PE.
9. MPR-1411-PE.
10. MPR-1411R-PE.
11. MPR-215F-PE.
12. MPR-414F-PE.

Принадлежности:

1. Регистраторы температуры: MTR-0621LH-PE, MTR-4015LH-PE, MTR-G04C-PE, MTR-G3504C-PE, (temperature recorders), не более 50 шт.
2. Крепления регистраторов температуры: MPR-S30-PW, MPR-S7-PW, MPR-53ROH-PW (mounting kit), не более 50 шт.
3. Бумага для регистраторов температуры: RP-40-PW, RP-06-PW, RP-G04-PW, RP-G3504-PW (recording paper).
4. Коробка монтажная для батареи: MPR-48B-PW, MPR-48B1-PW (battery installation box).
5. Маркеры для регистраторов температуры: PG-R-PW, PG-RB-PW (felt pen), не более 50 шт.
6. Выдвижные ящики MPR-41R-PW (комплект из 3 шт.), (set of drawers).
7. Плата электронная для системы централизованного контроля температуры: MTR-480-PW (LAN interface board), MTR-L03-PW (interface PCB for DAQ system).
8. Комплект ключей 924-076-4758, 924-076-4741 (spare keys).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков
0052497