



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 ноября 2016 года № ФСЗ 2009/05563

На медицинское изделие  
Дозаторы пипеточные Finnripette, одно- и многоканальные

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Акционерное общество "Термо Фишер Сайентифик"  
(АО "Термо Фишер Сайентифик"), Россия,  
196240, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 73, корп. 1, лит. А

Производитель  
"Термо Фишер Сайентифик Ой", Финляндия,  
Thermo Fisher Scientific Oy, Ratastie 2, 01620 Vantaa, Finland

Место производства медицинского изделия  
Thermo Fisher Scientific Oy, Ratastie 2, 01620 Vantaa, Finland

Номер регистрационного досье № РД-14035/63349 от 24.10.2016

Вид медицинского изделия 105200

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5240

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 10 ноября 2016 года № 12488  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0027041



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 ноября 2016 года № ФСЗ 2009/05563

Лист 1

На медицинское изделие

**Дозаторы пипеточные Finnpiquette, одно- и многоканальные:**

в следующих исполнениях:

1. Finnpiquette Color:

- Одноканальные, фиксированного объема:

1 мкл, 2 мкл, 5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 3000 мкл, 5000 мкл, 10 000 мкл.

- Одноканальные, переменного объема: 0,2-2 мкл, 0,3-3 мкл, 0,5-5 мкл, 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 2-20 мкл, 3-30 мкл, 5-40 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 40-200 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 500-5000 мкл, 1000-5000 мкл, 1000-10 000 мкл, 2000-10 000 мкл.

- 8-канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 150-1500 мкл, 100-1200 мкл. - 12-канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 150-1500 мкл, 100-1200 мкл.

- 16- канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл.

2. Finnpiquette F1:

- Одноканальные, фиксированного объема: 1 мкл, 2 мкл, 5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 3000 мкл, 5000 мкл, 10 000 мкл.

- Одноканальные, переменного объема: 0,2-2 мкл, 0,3-3 мкл, 0,5-5 мкл, 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 2-20 мкл, 3-30 мкл, 5-40 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 40-200 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 500-5000 мкл, 1000-5000 мкл, 1000-10 000 мкл, 2000-10 000 мкл.

- 8-канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 150-1500 мкл, 100-1200 мкл.

- 12-канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 150-1500 мкл, 100-1200 мкл.

- 16- канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл.

3. Finnpiquette F2:

- Одноканальные, фиксированного объема: 1 мкл, 2 мкл, 5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 3000 мкл, 5000 мкл, 10 000 мкл.

- Одноканальные, переменного объема: 0,2-2 мкл, 0,3-3 мкл, 0,5-5 мкл, 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 2-20 мкл, 3-30 мкл, 5-40 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 40-200 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 500-5000 мкл, 1000-5000 мкл, 1000-10 000 мкл, 2000-

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

0028157



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 ноября 2016 года № ФСЗ 2009/05563

Лист 2

10 000 мкл.

- 8-канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 150-1500 мкл, 100-1200 мкл.

- 12-канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 150-1500 мкл, 100-1200 мкл.

- 16- канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл.

4. Finnpiquette F3:

- Одноканальные, фиксированного объема: 1 мкл, 2 мкл, 5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 3000 мкл, 5000 мкл, 10 000 мкл.

- Одноканальные, переменного объема: 0,2-2 мкл, 0,3-3 мкл, 0,5-5 мкл, 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 2-20 мкл, 3-30 мкл, 5-40 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 40-200 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 500-5000 мкл, 1000-5000 мкл, 1000-10 000 мкл, 2000-10 000 мкл.

- 8-канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 150-1500 мкл, 100-1200 мкл.

- 12-канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл, 150-1500 мкл, 100-1200 мкл.

- 16- канальные, переменного объема: 0,5-10 мкл, 1-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 30-300 мкл, 50-300 мкл.

7

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0028156