



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 декабря 2019 года № РЗН 2018/6816

На медицинское изделие

**Морозильник биомедицинский модели MDF с принадлежностями  
(biomedical freezer)**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"ПиЭйчСи Корпорейшн", Япония,**

**PNC Corporation, 2131-1 Minamigata, Toon Ehime 791-0395, Japan**

Производитель

**"ПиЭйчСи Корпорейшн", Япония,**

**PNC Corporation, 2131-1 Minamigata, Toon Ehime 791-0395, Japan**

Место производства медицинского изделия

**PNC Corporation, 1-1-1 Sakada, Oizumi-machi, Ora-Gin, Gunma 370-0596, Japan**

Номер регистрационного досье № РД-30284/66945 от 04.12.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.50.000**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 18 декабря 2019 года № 9470  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0047064

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 декабря 2019 года № РЗН 2018/6816

Лист 1

На медицинское изделие

**Морозильник биомедицинский модели MDF с принадлежностями  
(biomedical freezer):**

Варианты исполнения:

1. MDF-137-PE.
2. MDF-237-PE.
3. MDF-437-PE.
4. MDF-MU-300H-PE.
5. MDF-MU-500H-PE.
6. MDF-U334-PE.
7. MDF-U5312-PE.
8. MDF-U5412-PE.
9. MDF-U5412H-PE.
10. MDF-U443-PE.

Принадлежности:

1. Регистраторы температуры MTR-G85C-PE, MTR-85H-PW, MTR-4015LH-PE (temperature recorders), не более 50 шт.
2. Рамка металлическая для крепления регистраторов температуры: MDF-S740-PW, MDF-S740T-PW, MDF-S3040-PW, MPR-S7-PW, MPR-S30-PW (mounting kit).
3. Бумага для регистраторов температуры: RP-G85-PW, RP-40-PW (recording paper).
4. Маркеры для регистраторов температуры: PG-R-PW, DF-38FP-PW (felt pen), не более 50 шт.
5. Коробка монтажная для батарей: MPR-48B1-PW (battery mounting box).
6. Металлические сетки-корзины MDF-13B2-PW (комплект из 2 шт.), MDF-13B3-PW (комплект из 3 шт.), MDF-43B2-PW (комплект из 2 шт.), MDF-43B3-PW (комплект из 3 шт.) (storage baskets).
7. Полки 924-194-4661, (shelves), не более 50 шт.
8. Держатели для полок 925-073-4727 (shelf supports), не более 50 шт.
9. Плата электронная для системы централизованного контроля температуры: MTR-480-PW (LAN interface board), MTR-L03-PW (interface PCB for DAQ system).
10. Комплект ключей 924-076-4758, 924-076-4741 (spare key).

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0065193