



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 мая 2018 года № ФСР 2012/13845

На медицинское изделие

**Автоматы фиксации и окраски мазков крови по ТУ 9443-002-95221815-2012
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью ЭМКО Электромеханическая
компания (ООО ЭМКО), Россия, 129301, Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1,
пом. I, комн. 7-17**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью ЭМКО Электромеханическая
компания (ООО ЭМКО), Россия, 129301, Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1,
пом. I, комн. 7-17**

Место производства медицинского изделия

ООО ЭМКО, Россия, 129301, Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1

Номер регистрационного досье № РД-22151/23008 от 15.05.2018

Вид медицинского изделия 248600

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 25 мая 2018 года № 54
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0038652

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 мая 2018 года

№ ФСР 2012/13845

Лист 1

На медицинское изделие

**Автоматы фиксации и окраски мазков крови по ТУ 9443-002-95221815-2012
с принадлежностями:**

в следующих исполнениях:

- АФОМК-06;
- АФОМК-13-ПАП.

Автоматы фиксации и окраски мазков крови АФОМК-6.

Принадлежности в составе:

Штатив для предметных стекол ШВ-25 (на 25 стекол толщиной 1 мм) - 2 шт.

Штатив для предметных стекол ШВ-20.2 (на 20 стекол толщиной 2 мм) - 2 шт.

Штатив для предметных стекол ШГ-6.2 (на 6 стекол толщиной 2 мм) - 2 шт.

Поддон для штатива ПВ-25 (под штативы ШВ-25, ШВ-20.2 и ШВ-6.2) - 2 шт.

Ванна для реагентов ВВ-25 (под штативы ШВ-25, ШВ-20.2 и ШГ-6.2) - 3 шт.

Ванна термической фиксации ВТФ-25 (на 25 стекол толщиной 1 мм) - 1 шт.

Комплект сантехнический для подключения к водопроводу:

1. Трубка подвода воды - 1 шт.
2. Трубка слива отходов - 1 шт.
3. Зажим для трубки слива воды - 2 шт.

Комплект для подключения к вентиляции:

1. Трубка вентиляции гибкая Ø100мм - 1 шт.
2. Зажим для трубки вентиляции - 2 шт.

Сетевой шнур питания тип кабеля: компьютерная розетка "мама" IEC-320-C13 - вилка для эл. розетки, длина 1,5м - 1 шт.

Предохранители 10А 250В (стекло) - 2 шт.

Стекло предметное 1 уп.

Автоматы фиксации и окраски мазков крови АФОМК-13-ПАП.

Принадлежности в составе:

Штатив для предметных стекол ШВ-25 (на 25 стекол толщиной 1 мм) - 2 шт.

Штатив для предметных стекол ШВ-20.2 (на 20 стекол толщиной 2 мм) - 2 шт.

Штатив для предметных стекол ШГ-6.2 (на 6 стекол толщиной 2 мм) - 2 шт.

Поддон для штатива ПВ-25 (под штативы ШВ-25, ШВ-20.2 и ШВ-6.2) - 2 шт.

Ванна для реагентов ВВ-25 (под штативы ШВ-25, ШВ-20.2 и ШГ-6.2) - 8 шт.

Ванна термической фиксации ВТФ-25 (на 25 стекол толщиной 1 мм) - 1 шт.

Комплект сантехнический для подключения к водопроводу:

1. Трубка подвода воды - 1 шт.
2. Трубка слива отходов - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0046472

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 мая 2018 года

№ ФСР 2012/13845

Лист 2

3. Зажим для трубки слива воды - 2шт.

Комплект для подключения к вентиляции:

1. Трубка вентиляции гибкая Ø100мм - 1шт.

2. Зажим для трубки вентиляции - 2шт.

Сетевой шнур питания тип кабеля: компьютерная розетка "мама" IEC-320-C13 - вилка для эл. розетки, длина 1,5м - 1 шт.

Предохранители 10А 250В (стекло) - 2 шт.

Стекло предметное 1 уп.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
szdravnadzor.ru

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0046473