



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 февраля 2019 года № РЗН 2017/6062

На медицинское изделие
Тонметр компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ,
с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Топкон Корпорейшен", Япония,
Topcon Corporation, 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580, Japan

Производитель
"Топкон Корпорейшен", Япония,
Topcon Corporation, 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580, Japan

Место производства медицинского изделия
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-25481/74341 от 22.01.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 08 февраля 2019 года № 862
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0042264

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 февраля 2019 года № РЗН 2017/6062

Лист 1

На медицинское изделие

**Тонومتر компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ,
с принадлежностями:**

I. Тонومتر компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ-1,
в составе:

1. Базовый блок СТ-1.
2. Колпачок защитный для измерительного окошка.
3. Кабель питания.
4. Инструкция пользователя.

II. Тонومتر компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ- 1Р,
в составе:

1. Базовый блок СТ-1Р.
2. Колпачок защитный для измерительного окошка.
3. Кабель питания.
4. Инструкция пользователя.

III. Тонومتر компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ-800,
в составе:

1. Базовый блок СТ-800.
2. Колпачок защитный для измерительного окошка.
3. Кабель питания.
4. Инструкция пользователя.

IV. Принадлежности:

1. Держатели салфеток пластиковые для упора подбородка - не более 10 шт.
2. Салфетки для упора для подбородка 500 шт. в 1 уп. - не более 10 уп.
3. Палочки для чистки сопла - 25 шт. в одной упаковке - не более 2 уп.
4. Кейс для принадлежностей.
5. Предохранители плавкие - 2 шт.
6. Кабель USB.
7. Салфетка для протирки оптики.
8. Термобумага для принтера - 2 рулона.
9. Груша резиновая для очистки оптики от пыли.
10. Контейнер для чистящей жидкости.
11. Чехол противопыльный.

Место производства:

1. Topcon Corporation, 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580, Japan
2. Topcon Yamagata Co., Ltd., 547, Aza Ishida Oaza Urushiyama, Yamagata-shi, Yamagata-ken, 990-2196, Japan.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков
0053379