



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 ноября 2016 года № ФСЗ 2011/10929

На медицинское изделие

**Наконечники полимерные одноразовые Finntip, Labtip для медицинских
пинеток**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Термо Фишер Сайентифик"

(АО "Термо Фишер Сайентифик"), Россия,

196240, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 73, литер А, корпус 1

Производитель

"Термо Фишер Сайентифик Ой", Финляндия,

Thermo Fisher Scientific Oy, Ratastie 2, 01620 Vantaa, Finland

Место производства медицинского изделия

Thermo Fisher Scientific Oy, Ratastie 2, 01620 Vantaa, Finland

Номер регистрационного досье № РД-14036/63348 от 24.10.2016

Вид медицинского изделия 292810

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 6465

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 09 ноября 2016 года № 12463
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0027040

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 ноября 2016 года

№ ФСЗ 2011/10929

Лист 1

На медицинское изделие

Наконечники полимерные одноразовые Finntip, Labtip для медицинских пипеток:

1. Наконечники полимерные одноразовые Finntip: 0,2-10 мкл; 0,2-20 мкл; 0,2-50 мкл; 0,3-30 мкл; 5-200 мкл; 0,5-250 мкл; 5-300 мкл; 1-100 мкл; 1-200 мкл; 5-100 мкл; 100-1000 мкл; 1000-5000 мкл; 2000-10000 мкл; 50-1500 мкл; 0,5-25 мкл; 20-200 мкл; 10-250 мкл; 0,5 мл; 1,25 мл; 2,5 мл; 5 мл; 12,5 мл; 25 мл; 50 мл; 0,5-10 мкл; 0,5-100 мкл; 0,5-200 мкл; 150-1500 мкл; 0,5-30 мкл; 5-30 мкл; 50-1200 мкл.
2. Наконечники полимерные одноразовые Labtip Yellow (желтые).
3. Наконечники полимерные одноразовые Labtip Blue (синие).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0028155