



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 сентября 2016 года № ФСЗ 2011/10354

На медицинское изделие

Устройство для печати монохромных медицинских изображений

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Сони Электроникс" (АО "Сони Электроникс"), Россия,
123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6**

Производитель

**"Сони Корпорейшн", Япония,
Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan**

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-13084/35527 от 08.09.2016

Вид медицинского изделия

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5210**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 16 сентября 2016 года № 9738
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0023780

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 сентября 2016 года № ФСЗ 2011/10354

Лист 1

На медицинское изделие

Устройство для печати монохромных медицинских изображений:

1. Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-D898MD в составе:

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-D898MD.
- Лист для очистки термопечатающей головки (110 x 95 мм).
- Кабель питания переменного тока.
- Компакт-диск с руководством по эксплуатации и ПО (Ver. 1.00).
- Руководство пользователя.

2. Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD в составе:

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD.
- Лист для очистки термопечатающей головки (110 x 95 мм).
- Удлинительный кабель флэш-накопителя USB 1-848-418-11.
- Кабель питания переменного тока.
- Компакт-диск с руководством по эксплуатации и ПО (Ver. 1.00).
- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG.
- Руководство пользователя.


3. Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-971AD в составе:

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-971AD.
- Лист для очистки термопечатающей головки (210 x 260 мм).
- Кабель питания переменного тока.
- Компакт-диск с руководством по эксплуатации и ПО (Ver.1.00).
- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках: UPP-210HD.
- Руководство пользователя.

4. Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-991AD в составе:

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-991AD.
- Лист для очистки термопечатающей головки (210 x 260 мм).
- Кабель питания переменного тока.
- Компакт-диск с руководством по эксплуатации и ПО (Ver. 1.00).
- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках: UPP-210HD.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


М.А. Мурашко

0025126

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 сентября 2016 года № ФСЗ 2011/10354

Лист 2

- Руководство пользователя.

Место производства:

1. Sony EMCS Corporation Kosai Site, 554, Sakaijuku, Kosai-Shi, Shizuoka, 431-0496, Japan.
2. Qisda Optronics (Suzhou) Co., Ltd., 169, Zhujiang Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R.C.

z

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


М.А. Мурашко

0025127