



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 09 июня 2010 года № ФСЗ 2010/07170

На медицинское изделие

**Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки hd,  
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"ХАВО ГмбХ", Германия,  
NAWO GmbH, Obere Au 2-4, 74847 Obrigheim, Germany**

Производитель

**"ХАВО ГмбХ", Германия,  
NAWO GmbH, Obere Au 2-4, 74847 Obrigheim, Germany**

Место производства медицинского изделия

**Obere Au 2-4, 74847 Obrigheim, Germany**

Номер регистрационного досье № 21251 от 07.04.2010

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5100**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 09 июня 2010 года № 5373-Пр/10  
и приказом от 12 августа 2015 года № 5661 о замене  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

**0013906**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2010 года

№ ФСЗ 2010/07170

Лист 1

На медицинское изделие

**Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки hd, с принадлежностями:**

I. Варианты исполнений: hd 260 MS-8; hd 270 MS-8; hd 470 MS-8; hd 320 MS-8; hd 310 WS-8; hd 510 WS-8; hd 650 DL; hd 650 DEL; hd 680 DE; hd 680 DE-V; hd 680 DEI-V.

II. Принадлежности :

1. Роликовый конвейер.
2. Столик стационарный.
3. Столик передвижной.
4. Столик передвижной, регулируемый по высоте.
5. Принтер штрих-кодов.
6. Сканер штрих-кодов.
7. Устройство для документирования процесса термосваривания (ht 180 PT-USB).
8. Программное обеспечение для процесса документирования.
9. Интерфейсный комплект.
10. Устройство для распределения рулонов.
11. Держатель для настенного крепления.
12. Трехканальный характериограф.
13. Рабочая станция (мобильный столик, проволочные корзины - от 2 до 8 штук, режущее устройство - от 1 до 2 штук).
14. Режущее устройство.
15. Режущее устройство с держателем для рулонов.
16. Корзины - 10 штук.
17. Мобильная подставка для клавиатуры.
18. Держатели для корзин - 20 штук.
19. Держатели с консолью - 20 штук.
20. Лампа с увеличительным стеклом.
21. Лампа отраженного света.
22. Индикаторы Seal Check для контроля качества шва - 50 коробок.
23. Устройство для контроля прочности сварных швов ht 150 SCD.
24. Принтер специальный для ht 150 SCD.
25. Этикетки для принтера специального - 20 рулонов.
26. Устройства для теста Бови-Дика ht A4 и ht AS.

Приказом от 12 августа 2015 года № 5661-н в замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

0013233

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2010 года

№ ФСЗ 2010/07170

Лист 2

- 27. Индикаторная бумага для теста Бови-Дика - 50 упаковок.
- 28. Контрольные пакеты для теста Бови-Дика - 50 пакетов.
- 29. Принтер настольный.
- 30. Этикетки для принтера настольного - 20 рулонов.

≡

Приказом от 12 августа 2015 года № 5661-н в замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0013232