



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 18 июля 2018 года № РЗН 2018/7384

На медицинское изделие
Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, варианты исполнения:
NC-178, NC-186, NC-192, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКОМ"
(ООО "МЕДИКОМ"), Россия, 129301, Москва, ул. Космонавтов, д. 18, корп. 2,
этаж 4, пом. III, комн. 3-5

Производитель
"Гуанчжоу Цзиньсиньбао Электроник Ко., Лтд.", КНР,
Guangzhou Jinxinbao Electronic Co., Ltd., No. 38, Huanzhen xi Road, Dagang Town,
Nansha, 511470 Guangzhou, Guangdong, P.R. of China

Место производства медицинского изделия
Guangzhou Jinxinbao Electronic Co., Ltd., No. 38, Huanzhen xi Road, Dagang Town,
Nansha, 511470 Guangzhou, Guangdong, P.R. of China

Номер регистрационного досье № РД-20169/61527 от 04.12.2017

Вид медицинского изделия 126390

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.122

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 18 июля 2018 года № 4651
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0036303



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 июля 2018 года

№ РЗН 2018/7384

Лист 1

На медицинское изделие

Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, варианты исполнения:
NC-178, NC-186, NC-192, с принадлежностями:

1. Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, вариант исполнения: NC-178 в составе:

- термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, вариант исполнения: NC-178 - 1 шт.;
- батарея: тип AA - 2 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- чехол - 1 шт.

2. Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, вариант исполнения: NC-186 в составе:

- термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, вариант исполнения: NC-186 - 1 шт.;
- батарея: тип AAA - 2 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- чехол - 1 шт.

3. Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, вариант исполнения: NC-192 в составе:

- термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, вариант исполнения: NC-192 - 1 шт.;
- батарея: CR2032 - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- чехол - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0048631