



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 мая 2020 года

№ РЗН 2018/6923

На медицинское изделие

**Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
"ФОРЕЗ - Мед ТеКо" по ТУ 26.60.13-029-56812193-2017**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"),
Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"),
Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Мед ТеКо", Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2**

Номер регистрационного досье № РД-32387/23677 от 14.04.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2б

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 12 мая 2020 года № 3699
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0046803

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 мая 2020 года

№ РЗН 2018/6923

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
"ФОРЕЗ - Мед ТеКо" по ТУ 26.60.13-029-56812193-2017:

в составе:

1. Электронный блок - 1 шт.

2.1. Electroды силиконовые электропроводящие:

- 25 x 30 мм - 4 шт.;

- 55 x 80 мм - 4 шт.;

- 100 x 120 мм - 4 шт.

2.2. Кабель соединительный с наконечником:

- красный - 1 шт.;

- синий - 1 шт.

2.3. Кабель соединительный раздвоенный с наконечником:

- красный - 1 шт.;

- синий - 1 шт.

2.4. Кабель соединительный с зажимом типа "крокодил":

- красный - 1 шт.;

- синий - 1 шт.

2.5. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа "крокодил":

- красный - 1 шт.;

- синий - 1 шт.

2.6. Жгут фиксирующий:

- 60 x 400 мм - 4 шт.;

- 60 x 600 мм - 2 шт.;

- 60 x 1000 мм - 1 шт.

2.7. Electroды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью, производства ООО "МИКОН", Россия, РУ № ФСР 2008/03039 (при необходимости):

- прямоугольные следующих размеров:

- 90 x 140 мм - 2 шт.;

- 130 x 190 мм - 2 шт.;

- воротник № 3 (по Щербаку): 250 x 440 мм - 1 шт.;

- трехлопастный (полумаска Бергонье): 160 x 190 мм - 2 шт.;

- ушной № 2: 110 x 130 мм - 2 шт.;

- горловой № 2: 100 x 150 мм - 2 шт.

3. Эксплуатационная документация:

3.1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3.2. Паспорт - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0065803