



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25400

На медицинское изделие

Аспиратор медицинский "Таглер" по ТУ 32.50.50-006-40656199-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "НПП Таглер"

(ООО "НПП Таглер"), Россия,

115404, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное,

ул. 6-я Радиальная, д. 17, стр. 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "НПП Таглер"

(ООО "НПП Таглер"), Россия,

115404, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное,

ул. 6-я Радиальная, д. 17, стр. 1

Место производства медицинского изделия

ООО "НПП Таглер", Россия, 107076, Москва, ул. Богородский Вал,

д. 3, стр. 29, эт. 1, помещ. III, ком. 14-19

Номер регистрационного досье № РД-66829/4630 от 28.01.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 14 мая 2025 года № 2987
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084171



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25400

Лист 1

На медицинское изделие

Аспиратор медицинский "Таглер" по ТУ 32.50.50-006-40656199-2024,

варианты исполнения:

I. «АМ-1000», в составе:

1. Аспирационный блок - 1 шт.
2. Сосуд-ловушка - 1 шт.
3. Магистраль с фильтром гидрофобным - 1 шт.
4. Магистраль с адаптером - 1 шт.
5. Наконечник аспирационный, 200 мкл - 1 шт.
6. Адаптер сетевой внешний TGL25-12 - 1 шт.
7. Коврик силиконовый - 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. «АМ-2000», в составе:

1. Аспирационный блок - 1 шт.
2. Сосуд-ловушка - 1 шт.
3. Датчик переполнения сосуда-ловушки - 1 шт. (при необходимости).
4. Крепление для датчика переполнения сосуда-ловушки - 1 шт. (при необходимости).
5. Магистраль с фильтром гидрофобным - 1 шт.
6. Магистраль с адаптером - 1 шт.
7. Насадки 8-канальные - 3 шт.
8. Наконечники аспирационные, 200 мкл. - 5 шт.
9. Педаль ножного пуска - 1 шт.
10. Адаптер сетевой внешний TGL25-12 - 1 шт.
11. Коврик силиконовый - 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0162173