



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2022/17837

На медицинское изделие

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер
по ТУ 32.50.50-007-01324118-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "НПП Таглер"
(ООО "НПП Таглер"), Россия,
115404, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное,
ул. 6-я Радиальная, д. 17, стр. 1

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "НПП Таглер"
(ООО "НПП Таглер"), Россия,
115404, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное,
ул. 6-я Радиальная, д. 17, стр. 1

Место производства медицинского изделия
ООО "НПП Таглер", Россия, 107076, Москва, ул. Богородский Вал, д. 3, стр. 29,
эт. 1, помещ. III, ком. 14-19

Номер регистрационного досье № РД-66129/87276 от 23.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 26 декабря 2024 года № 7330
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0080461

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2022/17837

Лист 1

На медицинское изделие

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер
по ТУ 32.50.50-007-01324118-2020, в вариантах исполнения:

1. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-30 (2x15 W), в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-30 (2x15 W) - 1 шт.;
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
2. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150 (2x30 W), в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150 (2x30 W) - 1 шт.;
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
3. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150С (2x30 W), в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150С (2x30 W) - 1 шт.;
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.;
4. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150ТС (2x30 W), в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150ТС (2x30 W) - 1 шт.;
 - стойка съемная для облучателя ОБН-150ТС- 1 шт. (опционально);
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
5. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБП-4-30 (4x30 W), в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБП 4-30 (4x30 W) - 1 шт.;
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - стойка съемная для облучателя ОБП 4-30 с фигурным винтом - 1 шт. (опционально);
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0152299