



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 апреля 2015 года № РЗН 2015/2379

На медицинское изделие

Анализатор показателей гемостаза: АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П,
АПГ4-03-Пх по ТУ 9443-001-23475651-2013 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью МЛТ (ООО МЛТ), Россия,
141982, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью МЛТ (ООО МЛТ), Россия,
141982, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19

Место производства медицинского изделия

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 3

Номер регистрационного досье № РД-6655/9717 от 19.03.2015

Вид медицинского изделия 261210

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4310

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 03 апреля 2015 года № 2218
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0011909

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 апреля 2015 года № РЗН 2015/2379

Лист 1

На медицинское изделие

**Анализатор показателей гемостаза: АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П,
АПГ4-03-Пх по ТУ 9443-001-23475651-2013 с принадлежностями:**

1. Для исполнений АПГ2-03-П, АПГ4-03-П:

- кювета измерительная одноразовая - 1000 шт;
- шарик одноразовый - 1000 шт;
- диспенсер шариков - 1 шт;
- штатив полипропиленовый для кювет на 20 гнезд - 4 шт;
- термобумага рулон, ширина 57 мм - 1 шт;
- вставка плавкая ВПБ 6 (5x20) 2А - 2 шт;
- сканер (считыватель) штрих кода - 1 шт.

2. Для исполнений АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-Пх:

- кювета измерительная одноразовая - 1000 шт;
- шарик одноразовый - 1000 шт;
- диспенсер шариков - 1 шт;
- штатив полипропиленовый для кювет на 20 гнезд - 4 шт;
- термобумага рулон, ширина 57 мм - 1 шт;
- вставка плавкая ВПБ 6 (5x20) 2А - 2 шт;
- кювета пластиковая прямоугольная - 1000 шт;
- сканер (считыватель) штрих кода - 1.

Handwritten mark

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Handwritten signature
М.А. Мурашко

0010576