



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2021/14855

На медицинское изделие

**Микроскопы медицинские лабораторные Levenhuk**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Публичное акционерное общество "Левенгук" (ПАО "Левенгук"), Россия,  
190005, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское,  
Измайловский пр-кт, д. 22, к. 3, лит. А, помещ. 27-Н, ком. 1

Производитель

"Нинбо Тичинг Инструмент Ко., Лтд.", Китай,  
Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd., No.55, Lane 658, WangTong Road, Ningbo,  
Zhejiang, China

Место производства медицинского изделия

Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd., No.55, Lane 658, WangTong Road, Naishu  
district, Ningbo, Zhejiang, China

Номер регистрационного досье № РД-56207/33512 от 29.05.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.70.22.150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 06 июня 2023 года № 3533  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0071937

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2021/14855

Лист 1

На медицинское изделие

**Микроскопы медицинские лабораторные Levenhuk**, варианты исполнения:

I. Микроскоп медицинский Levenhuk MED 45 В, бинокулярный, (арт. 74008), в составе:

1. Опорная стойка (штатив) - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Предметный столик - 1 шт.
6. Фазово-контрастный набор - 1 шт., в составе:
  - планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность, 4х, 10х, 40xs, 100xs;
  - фазово-контрастный конденсор 1,25;
  - вспомогательный микроскоп.
7. Светодиодная лампа - 1 шт.
8. Сетевой кабель - 1 шт.
9. Светофильтр зеленый - 1 шт.
10. Светофильтр синий - 1 шт.
11. Светофильтр желтый - 1 шт.
12. Чехол защитный - 1 шт.
13. Масло иммерсионное - 1 шт.
14. Окуляр 10х/20 мм - 1 шт. (при необходимости).
15. Окуляр 10х/20 мм с сеткой - 1 шт. (при необходимости).
16. Окуляр 10х/20 мм с указателем - 1 шт. (при необходимости).
17. Окуляр 16х/12 мм - 1 шт. (при необходимости).
18. Окуляр 16х/12 мм с сеткой - 1 шт. (при необходимости).
19. Окуляр 16х/12 мм с указателем - 1 шт. (при необходимости).
20. Объектив планахроматический 20х скорректированный на бесконечность - 1 шт. (при необходимости).
21. Объектив планахроматический 60xs скорректированный на бесконечность - 1 шт. (при необходимости).
22. Конденсор 1,25 - 1 шт. (при необходимости).
23. Конденсор темного поля 0,9 - 1 шт. (при необходимости).
24. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт. (при необходимости).
25. Объект-микрометр - 1 шт. (при необходимости).
26. Окуляр-микрометр - 1 шт. (при необходимости).
27. Стекла покровные - не более 100 шт./уп. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0120368

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2021/14855

Лист 2

28. Стекла предметные - не более 50 шт./уп. (при необходимости).  
29. Стекла предметные с лункой - не более 50 шт./уп. (при необходимости).  
30. Стекла предметные с двумя лунками - не более 50 шт./уп. (при необходимости).  
31. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
32. Гарантийный талон - 1 шт.
- II. Микроскоп медицинский лабораторный Levenhuk MED 45T, тринокулярный, (арт. 74009), в составе:
1. Опорная стойка (штатив) - 1 шт.
  2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
  3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
  4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
  5. Предметный столик - 1 шт.
  6. Фазово-контрастный набор - 1 шт., в составе:
    - планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность, 4х, 10х, 40хs, 100хs;
    - фазово-контрастный конденсор 1,25;
    - вспомогательный микроскоп.
  7. Светодиодная лампа - 1 шт.
  8. Сетевой кабель - 1 шт.
  9. Светофильтр зеленый - 1 шт.
  10. Светофильтр синий - 1 шт.
  11. Светофильтр желтый - 1 шт.
  12. Чехол защитный - 1 шт.
  13. Масло иммерсионное - 1 шт.
  14. Окуляр 10х/20 мм - 1 шт. (при необходимости).
  15. Окуляр 10х/20 мм с сеткой - 1 шт. (при необходимости).
  16. Окуляр 10х/20 мм с указателем - 1 шт. (при необходимости).
  17. Окуляр 16х/12 мм - 1 шт. (при необходимости).
  18. Окуляр 16х/12 мм с сеткой - 1 шт. (при необходимости).
  19. Окуляр 16х/12 мм с указателем - 1 шт. (при необходимости).
  20. Объектив планахроматический 20х скорректированный на бесконечность - 1 шт. (при необходимости).
  21. Объектив планахроматический 60хs скорректированный на бесконечность - 1 шт. (при необходимости).
  22. Конденсор 1,25 - 1 шт. (при необходимости).
  23. Конденсор темного поля 0,9 - 1 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0120369

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2021/14855

Лист 3

24. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт. (при необходимости).
  25. Объект-микрометр - 1 шт. (при необходимости).
  26. Окуляр-микрометр - 1 шт. (при необходимости).
  27. Камера цифровая 16 Мпикс - 1 шт. (при необходимости).
  28. Стекла покровные - не более 100 шт./уп. (при необходимости).
  29. Стекла предметные - не более 50 шт./уп. (при необходимости).
  30. Стекла предметные с лункой - не более 50 шт./уп. (при необходимости).
  31. Стекла предметные с двумя лунками - не более 50 шт./уп. (при необходимости).
  32. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  33. Гарантийный талон - 1 шт.
- III. Микроскоп медицинский лабораторный цифровой Levenhuk MED D45T, тринокулярный, (арт. 74010), в составе:
1. Опорная стойка (штатив) - 1 шт.
  2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
  3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
  4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
  5. Предметный столик - 1 шт.
  6. Фазово-контрастный набор - 1 шт., в составе:
    - планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность, 4х, 10х, 40хs, 100хs;
    - фазово-контрастный конденсор 1,25;
    - вспомогательный микроскоп.
  7. Светодиодная лампа - 1 шт.
  8. Сетевой кабель - 1 шт.
  9. Светофильтр зеленый - 1 шт.
  10. Светофильтр синий - 1 шт.
  11. Светофильтр желтый - 1 шт.
  12. Чехол защитный - 1 шт.
  13. Масло иммерсионное - 1 шт.
  14. Цифровая камера 16 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.
  15. Окуляр 10х/20 мм - 1 шт. (при необходимости).
  16. Окуляр 10х/20 мм с сеткой - 1 шт. (при необходимости).
  17. Окуляр 10х/20 мм с указателем - 1 шт. (при необходимости).
  18. Окуляр 16х/12 мм - 1 шт. (при необходимости).
  19. Окуляр 16х/12 мм с сеткой - 1 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0120370

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2021/14855

Лист 4

20. Окуляр 16х/12 мм с указателем - 1 шт. (при необходимости).
21. Объектив планахроматический 20х скорректированный на бесконечность - 1 шт. (при необходимости).
22. Объектив планахроматический 60xs скорректированный на бесконечность - 1 шт. (при необходимости).
23. Конденсор 1,25 - 1 шт. (при необходимости).
24. Конденсор темного поля 0,9 - 1 шт. (при необходимости).
25. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт. (при необходимости).
26. Объект-микрометр - 1 шт. (при необходимости).
27. Окуляр-микрометр - 1 шт. (при необходимости).
28. Стекла покровные - не более 100 шт./уп. (при необходимости).
29. Стекла предметные - не более 50 шт./уп. (при необходимости).
30. Стекла предметные с лункой - не более 50 шт./уп. (при необходимости).
31. Стекла предметные с двумя лунками - не более 50 шт./уп. (при необходимости).
32. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
33. Гарантийный талон - 1 шт.
- IV. Микроскоп медицинский лабораторный цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный, (арт. 74011), в составе:
  1. Опорная стойка (штатив) - 1 шт.
  2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
  3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
  4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
  5. Предметный столик - 1 шт.
  6. Фазово-контрастный набор - 1 шт., в составе:
    - планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность, 4х, 10х, 40xs, 100xs;
    - фазово-контрастный конденсор 1,25;
    - вспомогательный микроскоп.
  7. Светодиодная лампа - 1 шт.
  8. Сетевой кабель - 1 шт.
  9. Светофильтр зеленый - 1 шт.
  10. Светофильтр синий - 1 шт.
  11. Светофильтр желтый - 1 шт.
  12. Чехол защитный - 1 шт.
  13. Масло иммерсионное - 1 шт.
  14. Цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0120371

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2021/14855

Лист 5

питания камеры - 1 шт.

15. Окуляр 10х/20 мм - 1 шт. (при необходимости).

16. Окуляр 10х/20 мм с сеткой - 1 шт. (при необходимости).

17. Окуляр 10х/20 мм с указателем - 1 шт. (при необходимости).

18. Окуляр 16х/12 мм - 1 шт. (при необходимости).

19. Окуляр 16х/12 мм с сеткой - 1 шт. (при необходимости).

20. Окуляр 16х/12 мм с указателем - 1 шт. (при необходимости).

21. Объектив планахроматический 20х скорректированный на бесконечность - 1 шт.  
(при необходимости).

22. Объектив планахроматический 60хs скорректированный на бесконечность - 1 шт.  
(при необходимости).

23. Конденсор 1,25 - 1 шт. (при необходимости).

24. Конденсор темного поля 0,9 - 1 шт. (при необходимости).

25. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт. (при необходимости).

26. Объект-микрометр - 1 шт. (при необходимости).

27. Окуляр-микрометр - 1 шт. (при необходимости).

28. Стекла покровные - не более 100 шт./уп. (при необходимости).

29. Стекла предметные - не более 50 шт./уп. (при необходимости).

30. Стекла предметные с лункой - не более 50 шт./уп. (при необходимости).

31. Стекла предметные с двумя лунками - не более 50 шт./уп. (при необходимости).

32. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

33. Гарантийный талон - 1 шт.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120372