



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 17 сентября 2021 года № РЗН 2021/15304

На медицинское изделие

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур,
Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A Beach Road, 11-313 The Plaza,
199591, Singapore

Производитель

"Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур,
Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A Beach Road, 11-313 The Plaza,
199591, Singapore

Место производства медицинского изделия

Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road,
Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-39255/4741 от 02.02.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 сентября 2021 года № 8790
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0058778

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 сентября 2021 года

№ РЗН 2021/15304

Лист 1

На медицинское изделие

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD,
варианты исполнения:

I. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD-521, в составе:

1. Блок электронный - 1 шт.
2. Манжета CUFF-LDU (включая воздушный шланг и штекер воздушного шланга) - не более 2 шт.
3. Элемент питания AAA x 1,5В - 4 шт.
4. Кабель USB для источника питания - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Талон гарантийный - 1 шт.
7. Потребительская тара (Упаковка) - 1 шт.

II. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD-521 A, в составе:

1. Блок электронный - 1 шт.
2. Манжета CUFF-LDU (включая воздушный шланг и штекер воздушного шланга) - не более 2 шт.
3. Элемент питания AAA x 1,5В - 4 шт.
4. Источник электропитания LD-N063 - не более 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Талон гарантийный - 1 шт.
7. Потребительская тара (Упаковка) - 1 шт.

III. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD-521 U, в составе:

1. Блок электронный - 1 шт.
2. Манжета CUFF-LDU (включая воздушный шланг и штекер воздушного шланга) - не более 2 шт.
3. Элемент питания AAA x 1,5В - 4 шт.
4. Источник электропитания LD-N063 - не более 2 шт.
5. Кабель USB для источника питания - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Талон гарантийный - 1 шт.
8. Потребительская тара (Упаковка) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0089328