



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 29 сентября 2022 года № РЗН 2022/18393

На медицинское изделие

Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксированным и регулируемым объемом доз Dlab и Apexlab

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Группа АПЕКС"

(ООО "Группа АПЕКС"), Россия,

109518, Москва, ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1, помещ. № 1

Производитель

"ДЛАБ Сциентифиц Цо., Лтд.", Китай,

DLAB Scientific Co., Ltd., Yu An Road 31, Area B, Konggang Industrial Development Zone, Shunyi District, Beijing 101318, China

Место производства медицинского изделия

DLAB Scientific Co., Ltd., № 31, Yu'an Road, Linkong Economic Core Area, Shunyi District, Beijing 101318, China

Номер регистрационного досье № РД-48206/96118 от 09.03.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 сентября 2022 года № 9246
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0063546

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 сентября 2022 года

№ РЗН 2022/18393

Лист 1

На медицинское изделие

Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксированным и регулируемым объемом доз Dlab и Arexlab, варианты исполнения:

1. Пипетки-дозаторы переменного объема (0.1-2.5 мкл, 0.5-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 50-200 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 1000-5000 мкл, 2-10 мл), в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1000 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

2. Пипетки-дозаторы переменного объема 8-канальные (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 50-300 мкл), в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1000 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

3. Пипетки-дозаторы переменного объема 12-канальные (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 30-300 мкл), в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1000 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

4. Пипетки-дозаторы фиксированного объема (5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 3000 мкл), в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1000 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0104161