



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

На медицинское изделие
Стол операционный универсальный, электрогидравлический серии HyBase V,
с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", Китай,
Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 666# Middle Zhengfang Road,
Jiangning, 211111 Nanjing, Jiangsu, P.R. China

Производитель
"Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", Китай,
Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 666# Middle Zhengfang Road,
Jiangning, 211111 Nanjing, Jiangsu, P.R. China

Место производства медицинского изделия
Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 666# Middle Zhengfang Road,
Jiangning, 211111 Nanjing, Jiangsu, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-54703/106378 от 16.02.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.30.112

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 69 листах

приказом Росздравнадзора от 01 августа 2023 года № 4787
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0072857

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 1

На медицинское изделие

Стол операционный универсальный, электрогидравлический серии NuBase V, с принадлежностями, варианты исполнения:

I. Стол операционный универсальный, электрогидравлический NuBase V8, в составе:

1. Блок стола NuBase V8 основной - 1 шт., в составе:

1.1. Блок стола NuBase V8 основной - 1 шт.

1.1.1. Аккумулятор свинцово-кислотный, встроенный - 2 шт.

1.1.2. Электропривод - 1 шт. (при необходимости).

1.1.3. Функция продольного сдвига деки стола - 1 шт. (при необходимости).

1.1.4. Столешница в комплекте с матрасом - 1 шт., в вариантах исполнения:

1.1.4.1. Столешница в комплекте с матрасом - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- столешница - 1 шт.

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.1.4.2. Столешница карбоновая в комплекте с матрасом - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- столешница карбоновая - 1 шт.;

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.1.4.3. Модуль регулировки поясничного отдела электрический - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

- модуль регулировки поясничного отдела электрический - 1 шт. (при необходимости).;

- модуль регулировки поясничного отдела карбоновый электрический - 1 шт. (при необходимости).

1.1.5. Секция спинная верхняя - от 1 до 5 шт., в вариантах исполнения:

1.1.5.1. Секция спинная верхняя, модель: V03XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция спинная верхняя, модель: V03XX - 1 шт.;

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.1.5.2. Секция спинная верхняя карбоновая, модель: V03CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция спинная верхняя карбоновая, модель: V03CX - 1 шт.;

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2. Секция головная - от 1 до 6 шт., в вариантах исполнения:

1.2.1. Секция головная, модель: A69XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная, модель: A69XX - 1 шт.;

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124403

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 2

1.2.2. Секция головная карбоновая, модель: А69СХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная карбоновая, модель: А69СХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.3. Секция головная двухшарнирная, модель: А63ХХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная двухшарнирная, модель: А63ХХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.4. Секция головная двухшарнирная карбоновая, модель: А63СХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная двухшарнирная карбоновая, модель: А63СХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.3. Секция ножная - от 1 до 8 пар (шт.), в вариантах исполнения:

1.3.1. Секция ножная раздельная, модель: V02ХХ, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная, правая - 1 шт.;
- секция ножная, левая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.

1.3.2. Секция ножная раздельная карбоновая, модель: V02СХ, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная карбоновая, правая - 1 шт.;
- секция ножная карбоновая, левая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.

1.3.3. Секция ножная раздельная двухшарнирная, модель: А64ХХ, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная двухшарнирная, левая - 1 шт.;
- секция ножная двухшарнирная, правая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.

1.3.4. Секция ножная раздельная двухшарнирная карбоновая, модель: А64СХ, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная двухшарнирная карбоновая, левая - 1 шт.;
- секция ножная двухшарнирная карбоновая, правая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.

1.3.5. Секция ножная односекционная, модель: А68ХХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция ножная односекционная - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124404

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 3

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
- 1.3.6. Секция ножная односекционная карбоновая, модель: A68CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция ножная односекционная карбоновая - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
- 1.4. Пульт управления проводной, модель: V08XX - 1 шт.
- 1.5. Кабель питания - 1 шт.
- 1.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 1.7. Паспорт - 1 шт.
- 2. Модули управления (при необходимости), варианты исполнения:
 - 2.1. Пульт управления проводной, модель: V08XX, дополнительный - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 2.2. Пульт управления беспроводной, с аккумулятором литий-ионным, модель: V07XX - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
 - пульт управления беспроводной, модель: V07XX - 1 шт.;
 - аккумулятор литий-ионный, встроенный - 1 шт.;
 - станция для зарядки, модель: MCS-III - 1 шт.
 - 2.3. Пульт управления ножной, модель: V04XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - пульт управления ножной, модель: V04XX - 1 шт.;
 - наклейка - 2 шт.
 - 2.4. Модуль дистанционного управления, модель: V06XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 3. Секции головные, подголовники, фиксаторы и адаптеры головных секций и подголовников (при необходимости), варианты исполнения:
 - 3.1. Секция головная, модель: A84XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция головная, модель: A84XX - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
 - 3.2. Секция головная карбоновая, модель: A84CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция головная карбоновая, модель: A84CX - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
 - 3.3. Секция головная офтальмологическая с опорой для рук хирурга, модель: A51XX - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 3.4. Подголовник подковообразный, модель: A49XX - не более 4 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124408

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 4

3.5. Подголовник подковообразный, модель: А50ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- подголовник подковообразный, модель: А50ХХ - 1 шт.;
- переходник удлинительный - 1 шт.

3.6. Подголовник треугольный, артикул: 115-075152-00 - не более 4 шт. (при необходимости).

3.7. Секция для вытяжения шейного отдела, модель: А46ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- направляющая вертикальная, с роликом - 1 шт.;
- адаптер горизонтальный - 1 шт.;
- ручка пластиковая - 1 шт.

3.8. Опора для рук хирурга для подковообразного подголовника, модель: А52ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- направляющая - 1 шт.;
- ручка пластиковая - 2 шт.;
- опора для рук хирурга - 1 шт.

3.9. Фиксатор черепа нейрохирургический алюминиевый, артикул: 115-038235-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- основание регулируемое - 1 шт.;
- адаптер поворотный - 1 шт.;
- зажим черепной - 1 шт.


3.10. Фиксатор черепа нейрохирургический рентгенопрозрачный, артикул: 115-059649-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- зажим черепной - 1 шт.;
- адаптер поворотный - 1 шт.;
- основание регулируемое - 1 шт.;
- крепление боковое - 2 шт.;
- адаптер крепежный - 1 шт.;
- адаптер - 1 шт.;
- винт фиксирующий - 2 шт.;
- кейс для хранения - 1 шт.;
- ключ для кейса - 2 шт.

3.11. Подголовник подковообразный для фиксатора черепа детский, артикул: 115-047822-00 - не более 4 шт. (при необходимости).

3.12. Подголовник подковообразный для фиксатора черепа взрослый, артикул: 115-047821-00 - не более 4 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124409

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 5

3.13. Адаптер для фиксатора черепа, артикул: 115-038342-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- адаптер для фиксатора черепа - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.

3.14. Адаптер для крепления подголовников, тип 2, модель: A47XX - не более 4 шт. (при необходимости).

3.15. Адаптер для крепления подголовников, тип 1, модель: A48XX - не более 4 шт. (при необходимости).

4. Секции удлинительные, специальные компоненты (при необходимости), варианты исполнения:

4.1. Секция удлинительная, модель: A67XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция удлинительная - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

4.2. Секция удлинительная карбоновая, модель: A67CX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция удлинительная карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

4.3. Секция транспортная, модель: A03XX - не более 5 шт. (при необходимости).

4.4. Секция для позиционирования для проктологических вмешательств, модель: A02XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- подушка для позиционирования на животе - 1 шт.;
- ремень - 1 шт.;
- опора для ног - 1 шт.

4.5. Секция спинная для операций на плече, модель: A66XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- шлем с направляющей - 1 шт.;
- секция спинная трехчастная - 1 шт.;
- опора - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 3 шт.

4.6. Секция кардиохирургическая карбоновая, модель: V01CX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция кардиохирургическая карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- опора телескопическая - 1 шт.

4.7. Адаптер для крепления принадлежностей на секцию кардиохирургическую

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124410

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 6

карбоновую, модель: А81ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

4.8. Рама для спинальной хирургии, артикул: 115-052219-00 - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:

- рама для спинальной хирургии - 1 шт.;
- ручка для регулировки высоты - 1 шт.

4.9. Чехлы одноразовые для рамы для спинальной хирургии, 6 шт. в упаковке, модель: А74ХХ - не более 5 уп. (при необходимости), в составе:

- чехол на стол операционный - 1 шт.;
- чехол поперечного стержня рамы для спинальной хирургии - 1 шт.;
- чехол для рамы для спинальной хирургии - 2 шт.;
- подлокотник - 2 шт.;
- подголовник - 1 шт.

4.10. Матрасы для рамы для спинальной хирургии, модель: А75ХХ, пара - не более 3 пар (при необходимости).

4.11. Подушка для спинальной хирургии, модель: Р02ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

4.12. Подушка для ног при позиционировании на боку, модель: Р22ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

4.13. Устройство для фиксации колена, модель: А26ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- устройство для фиксации колена, модель: А26ХХ - 1 шт.;
- ремень гелевый, фиксирующий - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 1 шт.

5. Секции ножные четырехсекционные (при необходимости), варианты исполнения:

5.1. Секция ножная четырехсекционная, модель: А65ХХ, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная двухсекционная, левая - 1 шт.;
- секция ножная двухсекционная, правая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для верхней части секции ножной левой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для нижней части секции ножной левой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для верхней части секции ножной правой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для нижней части секции ножной правой - 1 шт.

5.2. Секция ножная четырехсекционная карбоновая, модель: А65СХ, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная двухсекционная карбоновая, левая - 1 шт.;
- секция ножная двухсекционная карбоновая, правая - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124411

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 7

- матрас с эффектом памяти формы для верхней части секции ножной левой - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы для нижней части секции ножной левой - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы для верхней части секции ножной правой - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы для нижней части секции ножной правой - 1 шт.
6. Секции и опоры ортопедические (при необходимости), варианты исполнения:
- 6.1. Секция для операций на предплечье, модель: А55ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- упор плечевой дистальный - 1 шт.;
 - упор плечевой латеральный - 1 шт.;
 - фиксатор кисти по Вайнбергеру - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 1 шт.
- 6.2. Секция для операций на плече, модель: А56ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.;
 - упор локтевой - 1 шт.;
 - фиксатор кисти по Вайнбергеру - 1 шт.
- 6.3. Секция для операций на бедре в положении на боку, навесная, модель: А80ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- верхняя часть противотягового упора - 1 шт.;
 - стойка поддерживающая для фиксации ботинка - 1 шт.;
 - опора для позиционирования голени - 1 шт.;
 - упор противотяговый при боковом положении - 1 шт.;
 - скоба вытяжения - 1 шт.;
 - нижняя часть противотягового упора с фиксатором - 1 шт.
- 6.4. Секция вытяжения ортопедическая комфорт, модель: НуExtent-V - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- механизм вытяжения - 1 шт.;
 - направляющая горизонтальная с шарнирным соединением - 1 шт.;
 - упор противотяговый - 1 шт.;
 - секция тазовая - 1 шт.;
 - матрас для секции тазовой - 1 шт.;
 - адаптер - 2 шт.;
 - ботинок комфорт - 2 шт.;
 - опора поддерживающая для ботинка - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124412

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 8

- стойка вертикальная, поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

6.5. Секция вытяжения ортопедическая базовая, модель: НуExtent-V - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- механизм вытяжения - 1 шт.;
- направляющая горизонтальная с шарнирным соединением - 1 шт.;
- упор противотяговый - 1 шт.;
- секция тазовая - 1 шт.;
- матрас для секции тазовой - 1 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- ботинок базовый - 2 шт.;
- опора поддерживающая для ботинка - 1 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

6.6. Секция вытяжения ортопедическая карбоновая, модель: НуExtent-V CF - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- механизм вытяжения - 2 шт.;
- направляющая горизонтальная карбоновая - 2 шт.;
- упор противотяговый - 1 шт.;
- секция тазовая - 1 шт.;
- матрас для секции тазовой - 1 шт.;
- направляющая фиксирующая - 1 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- ботинок комфорт - 2 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

6.7. Секция вытяжения ортопедическая карбоновая, модель: НуExtent- CF - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- направляющая горизонтальная карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- опора для стойки вертикальной поддерживающей - 2 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- крепление для механизма вытяжения - 2 шт.;
- механизм вытяжения - 2 шт.;
- ботинок базовый - 2 шт.;
- адаптер - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124413

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 9

- винт крепежный М6×8 - 6 шт.;
 - винт с потайной головкой и внутренним шестигранником М8×20 - 2 шт.;
 - стойка противотяги - 1 шт.;
 - тележка - 1 шт.
- 6.8. Секция ножная, вспомогательная, для секции вытяжения ортопедической НуExtent-V, модель: А88ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- секция ножная, вспомогательная, правая - 1 шт.;
 - секция ножная, вспомогательная, левая - 1 шт.;
 - матрас для секции ножной, вспомогательной, правой - 1 шт.;
 - матрас для секции ножной, вспомогательной, левой - 1 шт.;
 - корзина проволочная боковая - 2 шт.
- 6.9. Секция для операций на голени, навесная, модель: А77ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- упор противотяговый подколенный - 1 шт.;
 - адаптер вытяжного механизма - 1 шт.;
 - скоба вытяжения - 1 шт.;
 - фиксатор противотягового упора - 1 шт.;
 - опора для ног по Гешпелю - 1 шт.
- 6.10. Секция для операций на голени для секции вытяжения ортопедической НуExtent-V, модель: А86ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- скоба вытяжения - 1 шт.;
 - упор противотяговый подколенный - 1 шт.;
 - адаптер вытяжного механизма - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.;
 - расширитель бокового рельса тип 1 - 1 шт.;
 - опора для ноги по Гешпелю - 1 шт.
- 6.11. Секция для операций на бедре в положении на боку для секции вытяжения ортопедической НуExtent-V, модель: А87ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для позиционирования голени - 1 шт.;
 - упор противотяговый с фиксатором - 1 шт.;
 - скоба вытяжения - 1 шт.
- 6.12. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: А90ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124414

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 10

- 6.13. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической карбоновой, модель: A91XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную карбоновую - 1 шт.
- 6.14. Удлинительный переходник для секции вытяжения ортопедической, модель: A92XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 6.15. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: A72XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: A72XX - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную - 1 шт.
- 6.16. Опора для ноги по Геппелю для ортопедической секции вытяжения NuExtent-V, NuExtent-V CF, модель: A89XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- зажим с круглым отверстием, модель A34XX - 1 шт.;
 - расширитель бокового рельса тип 1 - 1 шт.;
 - опора для ноги по Геппелю - 1 шт.
7. Подлокотники, опоры для рук (при необходимости), варианты исполнения:
- 7.1. Подлокотник усиленный, модель: A43XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
- подлокотник усиленный, модель: A43XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 7.2. Подлокотник усиленный, модель: A43XP, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
- подлокотник усиленный с матрасом полиуретановым, модель: A43XP - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 7.3. Подлокотник легкий, модель: A42XX, пара - не более 4 пар (при необходимости).
- 7.4. Подлокотник карбоновый, модель: A38XX, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- подлокотник карбоновый, модель: A38XX - 2 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
- 7.5. Опора для руки боковая, модель: A36XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для руки боковая, модель: A36XX - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 1 шт.
- 7.6. Опора для рук боковая, двойная, модель: A41XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для руки боковая с ремнями, верхняя - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124415

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 11

- опора для руки боковая с ремнями, нижняя - 1 шт.
- 7.7. Опора для позиционирования руки, модель: А37ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для позиционирования руки - 2 шт.;
 - устройство-расширитель бокового рельса тип 2 - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
- 7.8. Секция для операций на верхних конечностях, модель: А40ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция для операций на верхних конечностях, модель: А40ХХ - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
- 8. Опоры, фиксаторы (при необходимости), варианты исполнения:
 - 8.1. Опора для головы для спинальной хирургии, модель: А76ХХ - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 8.2. Опора для плеча, модель: А14ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для плеча - 2 шт.;
 - направляющая - 2 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
 - 8.3. Опора для плеча, усиленная, пара, модель: А15ХХ - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для плеча усиленная, левая - 1 шт.;
 - опора для плеча усиленная, правая - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 2 шт.
 - 8.4. Опора для операций на плече, модель: А39ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для операций на плече, модель: А39ХХ - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 1 шт.
 - 8.5. Опора для туловища, модель: А16ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для туловища, модель: А16ХХ, левая - 1 шт.;
 - опора для туловища, модель: А16ХХ, правая - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
 - 8.6. Опора для туловища, усиленная, модель: А17ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - опора большая усиленная - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124416


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 12

- опора малая усиленная - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 2 шт.
- 8.7. Опора для ног по Геппелю усиленная, модель: A29XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног по Геппелю усиленная, модель: A29XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 8.8. Опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, левая - 1 шт.;
 - опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, правая - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 8.9. Опора для ног с петлями, модель: A08XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног с петлями, модель: A08XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 2 шт.
- 8.10. Опора для ног гинекологическая, базовая, модель: A61XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для левой ноги - 1 шт.;
 - опора для правой ноги - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 8.11. Опора для ног гинекологическая, с пневмопружиной, модель: A62XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для левой ноги - 1 шт.;
 - опора для правой ноги - 1 шт.;
 - фиксаторы на рельс - 2 шт.
- 8.12. Фиксатор бедра, модель: A22XX, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - фиксатор бедра, модель: A22XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 2 шт.
- 8.13. Опора для колена, модель: A27XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для колена - 1 шт.;
 - матрас цилиндрической формы - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 1 шт.
- 8.14. Фиксатор голени, модель: A23XX, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124417


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 13

- фиксатор голени, модель: A23XX - 2 шт.;
- зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 2 шт.
- 8.15. Опора для ступни, модель: A24XX, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ступни, модель: A24XX, левая - 1 шт.;
 - опора для ступни, модель: A24XX, правая - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 2 шт.
- 8.16. Ремень для фиксации тела пациента, модель: A13XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.17. Ремень для фиксации пациента для операций на плече, модель: A71XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.18. Ремень подвесной для руки, модель: A18XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.19. Ремень для бедра, модель: A20XX, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- 8.20. Ремень для голени, модель: A21XX, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- 8.21. Манжета для фиксации конечностей, модель: A19XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - манжета - 2 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 2 шт.
- 8.22. Зажимы для ремня для фиксации тела пациента, модель: A09XX, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- 9. Валики гелевые, подушки, подголовники, матрасы (при необходимости), варианты исполнения:
 - 9.1. Валик гелевый, короткий, полукруглый, малый, модель: P35SX - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 9.2. Валик гелевый, короткий, полукруглый, средний, модель: P35MX - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 9.3. Валик гелевый, короткий, полукруглый, большой, модель: P35LX - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 9.4. Валик гелевый, длинный, полукруглый, малый, модель: P17SX - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 9.5. Валик гелевый, длинный, полукруглый, средний, модель: P17MX - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 9.6. Валик гелевый, длинный, полукруглый, большой, модель: P17LX - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 9.7. Валик гелевый, полукруглый, детский, модель: P04XX - не более 15 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124418

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 14

необходимости).

9.8. Подушка гелевая для спинальной хирургии, модель: P10XX - не более 4 шт. (при необходимости).

9.9. Подушка гелевая под грудную клетку, модель: P28XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.10. Подушка гелевая для противотягового упора, модель: P14XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.11. Подушка гелевая для конечностей, длинная, модель: P03LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.12. Подушка гелевая для конечностей, короткая, модель: P03SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.13. Подушка гелевая под тазобедренный сустав, модель: P01XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.14. Подушка гелевая под пятку, модель: P12XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

9.15. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, малая, модель: P24SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.16. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, средняя, модель: P24MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.17. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, большая, модель: P24LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.18. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, малая, модель: P11XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.19. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, большая, модель: P06XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.20. Подушка гелевая с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель: P19XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.21. Подушка гелевая детская с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель: P08XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.22. Подушка гелевая для головы при укладке на спину, модель: P30XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.23. Подушка гелевая для укладки на боку, модель: P05XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.24. Подушка гелевая для операций на щитовидной железе, модель: P15XX - не более 5 шт. (при необходимости).

9.25. Подушка гелевая с жесткой внутренней частью, модель: P33XX - не более 15 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124419

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 15

(при необходимости).

9.26. Подушка гелевая для головы универсальная при укладке на спину, модель: P25XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.27. Подушка гелевая для головы универсальная, малая, модель: P26SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.28. Подушка гелевая для головы универсальная, большая, модель: P26LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.29. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, короткая, модель: P20SX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

9.30. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, длинная, модель: P20LX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

9.31. Подголовник гелевый круглый для младенцев, модель: P32XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.32. Подголовник гелевый круглый детский, малый, модель: P09SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.33. Подголовник гелевый круглый детский, средний, модель: P09MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.34. Подголовник гелевый круглый детский, большой, модель: P09LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.35. Подголовник гелевый круглый, малый, модель: P34SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.36. Подголовник гелевый круглый, средний, модель: P34MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.37. Подголовник гелевый круглый, большой, модель: P34LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.38. Подголовник гелевый подковообразный для новорожденных, модель: P31XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.39. Подголовник гелевый подковообразный детский, малый, модель: P07SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.40. Подголовник гелевый подковообразный детский, большой, модель: P07LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.41. Подголовник гелевый подковообразный, малый, модель: P16SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.42. Подголовник гелевый подковообразный, средний, модель: P16MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.43. Подголовник гелевый подковообразный, большой, модель: P16LX - не более 15 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124420

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 16

шт. (при необходимости).

9.44. Подголовник гелевый офтальмологический детский, модель: P29SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.45. Подголовник гелевый офтальмологический, малый, модель: P29MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.46. Подголовник гелевый офтальмологический, большой, модель: P29LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.47. Матрас гелевый трехсекционный на весь стол, модель: P21XX - не более 5 шт. (при необходимости).

9.48. Ремень гелевый для тела пациента, модель: P23XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.49. Ремень гелевый для локтевого сустава, модель: P18XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

9.50. Ремень гелевый для лучезапястного сустава, модель: P27XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.51. Ремень гелевый для голеностопного сустава, модель: P13XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

Принадлежности:

1. Тележка для принадлежностей, модель: A01XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8×40 - 4 шт.;
- основание тележки - 1 шт.;
- рама тележки - 1 шт.;
- корзина проволочная - 1 шт.;
- шайба плоская - 4 шт.;
- шайба Гровера - 4 шт.

2. Тележка для рамы для спинальной хирургии, модель: A73XX - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:

- основание - 1 шт.;
- опора - 1 шт.;
- винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M6×12 - 2 шт.;
- ключ шестигранный M5 - 1 шт.

3. Тележка для хранения гинекологических опор для ног, модель: A58XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- основание - 1 шт.;
- ручка - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124421


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 17

- полка - 1 шт.;
 - винт М6 - 2 шт.;
 - гайка М6 - 2 шт.;
 - ключ рожковый 10 мм - 1 шт.;
 - ключ шестигранный 5 мм - 1 шт.
4. Столик для хирургических инструментов, модель: А45ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- штанга Г-образная с шарниром - 1 шт.;
 - поддон - 1 шт.;
 - винт крепежный М4×5 - 3 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
5. Столик для хирургических инструментов, модель: А44ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- штанга Г-образная с зажимом - 1 шт.;
 - поддон - 1 шт.;
 - винт с шестигранной головкой М4×8 - 1 шт.
6. Таз дренажный, модель: А25ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- поддон - 1 шт.;
 - направляющая телескопическая с зажимом - 1 шт.;
 - поворотный узел с фиксирующей рукояткой - 1 шт.;
 - фильтр сетчатый - 1 шт.
7. Поручень для родовспоможения, модель: А07ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
- поручень для родовспоможения, модель: А07ХХ - 2 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
8. Поручень электропривода, модель: V05ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
9. Зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
10. Зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
11. Зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
12. Зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
13. Штанга для инфузионных растворов, модель: А60ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124422

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 18

- штанга для инфузионных растворов, модель: А60ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
 - 14. Рамка анестезиологическая легкая, модель: А12ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая легкая, модель: А12ХХ - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 1 шт.
 - 15. Рамка анестезиологическая усиленная, модель: А11ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая усиленная, модель: А11ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
 - 16. Рамка анестезиологическая П-образная, модель: А10ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая П-образная, модель: А10ХХ - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
 - 17. Держатель рентген-кассеты, модель: А53ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 18. Расширитель бокового рельса тип 2, модель: А31ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19. Расширитель бокового рельса тип 1, модель: А30ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 20. Секции тазовые треугольные расширительные, модель: А79ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - секция тазовая треугольная расширительная, левая - 1 шт.;
 - секция тазовая треугольная расширительная, правая - 1 шт.
 - 21. Секции расширительные, модель: А54ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости).
- II. Стол операционный универсальный, электрогидравлический NuBase V80, в составе:
- 1. Блок стола NuBase V80 основной - 1 шт., в составе:
 - 1.1. Блок стола NuBase V80 основной - 1 шт.
 - 1.1.1. Аккумулятор свинцово-кислотный, встроенный - 2 шт.
 - 1.1.2. Электропривод - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.1.3. Функция продольного сдвига деки стола - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.1.4. Столешница в комплекте с матрасом - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - 1.1.4.1. Столешница в комплекте с матрасом - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - столешница - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124423

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 19

1.1.4.2. Столешница карбоновая в комплекте с матрасом - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- столешница карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.1.4.3. Модуль регулировки поясничного отдела электрический - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

- модуль регулировки поясничного отдела электрический - 1 шт. (при необходимости);
- модуль регулировки поясничного отдела карбоновый электрический - 1 шт. (при необходимости).

1.1.5. Секция спинная верхняя - от 1 до 5 шт., в вариантах исполнения:

1.1.5.1. Секция спинная верхняя, модель: V03XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция спинная верхняя, модель: V03XX - 1 шт.
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.1.5.2. Секция спинная верхняя карбоновая, модель: V03CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция спинная верхняя карбоновая, модель: V03CX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2. Секция головная - от 1 до 6 шт., в вариантах исполнения:

1.2.1. Секция головная, модель: A69XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная, модель: A69XX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.2. Секция головная карбоновая, модель: A69CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная карбоновая, модель: A69CX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.3. Секция головная двухшарнирная, модель: A63XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная двухшарнирная, модель: A63XX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.4. Секция головная двухшарнирная карбоновая, модель: A63CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная двухшарнирная карбоновая, модель: A63CX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.3. Секция ножная - от 1 до 8 пар (шт.), в вариантах исполнения:

1.3.1. Секция ножная раздельная, модель: V02XX, пара - 1 пара (при необходимости), в

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124424

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 20

составе:

- секция ножная, правая - 1 шт.;
 - секция ножная, левая - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
- 1.3.2. Секция ножная раздельная карбоновая, модель: V02CX, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:
- секция ножная карбоновая, правая - 1 шт.;
 - секция ножная карбоновая, левая - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
- 1.3.3. Секция ножная раздельная двухшарнирная, модель: A64XX, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:
- секция ножная двухшарнирная, левая - 1 шт.;
 - секция ножная двухшарнирная, правая - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
- 1.3.4. Секция ножная раздельная двухшарнирная карбоновая, модель: A64CX, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:
- секция ножная двухшарнирная карбоновая, левая - 1 шт.;
 - секция ножная двухшарнирная карбоновая, правая - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
- 1.3.5. Секция ножная односекционная, модель: A68XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- секция ножная односекционная - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
- 1.3.6. Секция ножная односекционная карбоновая, модель: A68CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- секция ножная односекционная карбоновая - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
- 1.4. Пульт управления проводной, модель: V08XX - 1 шт.
- 1.5. Кабель питания - 1 шт.
- 1.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 1.7. Паспорт - 1 шт.
2. Модули управления (при необходимости), варианты исполнения:
- 2.1. Пульт управления проводной, модель: V08XX, дополнительный - не более 3 шт. (при необходимости).
- 2.2. Пульт управления беспроводной, с аккумулятором литий-ионным, модель: V07XX - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124425

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 21

- пульт управления беспроводной, модель: V07XX - 1 шт.;
- аккумулятор литий-ионный, встроенный - 1 шт.;
- станция для зарядки, модель: MCS-III - 1 шт.
- 2.3. Пульт управления ножной, модель: V04XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - пульт управления ножной, модель: V04XX - 1 шт.;
 - наклейка - 2 шт.
- 2.4. Модуль дистанционного управления, модель: V06XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 3. Секции головные, подголовники, фиксаторы и адаптеры головных секций и подголовников (при необходимости), варианты исполнения:
 - 3.1. Секция головная, модель: A84XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция головная, модель: A84XX - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
 - 3.2. Секция головная карбоновая, модель: A84CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция головная карбоновая, модель: A84CX - 1 шт.
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
 - 3.3. Секция головная офтальмологическая с опорой для рук хирурга, модель: A51XX - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 3.4. Подголовник подковообразный, модель: A49XX - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 3.5. Подголовник подковообразный, модель: A50XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - подголовник подковообразный, модель: A50XX - 1 шт.;
 - переходник удлинительный - 1 шт.
 - 3.6. Подголовник треугольный, артикул: 115-075152-00 - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 3.7. Секция для вытяжения шейного отдела, модель: A46XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - направляющая вертикальная, с роликом - 1 шт.;
 - адаптер горизонтальный - 1 шт.;
 - ручка пластиковая - 1 шт.
 - 3.8. Опора для рук хирурга для подковообразного подголовника, модель: A52XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - направляющая - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124426


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 22

- ручка пластиковая - 2 шт.;
- опора для рук хирурга - 1 шт.
- 3.9. Фиксатор черепа нейрохирургический алюминиевый, артикул: 115-038235-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - основание регулируемое - 1 шт.;
 - адаптер поворотный - 1 шт.;
 - зажим черепной - 1 шт.
- 3.10. Фиксатор черепа нейрохирургический рентгенопрозрачный, артикул: 115-059649-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - зажим черепной - 1 шт.;
 - адаптер поворотный - 1 шт.;
 - основание регулируемое - 1 шт.;
 - крепление боковое - 2 шт.;
 - адаптер крепежный - 1 шт.;
 - адаптер - 1 шт.;
 - винт фиксирующий - 2 шт.;
 - кейс для хранения - 1 шт.;
 - ключ для кейса - 2 шт.
- 3.11. Подголовник подковообразный для фиксатора черепа детский, артикул: 115-047822-00 - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.12. Подголовник подковообразный для фиксатора черепа взрослый, артикул: 115-047821-00 - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.13. Адаптер для фиксатора черепа, артикул: 115-038342-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - адаптер для фиксатора черепа - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 3.14. Адаптер для крепления подголовников, тип 2, модель: A47XX - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.15. Адаптер для крепления подголовников, тип 1, модель: A48XX - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4. Секции удлинительные, специальные компоненты (при необходимости), варианты исполнения:
 - 4.1. Секция удлинительная, модель: A67XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция удлинительная - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124427

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 23

4.2. Секция удлинительная карбоновая, модель: А67СХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция удлинительная карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

4.3. Секция транспортная, модель: А03ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

4.4. Секция для позиционирования для проктологических вмешательств, модель: А02ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- подушка для позиционирования на животе - 1 шт.;
- ремень - 1 шт.;
- опора для ног - 1 шт.

4.5. Секция спинная для операций на плече, модель: А66ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- шлем с направляющей - 1 шт.;
- секция спинная трехчастная - 1 шт.;
- опора - 1 шт.;

- матрас с эффектом памяти формы - 3 шт.

4.6. Секция кардиохирургическая карбоновая, модель: V01СХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция кардиохирургическая карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- опора телескопическая - 1 шт.

4.7. Адаптер для крепления принадлежностей на секцию кардиохирургическую карбоновую, модель: А81ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

4.8. Рама для спинальной хирургии, артикул: 115-052219-00 - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:

- рама для спинальной хирургии - 1 шт.;
- ручка для регулировки высоты - 1 шт.

4.9. Чехлы одноразовые для рамы для спинальной хирургии, 6 шт. в упаковке, модель: А74ХХ - не более 5 уп. (при необходимости), в составе:

- чехол на стол операционный - 1 шт.;
- чехол поперечного стержня рамы для спинальной хирургии - 1 шт.;
- чехол для рамы для спинальной хирургии - 2 шт.;
- подлокотник - 2 шт.;
- подголовник - 1 шт.

4.10. Матрасы для рамы для спинальной хирургии, модель: А75ХХ, пара - не более 3 пар (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124428

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 24

4.11. Подушка для спинальной хирургии, модель: P02XX - не более 4 шт. (при необходимости).

4.12. Подушка для ног при позиционировании на боку, модель: P22XX - не более 5 шт. (при необходимости).

4.13. Устройство для фиксации колена, модель: A26XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- устройство для фиксации колена, модель: A26XX - 1 шт.;
- ремень гелевый, фиксирующий - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 1 шт.

5. Секции ножные четырехсекционные (при необходимости), варианты исполнения:

5.1. Секция ножная четырехсекционная, модель: A65XX, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная двухсекционная, левая - 1 шт.;
- секция ножная двухсекционная, правая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для верхней части секции ножной левой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для нижней части секции ножной левой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для верхней части секции ножной правой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для нижней части секции ножной правой - 1 шт.

5.2. Секция ножная четырехсекционная карбоновая, модель: A65CX, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная двухсекционная карбоновая, левая - 1 шт.;
- секция ножная двухсекционная карбоновая, правая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для верхней части секции ножной левой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для нижней части секции ножной левой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для верхней части секции ножной правой - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы для нижней части секции ножной правой - 1 шт.

6. Секции и опоры ортопедические (при необходимости), варианты исполнения:

6.1. Секция для операций на предплечье, модель: A55XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- упор плечевой дистальный - 1 шт.;
- упор плечевой латеральный - 1 шт.;
- фиксатор кисти по Вайнбергеру - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 1 шт.

6.2. Секция для операций на плече, модель: A56XX - не более 4 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124429

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 25

необходимости), в составе:

- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.;
- упор локтевой - 1 шт.;
- фиксатор кисти по Вайнбергеру - 1 шт.

6.3. Секция для операций на бедре в положении на боку, навесная, модель: A80XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- верхняя часть противотягового упора - 1 шт.;
- стойка поддерживающая для фиксации ботинка - 1 шт.;
- опора для позиционирования голени - 1 шт.;
- упор противотяговый при боковом положении - 1 шт.;
- скоба вытяжения - 1 шт.;
- нижняя часть противотягового упора с фиксатором - 1 шт.

6.4. Секция вытяжения ортопедическая комфорт, модель: НуExtent-V - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- механизм вытяжения - 1 шт.;
- направляющая горизонтальная с шарнирным соединением - 1 шт.;
- упор противотяговый - 1 шт.;
- секция тазовая - 1 шт.;
- матрас для секции тазовой - 1 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- ботинок комфорт - 2 шт.;
- опора поддерживающая для ботинка - 1 шт.;
- стойка вертикальная, поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

6.5. Секция вытяжения ортопедическая базовая, модель: НуExtent-V - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- механизм вытяжения - 1 шт.;
- направляющая горизонтальная с шарнирным соединением - 1 шт.;
- упор противотяговый - 1 шт.;
- секция тазовая - 1 шт.;
- матрас для секции тазовой - 1 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- ботинок базовый - 2 шт.;
- опора поддерживающая для ботинка - 1 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124430

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 26

6.6. Секция вытяжения ортопедическая карбоновая, модель: NuExtent-V CF - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- механизм вытяжения - 2 шт.;
- направляющая горизонтальная карбоновая - 2 шт.;
- упор противотяговый - 1 шт.;
- секция тазовая - 1 шт.;
- матрас для секции тазовой - 1 шт.;
- направляющая фиксирующая - 1 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- ботинок комфорт - 2 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

6.7. Секция вытяжения ортопедическая карбоновая, модель: NuExtent- CF - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- направляющая горизонтальная карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- опора для стойки вертикальной поддерживающей - 2 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- крепление для механизма вытяжения - 2 шт.;
- механизм вытяжения - 2 шт.;
- ботинок базовый - 2 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- винт крепежный М6×8 - 6 шт.;
- винт с потайной головкой и внутренним шестигранником М8×20 - 2 шт.;
- стойка противотяги - 1 шт.;
- тележка - 1 шт.


6.8. Секция ножная, вспомогательная, для секции вытяжения ортопедической NuExtent-V, модель: А88ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- секция ножная, вспомогательная, правая - 1 шт.;
- секция ножная, вспомогательная, левая - 1 шт.;
- матрас для секции ножной, вспомогательной, правой - 1 шт.;
- матрас для секции ножной, вспомогательной, левой - 1 шт.;
- корзина проволочная боковая - 2 шт.

6.9. Секция для операций на голени, навесная, модель: А77ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- упор противотяговый подколенный - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124431

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 27

- адаптер вытяжного механизма - 1 шт.;
 - скоба вытяжения - 1 шт.;
 - фиксатор противотягового упора - 1 шт.;
 - опора для ног по Геппелю - 1 шт.
- 6.10. Секция для операций на голени для секции вытяжения ортопедической NuExtent-V, модель: A86XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- скоба вытяжения - 1 шт.;
 - упор противотяговый подколенный - 1 шт.;
 - адаптер вытяжного механизма - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 1 шт.;
 - расширитель бокового рельса тип 1 - 1 шт.;
 - опора для ноги по Геппелю - 1 шт.
- 6.11. Секция для операций на бедре в положении на боку для секции вытяжения ортопедической NuExtent-V, модель: A87XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для позиционирования голени - 1 шт.;
 - упор противотяговый с фиксатором - 1 шт.;
 - скоба вытяжения - 1 шт.
- 6.12. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: A90XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную - 1 шт.
- 6.13. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической карбоновой, модель: A91XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную карбоновую - 1 шт.
- 6.14. Удлинительный переходник для секции вытяжения ортопедической, модель: A92XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 6.15. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: A72XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: A72XX - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную - 1 шт.
- 6.16. Опора для ноги по Геппелю для ортопедической секции вытяжения NuExtent-V, NuExtent-V CF, модель: A89XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- зажим с круглым отверстием, модель A34XX - 1 шт.;
 - расширитель бокового рельса тип 1 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124432

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 28

- опора для ноги по Геппелю - 1 шт.
- 7. Подлокотники, опоры для рук (при необходимости), варианты исполнения:
 - 7.1. Подлокотник усиленный, модель: А43ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - подлокотник усиленный, модель: А43ХХ - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.
 - 7.2. Подлокотник усиленный, модель: А43ХР, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - подлокотник усиленный с матрасом полиуретановым, модель: А43ХР - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.
 - 7.3. Подлокотник легкий, модель: А42ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости).
 - 7.4. Подлокотник карбоновый, модель: А38ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).
 - подлокотник карбоновый, модель: А38ХХ - 2 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
 - 7.5. Опора для руки боковая, модель: А36ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для руки боковая, модель: А36ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
 - 7.6. Опора для рук боковая, двойная, модель: А41ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для руки боковая с ремнями, верхняя - 1 шт.;
 - опора для руки боковая с ремнями, нижняя - 1 шт.
 - 7.7. Опора для позиционирования руки, модель: А37ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для позиционирования руки - 2 шт.;
 - устройство-расширитель бокового рельса тип 2 - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
 - 7.8. Секция для операций на верхних конечностях, модель: А40ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция для операций на верхних конечностях, модель: А40ХХ - 1 шт.
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- 8. Опоры, фиксаторы (при необходимости), варианты исполнения:
 - 8.1. Опора для головы для спинальной хирургии, модель: А76ХХ - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 8.2. Опора для плеча, модель: А14ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124433

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 29

составе:

- опора для плеча - 2 шт.;
- направляющая - 2 шт.;

- зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.

8.3. Опора для плеча, усиленная, пара, модель: А15ХХ - не более 4 пар (при необходимости), в составе:

- опора для плеча усиленная, левая - 1 шт.;
- опора для плеча усиленная, правая - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 2 шт.

8.4. Опора для операций на плече, модель: А39ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- опора для операций на плече, модель: А39ХХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 1 шт.

8.5. Опора для туловища, модель: А16ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:

- опора для туловища, модель: А16ХХ, левая - 1 шт.;
- опора для туловища, модель: А16ХХ, правая - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.

8.6. Опора для туловища, усиленная, модель: А17ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:

- опора большая усиленная - 1 шт.;
- опора малая усиленная - 1 шт.
- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 2 шт.

8.7. Опора для ног по Геппелю усиленная, модель: А29ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:

- опора для ног по Геппелю усиленная, модель: А29ХХ - 2 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.

8.8. Опора для ног по Геппелю, модель: А28ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:

- опора для ног по Геппелю, модель: А28ХХ, левая - 1 шт.;
- опора для ног по Геппелю, модель: А28ХХ, правая - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.

8.9. Опора для ног с петлями, модель: А08ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:

- опора для ног с петлями, модель: А08ХХ - 2 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124434

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 30

- зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
- 8.10. Опора для ног гинекологическая, базовая, модель: А61ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для левой ноги - 1 шт.;
 - опора для правой ноги - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.
- 8.11. Опора для ног гинекологическая, с пневмопружиной, модель: А62ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для левой ноги - 1 шт.;
 - опора для правой ноги - 1 шт.;
 - фиксаторы на рельс - 2 шт.
- 8.12. Фиксатор бедра, модель: А22ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - фиксатор бедра, модель: А22ХХ - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
- 8.13. Опора для колена, модель: А27ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для колена - 1 шт.;
 - матрас цилиндрической формы - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 1 шт.
- 8.14. Фиксатор голени, модель: А23ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - фиксатор голени, модель: А23ХХ - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
- 8.15. Опора для ступни, модель: А24ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ступни, модель: А24ХХ, левая - 1 шт.;
 - опора для ступни, модель: А24ХХ, правая - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 2 шт.
- 8.16. Ремень для фиксации тела пациента, модель: А13ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.17. Ремень для фиксации пациента для операций на плече, модель: А71ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.18. Ремень подвесной для руки, модель: А18ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.19. Ремень для бедра, модель: А20ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124435

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 31

- 8.20. Ремень для голени, модель: А21ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- 8.21. Манжета для фиксации конечностей, модель: А19ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
- манжета - 2 шт. ;
- зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
- 8.22. Зажимы для ремня для фиксации тела пациента, модель: А09ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).
9. Валики гелевые, подушки, подголовники, матрасы (при необходимости), варианты исполнения:
- 9.1. Валик гелевый, короткий, полукруглый, малый, модель: Р35SХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.2. Валик гелевый, короткий, полукруглый, средний, модель: Р35MХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.3. Валик гелевый, короткий, полукруглый, большой, модель: Р35LХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.4. Валик гелевый, длинный, полукруглый, малый, модель: Р17SХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.5. Валик гелевый, длинный, полукруглый, средний, модель: Р17MХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.6. Валик гелевый, длинный, полукруглый, большой, модель: Р17LХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.7. Валик гелевый, полукруглый, детский, модель: Р04ХХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.8. Подушка гелевая для спинальной хирургии, модель: Р10ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.9. Подушка гелевая под грудную клетку, модель: Р28ХХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.10. Подушка гелевая для противотягового упора, модель: Р14ХХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.11. Подушка гелевая для конечностей, длинная, модель: Р03LХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.12. Подушка гелевая для конечностей, короткая, модель: Р03SХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.13. Подушка гелевая под тазобедренный сустав, модель: Р01ХХ - не более 15 шт. (при необходимости).
- 9.14. Подушка гелевая под пятку, модель: Р12ХХ, пара - не более 15 пар (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124436

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 32

необходимости).

9.15. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, малая, модель: P24SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.16. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, средняя, модель: P24MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.17. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, большая, модель: P24LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.18. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, малая, модель: P11XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.19. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, большая, модель: P06XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.20. Подушка гелевая с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель: P19XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.21. Подушка гелевая детская с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель: P08XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.22. Подушка гелевая для головы при укладке на спину, модель: P30XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.23. Подушка гелевая для укладки на боку, модель: P05XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.24. Подушка гелевая для операций на щитовидной железе, модель: P15XX - не более 5 шт. (при необходимости).

9.25. Подушка гелевая с жесткой внутренней частью, модель: P33XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.26. Подушка гелевая для головы универсальная при укладке на спину, модель: P25XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.27. Подушка гелевая для головы универсальная, малая, модель: P26SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.28. Подушка гелевая для головы универсальная, большая, модель: P26LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.29. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, короткая, модель: P20SX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

9.30. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, длинная, модель: P20LX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

9.31. Подголовник гелевый круглый для младенцев, модель: P32XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.32. Подголовник гелевый круглый детский, малый, модель: P09SX - не более 15 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124437

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 33

(при необходимости).

9.33. Подголовник гелевый круглый детский, средний, модель: P09MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.34. Подголовник гелевый круглый детский, большой, модель: P09LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.35. Подголовник гелевый круглый, малый, модель: P34SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.36. Подголовник гелевый круглый, средний, модель: P34MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.37. Подголовник гелевый круглый, большой, модель: P34LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.38. Подголовник гелевый подковообразный для новорожденных, модель: P31XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.39. Подголовник гелевый подковообразный детский, малый, модель: P07SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.40. Подголовник гелевый подковообразный детский, большой, модель: P07LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.41. Подголовник гелевый подковообразный, малый, модель: P16SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.42. Подголовник гелевый подковообразный, средний, модель: P16MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.43. Подголовник гелевый подковообразный, большой, модель: P16LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.44. Подголовник гелевый офтальмологический детский, модель: P29SX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.45. Подголовник гелевый офтальмологический, малый, модель: P29MX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.46. Подголовник гелевый офтальмологический, большой, модель: P29LX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.47. Матрас гелевый трехсекционный на весь стол, модель: P21XX - не более 5 шт. (при необходимости).

9.48. Ремень гелевый для тела пациента, модель: P23XX - не более 15 шт. (при необходимости).

9.49. Ремень гелевый для локтевого сустава, модель: P18XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

9.50. Ремень гелевый для лучезапястного сустава, модель: P27XX - не более 15 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124438

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 34

(при необходимости).

9.51. Ремень гелевый для голеностопного сустава, модель: P13XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

Принадлежности:

1. Тележка для принадлежностей, модель: A01XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8×40 - 4 шт.;
- основание тележки - 1 шт.;
- рама тележки - 1 шт.;
- корзина проволочная - 1 шт.;
- шайба плоская - 4 шт.;
- шайба Гровера - 4 шт.

2. Тележка для рамы для спинальной хирургии, модель: A73XX - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:

- основание - 1 шт.;
- опора - 1 шт.;
- винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M6×12 - 2 шт.;
- ключ шестигранный M5 - 1 шт.

3. Тележка для хранения гинекологических опор для ног, модель: A58XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- основание - 1 шт.;
- ручка - 1 шт.;
- полка - 1 шт.;
- винт M6 - 2 шт.;
- гайка M6 - 2 шт.;
- ключ рожковый 10 мм - 1 шт.;
- ключ шестигранный 5 мм - 1 шт.

4. Столик для хирургических инструментов, модель: A45XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- штанга Г-образная с шарниром - 1 шт.;
- поддон - 1 шт.;
- винт крепежный M4×5 - 3 шт.;
- зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 1 шт.

5. Столик для хирургических инструментов, модель: A44XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- штанга Г-образная с зажимом - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124439

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 35

- поддон - 1 шт.;
- винт с шестигранной головкой М4×8 - 1 шт.
- 6. Таз дренажный, модель: А25ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - поддон - 1 шт.;
 - направляющая телескопическая с зажимом - 1 шт.;
 - поворотный узел с фиксирующей рукояткой - 1 шт.;
 - фильтр сетчатый - 1 шт.
- 7. Поручень для родовспоможения, модель: А07ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - поручень для родовспоможения, модель: А07ХХ - 2 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
- 8. Поручень электропривода, модель: V05ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 9. Зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12. Зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
- 13. Штанга для инфузионных растворов, модель: А60ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - штанга для инфузионных растворов, модель: А60ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
- 14. Рамка анестезиологическая легкая, модель: А12ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая легкая, модель: А12ХХ - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 1 шт.
- 15. Рамка анестезиологическая усиленная, модель: А11ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая усиленная, модель: А11ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
- 16. Рамка анестезиологическая П-образная, модель: А10ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая П-образная, модель: А10ХХ - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124440

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 36

17. Держатель рентген-кассеты, модель: А53ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

18. Расширитель бокового рельса тип 2, модель: А31ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

19. Расширитель бокового рельса тип 1, модель: А30ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

20. Секции тазовые треугольные расширительные, модель: А79ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:

- секция тазовая треугольная расширительная, левая - 1 шт.;

- секция тазовая треугольная расширительная, правая - 1 шт.

21. Секции расширительные, модель: А54ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости).

III. Стол операционный универсальный, электрогидравлический HyBase V8 Classic, в составе:

1. Блок стола HyBase V8 Classic основной - 1 шт., в составе:

1.1. Блок стола HyBase V8 Classic основной - 1 шт.

1.1.1. Аккумулятор свинцово-кислотный, встроенный - 2 шт.

1.1.2. Функция продольного сдвига деки стола - 1 шт. (при необходимости).

1.1.3. Насос педальный - 1 шт. (при необходимости).

1.1.4. Столешница в комплекте с матрасом - 1 шт., в вариантах исполнения:

1.1.4.1. Столешница в комплекте с матрасом - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- столешница - 1 шт.;

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.1.4.2. Столешница карбоновая в комплекте с матрасом - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- столешница карбоновая - 1 шт.;

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.1.4.3. Модуль регулировки поясничного отдела с ручкой - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

- модуль регулировки поясничного отдела с ручкой - 1 шт. (при необходимости);

- модуль регулировки поясничного отдела карбоновый с ручкой - 1 шт. (при необходимости).


1.1.5. Секция спинная верхняя - от 1 до 5 шт., в вариантах исполнения:

1.1.5.1. Секция спинная верхняя, модель: V03ХХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция спинная верхняя, модель: V03ХХ - 1 шт.;

- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0124441

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 37

1.1.5.2. Секция спинная верхняя карбоновая, модель: V03CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция спинная верхняя карбоновая, модель: V03CX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2. Секция головная - от 1 до 6 шт., в вариантах исполнения:

1.2.1. Секция головная, модель: A69XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная, модель: A69XX - 1 шт.;
- матрас эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.2. Секция головная карбоновая, модель: A69CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная карбоновая, модель: A69CX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.3. Секция головная, модель: A84XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная, модель: A84XX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.4. Секция головная карбоновая, модель: A84CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная карбоновая, модель: A84CX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.5. Секция головная двухшарнирная, модель: A63XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная двухшарнирная, модель: A63XX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.6. Секция головная двухшарнирная карбоновая, модель: A63CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная двухшарнирная карбоновая, модель: A63CX - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.3. Секция ножная - от 1 до 4 пар (шт.), в вариантах исполнения:


1.3.1. Секция ножная раздельная в комплекте с матрасом, модель: A85XX, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная, правая - 1 шт.;
- секция ножная, левая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.

1.3.2. Секция ножная раздельная карбоновая, модель: A85CX, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная карбоновая, правая - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124442

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 38

- секция ножная карбоновая, левая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
- 1.3.3. Секция ножная односекционная, модель: A57XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция ножная односекционная - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
- 1.4. Пульт управления проводной, модель: V08XX - 1 шт.
- 1.5. Кабель питания - 1 шт.
- 1.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 1.7. Паспорт - 1 шт.
- 2. Модули управления (при необходимости), варианты исполнения:
 - 2.1. Пульт управления проводной, модель: V08XX, дополнительный - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 2.2. Пульт управления беспроводной, с аккумулятором литий-ионным, модель: V07XX - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
 - пульт управления беспроводной, модель: V07XX - 1 шт.;
 - аккумулятор литий-ионный, встроенный - 1 шт.;
 - станция для зарядки, модель: MCS-III - 1 шт.
 - 2.3. Пульт управления ножной, модель: V04XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - пульт управления ножной, модель: V04XX - 1 шт.;
 - наклейка - 2 шт.
 - 2.4. Модуль дистанционного управления, модель: V06XX – не более 5 шт. (при необходимости).
- 3. Секции головные, подголовники, фиксаторы и адаптеры головных секций и подголовников (при необходимости), варианты исполнения:
 - 3.1. Секция головная офтальмологическая с опорой для рук хирурга, модель: A51XX - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 3.2. Подголовник подковообразный, модель: A49XX - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 3.3. Подголовник подковообразный, модель: A50XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - подголовник подковообразный, модель: A50XX - 1 шт.;
 - переходник удлинительный - 1 шт.
 - 3.4. Подголовник треугольный, артикул: 115-075152-00 - не более 4 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124443

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 39

3.5. Секция для вытяжения шейного отдела, модель: А46ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- направляющая вертикальная, с роликом - 1 шт.;
- адаптер горизонтальный - 1 шт.;
- ручка пластиковая - 1 шт.

3.6. Опора для рук хирурга для подковообразного подголовника, модель: А52ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- направляющая - 1 шт.;
- ручка пластиковая - 2 шт.;
- опора для рук хирурга - 1 шт.

3.7. Фиксатор черепа нейрохирургический алюминиевый, артикул: 115-038235-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- основание регулируемое - 1 шт.;
- адаптер поворотный - 1 шт.;
- зажим черепной - 1 шт.

3.8. Фиксатор черепа нейрохирургический рентгенопрозрачный, артикул: 115-059649-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- зажим черепной - 1 шт.;
- адаптер поворотный - 1 шт.;
- основание регулируемое - 1 шт.;
- крепление боковое - 2 шт.;
- адаптер крепежный - 1 шт.;
- адаптер - 1 шт.;
- винт фиксирующий - 2 шт.;
- кейс для хранения - 1 шт.;
- ключ для кейса - 2 шт.

3.9. Подголовник подковообразный для фиксатора черепа детский, артикул: 115-047822-00 - не более 4 шт. (при необходимости).


3.10. Подголовник подковообразный для фиксатора черепа взрослый, артикул: 115-047821-00 - не более 4 шт. (при необходимости).

3.11. Адаптер для фиксатора черепа, артикул: 115-038342-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- адаптер для фиксатора черепа - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.

3.12. Адаптер для крепления подголовников, тип 2, модель: А47ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124444

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 40

3.13. Адаптер для крепления подголовников, тип 1, модель: А48ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

4. Секции удлинительные, специальные компоненты (при необходимости), варианты исполнения:

4.1. Секция удлинительная, модель: А67ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция удлинительная - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

4.2. Секция удлинительная карбоновая, модель: А67СХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция удлинительная карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

4.3. Секция транспортная, модель: А03ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

4.4. Секция для позиционирования для проктологических вмешательств, модель: А02ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- подушка для позиционирования на животе - 1 шт.;
- ремень - 1 шт.;
- опора для ног - 1 шт.

4.5. Секция спинная для операций на плече, модель: А66ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- шлем с направляющей - 1 шт.;
- секция спинная трехчастная - 1 шт.;
- опора - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 3 шт.

4.6. Секция кардиохирургическая карбоновая, модель: V01СХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция кардиохирургическая карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- опора телескопическая - 1 шт.

4.7. Адаптер для крепления принадлежностей на секцию кардиохирургическую карбоновую, модель: А81ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

4.8. Рама для спинальной хирургии, артикул: 115-052219-00 - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:

- рама для спинальной хирургии - 1 шт.;
- ручка для регулировки высоты - 1 шт.

4.9. Чехлы одноразовые для рамы для спинальной хирургии, 6 шт. в упаковке, модель:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124445

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 41

A74XX - не более 5 уп. (при необходимости), в составе:

- чехол на стол операционный - 1 шт.;
- чехол поперечного стержня рамы для спинальной хирургии - 1 шт.;
- чехол для рамы для спинальной хирургии - 2 шт.;
- подлокотник - 2 шт.;
- подголовник - 1 шт.

4.10. Матрасы для рамы для спинальной хирургии, модель: A75XX, пара - не более 3 пар (при необходимости).

4.11. Подушка для спинальной хирургии, модель: P02XX - не более 4 шт. (при необходимости).

4.12. Подушка для ног при позиционировании на боку, модель: P22XX - не более 5 шт. (при необходимости).

4.13. Устройство для фиксации колена, модель: A26XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- устройство для фиксации колена, модель: A26XX - 1 шт.;
- ремень гелевый, фиксирующий - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 1 шт.

4.13.1. Секция ножная односекционная, модель: A57XP - 1 шт. (при необходимости).

5. Секции и опоры ортопедические (при необходимости), варианты исполнения:

5.1. Секция для операций на предплечье, модель: A55XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- упор плечевой дистальный - 1 шт.;
- упор плечевой латеральный - 1 шт.;
- фиксатор кисти по Вайнбергеру - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 1 шт.

5.2. Секция для операций на плече, модель: A56XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.;
- упор локтевой - 1 шт.;
- фиксатор кисти по Вайнбергеру - 1 шт.

5.3. Секция для операций на бедре в положении на боку, навесная, модель: A80XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- верхняя часть противотягового упора - 1 шт.;
- стойка поддерживающая для фиксации ботинка - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124446

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 42

- опора для позиционирования голени - 1 шт.;
 - упор противотяговый при боковом положении - 1 шт.;
 - скоба вытяжения - 1 шт.;
 - нижняя часть противотягового упора с фиксатором - 1 шт.
- 5.4. Секция вытяжения ортопедическая комфорт, модель: НуExtent-V - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- механизм вытяжения - 1 шт.;
 - направляющая горизонтальная с шарнирным соединением - 1 шт.;
 - упор противотяговый - 1 шт.;
 - секция тазовая - 1 шт.;
 - матрас для секции тазовой - 1 шт.;
 - адаптер - 2 шт.;
 - ботинок комфорт - 2 шт.;
 - опора поддерживающая для ботинка - 1 шт.;
 - стойка вертикальная, поддерживающая - 2 шт.;
 - тележка - 1 шт.
- 5.5. Секция вытяжения ортопедическая базовая, модель: НуExtent-V - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- механизм вытяжения - 1 шт.;
 - направляющая горизонтальная с шарнирным соединением - 1 шт.;
 - упор противотяговый - 1 шт.;
 - секция тазовая - 1 шт.;
 - матрас для секции тазовой - 1 шт.;
 - адаптер - 2 шт.;
 - ботинок базовый - 2 шт.;
 - опора поддерживающая для ботинка - 1 шт.;
 - стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
 - тележка - 1 шт.
- 5.6. Секция вытяжения ортопедическая карбоновая, модель: НуExtent-V CF - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- механизм вытяжения - 2 шт.;
 - направляющая горизонтальная карбоновая - 2 шт.;
 - упор противотяговый - 1 шт.;
 - секция тазовая - 1 шт.;
 - матрас для секции тазовой - 1 шт.;
 - направляющая фиксирующая - 1 шт.;
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124447

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 43

- адаптер - 2 шт.;
- ботинок комфорт - 2 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

5.7. Секция вытяжения ортопедическая карбоновая, модель: НуExtent- CF - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- направляющая горизонтальная карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- опора для стойки вертикальной поддерживающей - 2 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- крепление для механизма вытяжения - 2 шт.;
- механизм вытяжения - 2 шт.;
- ботинок базовый - 2 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- винт крепежный М6×8 - 6 шт.;
- винт с потайной головкой и внутренним шестигранником М8×20 - 2 шт.;
- стойка противотяги - 1 шт.;
- тележка - 1 шт.

5.8. Секция ножная, вспомогательная, для секции вытяжения ортопедической НуExtent-V, модель: А88ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- секция ножная, вспомогательная, правая - 1 шт.;
- секция ножная, вспомогательная, левая - 1 шт.;
- матрас для секции ножной, вспомогательной, правой - 1 шт.;
- матрас для секции ножной, вспомогательной, левой - 1 шт.;
- корзина проволочная боковая - 2 шт.

5.9. Секция для операций на голени, навесная, модель: А77ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- упор противотяговый подколенный - 1 шт.;
- адаптер вытяжного механизма - 1 шт.;
- скоба вытяжения - 1 шт.;
- фиксатор противотягового упора - 1 шт.;
- опора для ног по Геспелю - 1 шт.

5.10. Секция для операций на голени для секции вытяжения ортопедической НуExtent-V, модель: А86ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- скоба вытяжения - 1 шт.;
- упор противотяговый подколенный - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124449

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 44

- адаптер вытяжного механизма - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.;
 - расширитель бокового рельса тип 1 - 1 шт.;
 - опора для ноги по Геппелю - 1 шт.
- 5.11. Секция для операций на бедре в положении на боку для секции вытяжения ортопедической NuExtent-V, модель: А87ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для позиционирования голени - 1 шт.;
 - упор противотяговый с фиксатором - 1 шт.;
 - скоба вытяжения - 1 шт.
- 5.12. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: А90ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную - 1 шт.
- 5.13. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической карбоновой, модель: А91ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную карбоновую - 1 шт.
- 5.14. Удлинительный переходник для секции вытяжения ортопедической, модель: А92ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.15. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: А72ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: А72ХХ - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную - 1 шт.
- 5.16. Опора для ноги по Геппелю для ортопедической секции вытяжения NuExtent-V, NuExtent-V CF, модель: А89ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- зажим с круглым отверстием, модель А34ХХ - 1 шт.;
 - расширитель бокового рельса тип 1 - 1 шт.;
 - опора для ноги по Геппелю - 1 шт.
6. Подлокотники, опоры для рук (при необходимости), варианты исполнения:
- 6.1. Подлокотник усиленный, модель: А43ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
- подлокотник усиленный, модель: А43ХХ - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.
- 6.2. Подлокотник усиленный, модель: А43ХР, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124450

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 45

- подлокотник усиленный с матрасом полиуретановым, модель: А43ХР - 2 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.
- 6.3. Подлокотник легкий, модель: А42ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости).
- 6.4. Подлокотник карбоновый, модель: А38ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- подлокотник карбоновый, модель: А38ХХ - 2 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
- 6.5. Опора для руки боковая, модель: А36ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для руки боковая, модель: А36ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
- 6.6. Опора для рук боковая, двойная, модель: А41ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для руки боковая с ремнями, верхняя - 1 шт.;
 - опора для руки боковая с ремнями, нижняя - 1 шт.
- 6.7. Опора для позиционирования руки, модель: А37ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для позиционирования руки - 2 шт.;
 - устройство-расширитель бокового рельса тип 2 - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
- 6.8. Секция для операций на верхних конечностях, модель: А40ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция для операций на верхних конечностях, модель: А40ХХ - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
- 7. Опоры, фиксаторы (при необходимости), варианты исполнения:
 - 7.1. Опора для головы для спинальной хирургии, модель: А76ХХ - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 7.2. Опора для плеча, модель: А14ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для плеча - 2 шт.;
 - направляющая - 2 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
 - 7.3. Опора для плеча, усиленная, пара, модель: А15ХХ - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для плеча усиленная, левая - 1 шт.;
 - опора для плеча усиленная, правая - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124451

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 46

- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 2 шт.
- 7.4. Опора для операций на плече, модель: A39XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для операций на плече, модель: A39XX - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 1 шт.
- 7.5. Опора для туловища, модель: A16XX, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для туловища, модель: A16XX, левая - 1 шт.;
 - опора для туловища, модель: A16XX, правая - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 2 шт.
- 7.6. Опора для туловища, усиленная, модель: A17XX, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - опора большая усиленная - 1 шт.;
 - опора малая усиленная - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 2 шт.
- 7.7. Опора для ног по Геппелю усиленная, модель: A29XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног по Геппелю усиленная, модель: A29XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 7.8. Опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, левая - 1 шт.;
 - опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, правая - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 7.9. Опора для ног с петлями, модель: A08XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног с петлями, модель: A08XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 2 шт.
- 7.10. Опора для ног гинекологическая, базовая, модель: A61XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для левой ноги - 1 шт.;
 - опора для правой ноги - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 7.11. Опора для ног гинекологическая, с пневмопружиной, модель: A62XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124448

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 47

- опора для левой ноги - 1 шт.;
- опора для правой ноги - 1 шт.;
- фиксаторы на рельс - 2 шт.
- 7.12. Фиксатор бедра, модель: А22ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - фиксатор бедра, модель: А22ХХ - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
- 7.13. Опора для колена, модель: А27ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для колена - 1 шт.;
 - матрас цилиндрической формы - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 1 шт.
- 7.14. Фиксатор голени, модель: А23ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - фиксатор голени, модель: А23ХХ - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
- 7.15. Опора для ступни, модель: А24ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ступни, модель: А24ХХ, левая - 1 шт.;
 - опора для ступни, модель: А24ХХ, правая - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 2 шт.
- 7.16. Ремень для фиксации тела пациента, модель: А13ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 7.17. Ремень для фиксации пациента для операций на плече, модель: А71ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 7.18. Ремень подвешной для руки, модель: А18ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 7.19. Ремень для бедра, модель: А20ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- 7.20. Ремень для голени, модель: А21ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- 7.21. Манжета для фиксации конечностей, модель: А19ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - манжета - 2 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
- 7.22. Зажимы для ремня для фиксации тела пациента, модель: А09ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).
- 8. Валики гелевые, подушки, подголовники, матрасы (при необходимости), варианты

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0124478

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 48

исполнения:

- 8.1. Валик гелевый, короткий, полукруглый, малый, модель: P35SX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.2. Валик гелевый, короткий, полукруглый, средний, модель: P35MX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.3. Валик гелевый, короткий, полукруглый, большой, модель: P35LX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.4. Валик гелевый, длинный, полукруглый, малый, модель: P17SX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.5. Валик гелевый, длинный, полукруглый, средний, модель: P17MX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.6. Валик гелевый, длинный, полукруглый, большой, модель: P17LX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.7. Валик гелевый, полукруглый, детский, модель: P04XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.8. Подушка гелевая для спинальной хирургии, модель: P10XX - не более 4 шт. (при необходимости).
- 8.9. Подушка гелевая под грудную клетку, модель: P28XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.10. Подушка гелевая для противотягового упора, модель: P14XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.11. Подушка гелевая для конечностей, длинная, модель: P03LX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.12. Подушка гелевая для конечностей, короткая, модель: P03SX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.13. Подушка гелевая под тазобедренный сустав, модель: P01XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.14. Подушка гелевая под пятку, модель: P12XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).
- 8.15. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, малая, модель: P24SX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.16. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, средняя, модель: P24MX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.17. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, большая, модель: P24LX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.18. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, малая, модель: P11XX - не

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0124479

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 49

- более 15 шт. (при необходимости).
- 8.19. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, большая, модель: P06XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.20. Подушка гелевая с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель: P19XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.21. Подушка гелевая детская с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель: P08XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.22. Подушка гелевая для головы при укладке на спину, модель: P30XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.23. Подушка гелевая для укладки на боку, модель: P05XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.24. Подушка гелевая для операций на щитовидной железе, модель: P15XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.25. Подушка гелевая с жесткой внутренней частью, модель: P33XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.26. Подушка гелевая для головы универсальная при укладке на спину, модель: P25XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.27. Подушка гелевая для головы универсальная, малая, модель: P26SX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.28. Подушка гелевая для головы универсальная, большая, модель: P26LX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.29. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, короткая, модель: P20SX, пара - не более 15 пар (при необходимости).
- 8.30. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, длинная, модель: P20LX, пара - не более 15 пар (при необходимости).
- 8.31. Подголовник гелевый круглый для младенцев, модель: P32XX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.32. Подголовник гелевый круглый детский, малый, модель: P09SX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.33. Подголовник гелевый круглый детский, средний, модель: P09MX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.34. Подголовник гелевый круглый детский, большой, модель: P09LX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.35. Подголовник гелевый круглый, малый, модель: P34SX - не более 15 шт. (при необходимости).
- 8.36. Подголовник гелевый круглый, средний, модель: P34MX - не более 15 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124480

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 50

необходимости).

8.37. Подголовник гелевый круглый, большой, модель: P34LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.38. Подголовник гелевый подковообразный для новорожденных, модель: P31XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.39. Подголовник гелевый подковообразный детский, малый, модель: P07SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.40. Подголовник гелевый подковообразный детский, большой, модель: P07LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.41. Подголовник гелевый подковообразный, малый, модель: P16SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.42. Подголовник гелевый подковообразный, средний, модель: P16MX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.43. Подголовник гелевый подковообразный, большой, модель: P16LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.44. Подголовник гелевый офтальмологический детский, модель: P29SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.45. Подголовник гелевый офтальмологический, малый, модель: P29MX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.46. Подголовник гелевый офтальмологический, большой, модель: P29LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.47. Матрас гелевый трехсекционный на весь стол, модель: P21XX - не более 5 шт. (при необходимости).

8.48. Ремень гелевый для тела пациента, модель: P23XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.49. Ремень гелевый для локтевого сустава, модель: P18XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

8.50. Ремень гелевый для лучезапястного сустава, модель: P27XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.51. Ремень гелевый для голеностопного сустава, модель: P13XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

Принадлежности:

1. Тележка для принадлежностей, модель: A01XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8×40 - 4 шт.;
- основание тележки - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124481

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 51

- рама тележки - 1 шт.;
 - корзина проволочная - 1 шт.;
 - шайба плоская - 4 шт.;
 - шайба Гровера - 4 шт.
2. Тележка для рамы для спинальной хирургии, модель: А73ХХ - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
- основание - 1 шт.;
 - опора - 1 шт.;
 - винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6×12 - 2 шт.;
 - ключ шестигранный М5 - 1 шт.
3. Тележка для хранения гинекологических опор для ног, модель: А58ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- основание - 1 шт.;
 - ручка - 1 шт.;
 - полка - 1 шт.;
 - винт М6 - 2 шт.;
 - гайка М6 - 2 шт.;
 - ключ рожковый 10 мм - 1 шт.;
 - ключ шестигранный 5 мм - 1 шт.
4. Столик для хирургических инструментов, модель: А45ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- штанга Г-образная с шарниром - 1 шт. ;
 - поддон - 1 шт.;
 - винт крепежный М4×5 - 3 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
5. Столик для хирургических инструментов, модель: А44ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- штанга Г-образная с зажимом - 1 шт.;
 - поддон - 1 шт.;
 - винт с шестигранной головкой М4×8 - 1 шт.
6. Таз дренажный, модель: А25ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- поддон - 1 шт.;
 - направляющая телескопическая с зажимом - 1 шт.;
 - поворотный узел с фиксирующей рукояткой - 1 шт.;
 - фильтр сетчатый - 1 шт.
7. Поручень для родовспоможения, модель: А07ХХ, пара - не более 4 пар (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124461

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 52

необходимости), в составе:

- поручень для родовспоможения, модель: A07XX - 2 шт.;
- зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 2 шт.
- 8. Поручень электропривода, модель: V05XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 9. Зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
- 10. Зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
- 11. Зажим с круглым отверстием, модель: A34XX, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12. Зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
- 13. Штанга для инфузионных растворов, модель: A60XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - штанга для инфузионных растворов, модель: A60XX - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 1 шт.
- 14. Рамка анестезиологическая легкая, модель: A12XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая легкая, модель: A12XX - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 1 шт.
- 15. Рамка анестезиологическая усиленная, модель: A11XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая усиленная, модель: A11XX - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 1 шт.
- 16. Рамка анестезиологическая П-образная, модель: A10XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - рамка анестезиологическая П-образная, модель: A10XX - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 2 шт.
- 17. Держатель рентген-кассеты, модель: A53XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 18. Расширитель бокового рельса тип 2, модель: A31XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19. Расширитель бокового рельса тип 1, модель: A30XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 20. Секции тазовые треугольные расширительные, модель: A79XX, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - секция тазовая треугольная расширительная, левая - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124483

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 53

- секция тазовая треугольная расширительная, правая - 1 шт.
- 21. Секции расширительные, модель: А54ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости).
- IV. Стол операционный универсальный, электрогидравлический HyBase V80 Classic, в составе:
 - 1. Блок стола HyBase V80 Classic основной - 1 шт., в составе:
 - 1.1. Блок стола HyBase V80 Classic основной - 1 шт.
 - 1.1.1. Аккумулятор свинцово-кислотный, встроенный - 2 шт.
 - 1.1.2. Функция продольного сдвига деки стола - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.1.3. Насос педальный - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.1.4. Столешница в комплекте с матрасом - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - 1.1.4.1. Столешница в комплекте с матрасом - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - столешница - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
 - 1.1.4.2. Столешница карбоновая в комплекте с матрасом - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - столешница карбоновая - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
 - 1.1.4.3. Модуль регулировки поясничного отдела с рукояткой - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - модуль регулировки поясничного отдела с рукояткой - 1 шт. (при необходимости);
 - модуль регулировки поясничного отдела карбоновый с рукояткой - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.1.5. Секция спинная верхняя - от 1 до 5 шт., в вариантах исполнения:
 - 1.1.5.1. Секция спинная верхняя, модель: V03XX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция спинная верхняя, модель: V03XX - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
 - 1.1.5.2. Секция спинная верхняя карбоновая, модель: V03CX - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция спинная верхняя карбоновая, модель: V03CX - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
 - 1.2. Секция головная - от 1 до 6 шт., в вариантах исполнения:
 - 1.2.1. Секция головная, модель: А69ХХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция головная, модель: А69ХХ - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0129260

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 54

1.2.2. Секция головная карбоновая, модель: А69СХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная карбоновая, модель: А69СХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.3. Секция головная, модель: А84ХХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная, модель: А84ХХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.4. Секция головная карбоновая, модель: А84СХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная карбоновая, модель: А84СХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.5. Секция головная двухшарнирная, модель: А63ХХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная двухшарнирная, модель: А63ХХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.2.6. Секция головная двухшарнирная карбоновая, модель: А63СХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция головная двухшарнирная карбоновая, модель: А63СХ - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.3. Секция ножная - от 1 до 4 пар (шт.), в вариантах исполнения:

1.3.1. Секция ножная раздельная в комплекте с матрасом, модель: А85ХХ, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная, правая - 1 шт.;
- секция ножная, левая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.

1.3.2. Секция ножная раздельная карбоновая, модель: А85СХ, пара - 1 пара (при необходимости), в составе:

- секция ножная карбоновая, правая - 1 шт.;
- секция ножная карбоновая, левая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.

1.3.3. Секция ножная односекционная, модель: А57ХХ - 1 шт. (при необходимости), в составе:

- секция ножная односекционная - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

1.4. Пульт управления проводной, модель: V08ХХ - 1 шт.

1.5. Кабель питания - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124485

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 55

- 1.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
1.7. Паспорт - 1 шт.
2. Модули управления (при необходимости), варианты исполнения:
- 2.1. Пульт управления проводной, модель: V08XX, дополнительный - не более 3 шт. (при необходимости).
- 2.2. Пульт управления беспроводной, с аккумулятором литий-ионным, модель: V07XX - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
- пульт управления беспроводной, модель: V07XX - 1 шт.;
 - аккумулятор литий-ионный, встроенный - 1 шт.;
 - станция для зарядки, модель: MCS-III - 1 шт.
- 2.3. Пульт управления ножной, модель: V04XX - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- пульт управления ножной, модель: V04XX - 1 шт.;
 - наклейка - 2 шт.
- 2.4. Модуль дистанционного управления, модель: V06XX - не более 5 шт. (при необходимости).
3. Секции головные, подголовники, фиксаторы и адаптеры головных секций и подголовников (при необходимости), варианты исполнения:
- 3.1. Секция головная офтальмологическая с опорой для рук хирурга, модель: A51XX - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.2. Подголовник подковообразный, модель: A49XX - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.3. Подголовник подковообразный, модель: A50XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- подголовник подковообразный, модель: A50XX - 1 шт.;
 - переходник удлинительный - 1 шт.
- 3.4. Подголовник треугольный, артикул: 115-075152-00 - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.5. Секция для вытяжения шейного отдела, модель: A46XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- направляющая вертикальная, с роликом - 1 шт.;
 - адаптер горизонтальный - 1 шт.;
 - ручка пластиковая - 1 шт.
- 3.6. Опора для рук хирурга для подковообразного подголовника, модель: A52XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- направляющая - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124486

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 56

- ручка пластиковая - 2 шт.;
- опора для рук хирурга - 1 шт.
- 3.7. Фиксатор черепа нейрохирургический алюминиевый, артикул: 115-038235-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - основание регулируемое - 1 шт.;
 - адаптер поворотный - 1 шт.;
 - зажим черепной - 1 шт.
- 3.8. Фиксатор черепа нейрохирургический рентгенопрозрачный, артикул: 115-059649-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - зажим черепной - 1 шт.;
 - адаптер поворотный - 1 шт.;
 - основание регулируемое - 1 шт.;
 - крепление боковое - 2 шт.;
 - адаптер крепежный - 1 шт.;
 - адаптер - 1 шт.;
 - винт фиксирующий - 2 шт.;
 - кейс для хранения - 1 шт.;
 - ключ для кейса - 2 шт.
- 3.9. Подголовник подковообразный для фиксатора черепа детский, артикул: 115-047822-00 - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.10. Подголовник подковообразный для фиксатора черепа взрослый, артикул: 115-047821-00 - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.11. Адаптер для фиксатора черепа, артикул: 115-038342-00 - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - адаптер для фиксатора черепа - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.
- 3.12. Адаптер для крепления подголовников, тип 2, модель: А47ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.13. Адаптер для крепления подголовников, тип 1, модель: А48ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4. Секции удлинительные, специальные компоненты (при необходимости), варианты исполнения:
 - 4.1. Секция удлинительная, модель: А67ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция удлинительная - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0124487

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 57

4.2. Секция удлинительная карбоновая, модель: А67СХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция удлинительная карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.

4.3. Секция транспортная, модель: А03ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

4.4. Секция для позиционирования для проктологических вмешательств, модель: А02ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- подушка для позиционирования на животе - 1 шт.;
- ремень - 1 шт.;
- опора для ног - 1 шт.

4.5. Секция спинная для операций на плече, модель: А66ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- шлем с направляющей - 1 шт.;
- секция спинная трехчастная - 1 шт.;
- опора - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 3 шт.

4.6. Секция кардиохирургическая карбоновая, модель: V01СХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- секция кардиохирургическая карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
- опора телескопическая - 1 шт.

4.7. Адаптер для крепления принадлежностей на секцию кардиохирургическую карбоновую, модель: А81ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

4.8. Рама для спинальной хирургии, артикул: 115-052219-00 - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:

- рама для спинальной хирургии - 1 шт.;
- ручка для регулировки высоты - 1 шт.

4.9. Чехлы одноразовые для рамы для спинальной хирургии, 6 шт. в упаковке, модель: А74ХХ - не более 5 уп. (при необходимости), в составе:

- чехол на стол операционный - 1 шт.;
- чехол поперечного стержня рамы для спинальной хирургии - 1 шт.;
- чехол для рамы для спинальной хирургии - 2 шт.;
- подлокотник - 2 шт.;
- подголовник - 1 шт.

4.10. Матрасы для рамы для спинальной хирургии, модель: А75ХХ, пара - не более 3 пар (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124488

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 58

4.11. Подушка для спинальной хирургии, модель: P02XX - не более 4 шт. (при необходимости).

4.12. Подушка для ног при позиционировании на боку, модель: P22XX - не более 5 шт. (при необходимости).

4.13. Устройство для фиксации колена, модель: A26XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- устройство для фиксации колена, модель: A26XX - 1 шт.;
- ремень гелевый, фиксирующий - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 1 шт.

4.13.1. Секция ножная односекционная, модель: A57XP - 1 шт. (при необходимости).

5. Секции и опоры ортопедические (при необходимости), варианты исполнения:

5.1. Секция для операций на предплечье, модель: A55XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- упор плечевой дистальный - 1 шт.;
- упор плечевой латеральный - 1 шт.;
- фиксатор кисти по Вайнбергеру - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 1 шт.

5.2. Секция для операций на плече, модель: A56XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.;
- упор локтевой - 1 шт.;
- фиксатор кисти по Вайнбергеру - 1 шт.

5.3. Секция для операций на бедре в положении на боку, навесная, модель: A80XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- верхняя часть противотягового упора - 1 шт.;
- стойка поддерживающая для фиксации ботинка - 1 шт.;
- опора для позиционирования голени - 1 шт.;
- упор противотяговый при боковом положении - 1 шт.;
- скоба вытяжения - 1 шт.;
- нижняя часть противотягового упора с фиксатором - 1 шт.

5.4. Секция вытяжения ортопедическая комфорт, модель: NuExtent-V - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- механизм вытяжения - 1 шт.;
- направляющая горизонтальная с шарнирным соединением - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0124489

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 59

- упор противотяговый - 1 шт.;
- секция тазовая - 1 шт.;
- матрас для секции тазовой - 1 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- ботинок комфорт - 2 шт.;
- опора поддерживающая для ботинка - 1 шт.;
- стойка вертикальная, поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

5.5. Секция вытяжения ортопедическая базовая, модель: НуExtent-V - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- механизм вытяжения - 1 шт.;
- направляющая горизонтальная с шарнирным соединением - 1 шт.;
- упор противотяговый - 1 шт.;
- секция тазовая - 1 шт.;
- матрас для секции тазовой - 1 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- ботинок базовый - 2 шт.;
- опора поддерживающая для ботинка - 1 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

5.6. Секция вытяжения ортопедическая карбоновая, модель: НуExtent-V CF - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- механизм вытяжения - 2 шт.;
- направляющая горизонтальная карбоновая - 2 шт.;
- упор противотяговый - 1 шт.;
- секция тазовая - 1 шт.;
- матрас для секции тазовой - 1 шт.;
- направляющая фиксирующая - 1 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- ботинок комфорт - 2 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- тележка - 1 шт.

5.7. Секция вытяжения ортопедическая карбоновая, модель: НуExtent- CF - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- направляющая горизонтальная карбоновая - 1 шт.;
- матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0129261

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 60

- опора для стойки вертикальной поддерживающей - 2 шт.;
- стойка вертикальная поддерживающая - 2 шт.;
- крепление для механизма вытяжения - 2 шт.;
- механизм вытяжения - 2 шт.;
- ботинок базовый - 2 шт.;
- адаптер - 2 шт.;
- винт крепежный М6×8 - 6 шт.;
- винт с потайной головкой и внутренним шестигранником М8×20 - 2 шт.;
- стойка противотяги - 1 шт.;
- тележка - 1 шт.

5.8. Секция ножная, вспомогательная, для секции вытяжения ортопедической НуExtent-V, модель: А88ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- секция ножная, вспомогательная, правая - 1 шт.;
- секция ножная, вспомогательная, левая - 1 шт.;
- матрас для секции ножной, вспомогательной, правой - 1 шт.;
- матрас для секции ножной, вспомогательной, левой - 1 шт.;
- корзина проволочная боковая - 2 шт.

5.9. Секция для операций на голени, навесная, модель: А77ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- упор противотяговый подколенный - 1 шт.;
- адаптер вытяжного механизма - 1 шт.;
- скоба вытяжения - 1 шт.;
- фиксатор противотягового упора - 1 шт.;
- опора для ног по Гешпелю - 1 шт.

5.10. Секция для операций на голени для секции вытяжения ортопедической НуExtent-V, модель: А86ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- скоба вытяжения - 1 шт.;
- упор противотяговый подколенный - 1 шт.;
- адаптер вытяжного механизма - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.;
- расширитель бокового рельса тип 1 - 1 шт.;
- опора для ноги по Гешпелю - 1 шт.

5.11. Секция для операций на бедре в положении на боку для секции вытяжения ортопедической НуExtent-V, модель: А87ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- опора для позиционирования голени - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124491

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 61

- упор противотяговый с фиксатором - 1 шт.;
- скоба вытяжения - 1 шт.
- 5.12. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: А90ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для ноги для секции вытяжения ортопедической - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную - 1 шт.
- 5.13. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической карбоновой, модель: А91ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для ноги для секции вытяжения ортопедической - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную карбоновую - 1 шт.
- 5.14. Удлинительный переходник для секции вытяжения ортопедической, модель: А92ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.15. Опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: А72ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для ноги для секции вытяжения ортопедической, модель: А72ХХ - 1 шт.;
 - зажим на направляющую горизонтальную - 1 шт.
- 5.16. Опора для ноги по Геппелю для ортопедической секции вытяжения NuExtent-V, NuExtent-V CF, модель: А89ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - зажим с круглым отверстием, модель А34ХХ - 1 шт.;
 - расширитель бокового рельса тип 1 - 1 шт.;
 - опора для ноги по Геппелю - 1 шт.
- 6. Подлокотники, опоры для рук (при необходимости), варианты исполнения:
 - 6.1. Подлокотник усиленный, модель: А43ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - подлокотник усиленный, модель: А43ХХ - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.
 - 6.2. Подлокотник усиленный, модель: А43ХР, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - подлокотник усиленный с матрасом полиуретановым, модель: А43ХР - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 2 шт.
 - 6.3. Подлокотник легкий, модель: А42ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости).
 - 6.4. Подлокотник карбоновый, модель: А38ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).
 - подлокотник карбоновый, модель: А38ХХ - 2 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 2 шт.
 - 6.5. Опора для руки боковая, модель: А36ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124452

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 62

составе:

- опора для руки боковая, модель: А36ХХ - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
- 6.6. Опора для рук боковая, двойная, модель: А41ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для руки боковая с ремнями, верхняя - 1 шт.;
 - опора для руки боковая с ремнями, нижняя - 1 шт.
- 6.7. Опора для позиционирования руки, модель: А37ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для позиционирования руки - 2 шт.;
 - устройство-расширитель бокового рельса тип 2 - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.
- 6.8. Секция для операций на верхних конечностях, модель: А40ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - секция для операций на верхних конечностях, модель: А40ХХ - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.
- 7. Опоры, фиксаторы (при необходимости), варианты исполнения:
 - 7.1. Опора для головы для спинальной хирургии, модель: А76ХХ - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 7.2. Опора для плеча, модель: А14ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для плеча - 2 шт.;
 - направляющая - 2 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
 - 7.3. Опора для плеча, усиленная, пара, модель: А15ХХ - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для плеча усиленная, левая - 1 шт.;
 - опора для плеча усиленная, правая - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 2 шт.
 - 7.4. Опора для операций на плече, модель: А39ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - опора для операций на плече, модель: А39ХХ - 1 шт.;
 - матрас с эффектом памяти формы - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 1 шт.
 - 7.5. Опора для туловища, модель: А16ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124453

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 63

- опора для туловища, модель: A16XX, левая - 1 шт.;
- опора для туловища, модель: A16XX, правая - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием, модель: A33XX - 2 шт.
- 7.6. Опора для туловища, усиленная, модель: A17XX, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - опора большая усиленная - 1 шт.;
 - опора малая усиленная - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: A32XX - 2 шт.
- 7.7. Опора для ног по Геппелю усиленная, модель: A29XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног по Геппелю усиленная, модель: A29XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 7.8. Опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, левая - 1 шт.;
 - опора для ног по Геппелю, модель: A28XX, правая - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 7.9. Опора для ног с петлями, модель: A08XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для ног с петлями, модель: A08XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 2 шт.
- 7.10. Опора для ног гинекологическая, базовая, модель: A61XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для левой ноги - 1 шт.;
 - опора для правой ноги - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием усиленный, модель: A35XX - 2 шт.
- 7.11. Опора для ног гинекологическая, с пневмопружиной, модель: A62XX, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
 - опора для левой ноги - 1 шт.;
 - опора для правой ноги - 1 шт.;
 - фиксаторы на рельс - 2 шт.
- 7.12. Фиксатор бедра, модель: A22XX, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
 - фиксатор бедра, модель: A22XX - 2 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: A34XX - 2 шт.
- 7.13. Опора для колена, модель: A27XX - не более 4 шт. (при необходимости), в

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124454

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 64

составе:

- опора для колена - 1 шт.;
- матрас цилиндрической формы - 1 шт.;
- зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ - 1 шт.

7.14. Фиксатор голени, модель: А23ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:

- фиксатор голени, модель: А23ХХ - 2 шт.;
- зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 2 шт.

7.15. Опора для ступни, модель: А24ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:

- опора для ступни, модель: А24ХХ, левая - 1 шт.;
- опора для ступни, модель: А24ХХ, правая - 1 шт.;
- зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ - 2 шт.

7.16. Ремень для фиксации тела пациента, модель: А13ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

7.17. Ремень для фиксации пациента для операций на плече, модель: А71ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

7.18. Ремень подвешной для руки, модель: А18ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

7.19. Ремень для бедра, модель: А20ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).

7.20. Ремень для голени, модель: А21ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).

7.21. Манжета для фиксации конечностей, модель: А19ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:

- манжета - 2 шт.;
- зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.

7.22. Зажимы для ремня для фиксации тела пациента, модель: А09ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости).

8. Валики гелевые, подушки, подголовники, матрасы (при необходимости), варианты исполнения:

8.1. Валик гелевый, короткий, полукруглый, малый, модель: Р35SХ - не более 15 шт. (при необходимости).

8.2. Валик гелевый, короткий, полукруглый, средний, модель: Р35MХ - не более 15 шт. (при необходимости).

8.3. Валик гелевый, короткий, полукруглый, большой, модель: Р35LХ - не более 15 шт. (при необходимости).

8.4. Валик гелевый, длинный, полукруглый, малый, модель: Р17SХ - не более 15 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124455

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 65

(при необходимости).

8.5. Валик гелевый, длинный, полукруглый, средний, модель: P17MX - не более 15 шт.

(при необходимости).

8.6. Валик гелевый, длинный, полукруглый, большой, модель: P17LX - не более 15 шт.

(при необходимости).

8.7. Валик гелевый, полукруглый, детский, модель: P04XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.8. Подушка гелевая для спинальной хирургии, модель: P10XX - не более 4 шт. (при необходимости).

8.9. Подушка гелевая под грудную клетку, модель: P28XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.10. Подушка гелевая для противотягового упора, модель: P14XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.11. Подушка гелевая для конечностей, длинная, модель: P03LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.12. Подушка гелевая для конечностей, короткая, модель: P03SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.13. Подушка гелевая под тазобедренный сустав, модель: P01XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.14. Подушка гелевая под пятку, модель: P12XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

8.15. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, малая, модель: P24SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.16. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, средняя, модель: P24MX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.17. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, большая, модель: P24LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.18. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, малая, модель: P11XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.19. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, большая, модель: P06XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.20. Подушка гелевая с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель: P19XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.21. Подушка гелевая детская с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель: P08XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.22. Подушка гелевая для головы при укладке на спину, модель: P30XX - не более 15

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124456

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 66

шт. (при необходимости).

8.23. Подушка гелевая для укладки на боку, модель: P05XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.24. Подушка гелевая для операций на щитовидной железе, модель: P15XX - не более 5 шт. (при необходимости).

8.25. Подушка гелевая с жесткой внутренней частью, модель: P33XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.26. Подушка гелевая для головы универсальная при укладке на спину, модель: P25XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.27. Подушка гелевая для головы универсальная, малая, модель: P26SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.28. Подушка гелевая для головы универсальная, большая, модель: P26LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.29. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, короткая, модель: P20SX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

8.30. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, длинная, модель: P20LX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

8.31. Подголовник гелевый круглый для младенцев, модель: P32XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.32. Подголовник гелевый круглый детский, малый, модель: P09SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.33. Подголовник гелевый круглый детский, средний, модель: P09MX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.34. Подголовник гелевый круглый детский, большой, модель: P09LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.35. Подголовник гелевый круглый, малый, модель: P34SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.36. Подголовник гелевый круглый, средний, модель: P34MX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.37. Подголовник гелевый круглый, большой, модель: P34LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.38. Подголовник гелевый подковообразный для новорожденных, модель: P31XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.39. Подголовник гелевый подковообразный детский, малый, модель: P07SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.40. Подголовник гелевый подковообразный детский, большой, модель: P07LX - не

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0124457

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 67

более 15 шт. (при необходимости).

8.41. Подголовник гелевый подковообразный, малый, модель: P16SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.42. Подголовник гелевый подковообразный, средний, модель: P16MX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.43. Подголовник гелевый подковообразный, большой, модель: P16LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.44. Подголовник гелевый офтальмологический детский, модель: P29SX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.45. Подголовник гелевый офтальмологический, малый, модель: P29MX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.46. Подголовник гелевый офтальмологический, большой, модель: P29LX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.47. Матрас гелевый трехсекционный на весь стол, модель: P21XX - не более 5 шт. (при необходимости).

8.48. Ремень гелевый для тела пациента, модель: P23XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.49. Ремень гелевый для локтевого сустава, модель: P18XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

8.50. Ремень гелевый для лучезапястного сустава, модель: P27XX - не более 15 шт. (при необходимости).

8.51. Ремень гелевый для голеностопного сустава, модель: P13XX, пара - не более 15 пар (при необходимости).

Принадлежности:

1. Тележка для принадлежностей, модель: A01XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

- винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8×40 - 4 шт.;
- основание тележки - 1 шт.;
- рама тележки - 1 шт.;
- корзина проволочная - 1 шт.;
- шайба плоская - 4 шт.;
- шайба Гровера - 4 шт.

2. Тележка для рамы для спинальной хирургии, модель: A73XX - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:

- основание - 1 шт.;
- опора - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124458

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 68

- винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6×12 - 2 шт.;
 - ключ шестигранный М5 - 1 шт.
3. Тележка для хранения гинекологических опор для ног, модель: А58ХХ - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- основание - 1 шт.;
 - ручка - 1 шт.;
 - полка - 1 шт.;
 - винт М6 - 2 шт.;
 - гайка М6 - 2 шт.;
 - ключ рожковый 10 мм - 1 шт.;
 - ключ шестигранный 5 мм - 1 шт.
4. Столик для хирургических инструментов, модель: А45ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- штанга Г-образная с шарниром - 1 шт.;
 - поддон - 1 шт.;
 - винт крепежный М4×5 - 3 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
5. Столик для хирургических инструментов, модель: А44ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- штанга Г-образная с зажимом - 1 шт.;
 - поддон - 1 шт.;
 - винт с шестигранной головкой М4×8 - 1 шт.
6. Таз дренажный, модель: А25ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- поддон - 1 шт.;
 - направляющая телескопическая с зажимом - 1 шт.;
 - поворотный узел с фиксирующей рукояткой - 1 шт.;
 - фильтр сетчатый - 1 шт.
7. Поручень для родовспоможения, модель: А07ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости), в составе:
- поручень для родовспоможения, модель: А07ХХ - 2 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
8. Поручень электропривода, модель: V05ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
9. Зажим с квадратным отверстием усиленный, модель: А32ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
10. Зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124459

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2023 года № РЗН 2023/20717

Лист 69

11. Зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
12. Зажим с круглым отверстием усиленный, модель: А35ХХ, дополнительный - не более 10 шт. (при необходимости).
13. Штанга для инфузионных растворов, модель: А60ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- штанга для инфузионных растворов, модель: А60ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
14. Рамка анестезиологическая легкая, модель: А12ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- рамка анестезиологическая легкая, модель: А12ХХ - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 1 шт.
15. Рамка анестезиологическая усиленная, модель: А11ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- рамка анестезиологическая усиленная, модель: А11ХХ - 1 шт.;
 - зажим с круглым отверстием, модель: А34ХХ - 1 шт.
16. Рамка анестезиологическая П-образная, модель: А10ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- рамка анестезиологическая П-образная, модель: А10ХХ - 1 шт.;
 - зажим с квадратным отверстием, модель: А33ХХ - 2 шт.
17. Держатель рентген-кассеты, модель: А53ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
18. Расширитель бокового рельса тип 2, модель: А31ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
19. Расширитель бокового рельса тип 1, модель: А30ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
20. Секции тазовые треугольные расширительные, модель: А79ХХ, пара - не более 5 пар (при необходимости), в составе:
- секция тазовая треугольная расширительная, левая - 1 шт.;
 - секция тазовая треугольная расширительная, правая - 1 шт.
21. Секции расширительные, модель: А54ХХ, пара - не более 4 пар (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124460