



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

На медицинское изделие

Микроскопы медицинские световые лабораторные Levenhuk

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Открытое акционерное общество "Левенгук"

(ОАО "Левенгук"), Россия, 190005, Санкт-Петербург,

Измайловский пр-кт, д. 22, лит. А

Производитель

«Нинбо Тичинг Инструмент Ко., Лтд.», Китай,

Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd., No.55, Lane 658, WangTong Road,

Naishu district, Ningbo, Zhejiang, China

Место производства медицинского изделия

Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd., No.55, Lane 658, WangTong Road,

Naishu district, Ningbo, Zhejiang, China

Номер регистрационного досье № РД-44842/71687 от 15.10.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.70.22.150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 28 листах

приказом Росздравнадзора от 19 апреля 2022 года № 3146

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0065148

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 1

На медицинское изделие

Микроскопы медицинские световые лабораторные Levenhuk,
в вариантах исполнения:

I. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 400M, монокулярный,
(арт. 75419), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка монокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 3 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Предметный столик - 1 шт.
9. Конденсор 0,65 - 1 шт.
10. Светодиодная лампа - 1 шт.
11. Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки типа АА) - 3 шт.
12. Провод зарядного устройства - 1 шт.
13. Светофильтр синий - 1 шт.
14. Чехол защитный - 1 шт.
15. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
16. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
17. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
18. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 400B, бинокулярный,
(арт. 75420), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100816

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 2

11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки типа АА) - 3 шт.
 13. Провод зарядного устройства - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Масло иммерсионное - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 18. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- III. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 400T, тринокулярный, (арт. 75421), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки типа АА) - 3 шт.
 13. Провод зарядного устройства - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Масло иммерсионное - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 18. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- IV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk D400 LCD (арт. 75422), в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0100817

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 3

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. ЖК-экран (визуальная насадка со встроенной цифровой камерой) - 1 шт.
3. Диск с ПО SENSor driver, версия 6.8.15985.2531146, дата выпуска: 20.1.2020 - 1 шт.
4. USB-кабель - 1 шт.
5. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
9. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки типа AA) - 3 шт.
14. Провод зарядного устройства - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Масло иммерсионное - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. SD-карта 16 Гб для ЖК-экрана - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

V. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 500M, монокулярный, (арт. 75424), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка монокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 1 шт.
4. Револьверное устройство на 3 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Предметный столик - 1 шт.
9. Конденсор 0,65 - 1 шт.
10. Галогенная лампа - 1 шт.
11. Сетевой кабель - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100818

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 4

12. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 13. Светофильтр синий - 1 шт.
 14. Светофильтр желтый - 1 шт.
 15. Чехол защитный - 1 шт.
 16. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 17. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 18. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- VI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 500B, бинокулярный, (арт. 75425), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Масло иммерсионное - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 500T, тринокулярный, (арт. 75426), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100819

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 5

2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Масло иммерсионное - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 500T POL, тринокулярный, (арт. 75427), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 1 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100820

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 6

14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Анализатор - 1 шт.
 17. Поляризатор (встроенный) - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Чехол защитный - 1 шт.
 20. Калибровочный микрометрический слайд - 1 шт.
 21. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 24. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 25. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- IX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 900B, биноккулярный, (арт. 75429), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка биноклярная - 1 шт.
 3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Масло иммерсионное - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100821

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 7

X. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 900T, тринокулярный, (арт. 75430), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Светодиодная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Масло иммерсионное - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 950T DARK, тринокулярный, (арт. 75431), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100822

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 8

11. Конденсор 0,9 (темное поле) - 1 шт.
 12. Светодиодная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Масло иммерсионное - 1 шт.
 18. Чехол защитный - 1 шт.
 19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk D80L LCD (арт. 75433), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. ЖК-экран (визуальная насадка со встроенной цифровой камерой) - 1 шт.
 3. Диск с ПО SENSor driver, версия 6.8.15985.2531146, дата выпуска: 20.1.2020 - 1 шт.
 4. USB-кабель - 1 шт.
 5. Револьверное устройство на 3 объектива - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 0,65 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Батарейки типа АА - 3 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Сетевой кабель ЖК-экрана - 1 шт.
 15. SD-карта 16 Гб для ЖК-экрана - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 18. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100811

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 9

21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk D90L LCD
(арт. 75434), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. ЖК-экран (визуальная насадка со встроенной цифровой камерой) - 1 шт.
3. Диск с ПО SENSor driver, версия 6.8.15985.2531146, дата выпуска: 20.1.2020 - 1 шт.
4. USB-кабель - 1 шт.
5. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
9. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Масло иммерсионное - 1 шт.
16. Чехол защитный - 1 шт.
17. SD-карта 16 Гб для ЖК-экрана - 1 шт.
18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XIV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 10M.
монокулярный (арт. 73983), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка монокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10x/18 мм - 1 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100812

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 10

10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Масло иммерсионное - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 10B, бинокулярный, (арт. 73984), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Масло иммерсионное - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100813

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 11

22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XVI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 10T, тринокулярный (арт. 73985), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40хs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Масло иммерсионное - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XVII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D10T, тринокулярный (арт. 73986), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40хs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100814

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 12

10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Камера цифровая 5,1 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диск с ПО и драйверами - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XVIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный (арт.73987), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100815

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 13

19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XIX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 20B, бинокулярный (арт. 73988), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив полупланахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив полупланахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив полупланахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив полупланахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Масло иммерсионное - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 20T, тринокулярный (арт. 73989), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив полупланахроматический: 4х - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100806

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 14

6. Объектив полупланохроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив полупланохроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив полупланохроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Масло иммерсионное - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D20T, тринокулярный (арт. 73990), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив полупланохроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив полупланохроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив полупланохроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив полупланохроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Камера цифровая 5,1 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова


0100807

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 15

17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D20T LCD, тринокулярный (арт. 73991), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт. - 1 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив полупланахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив полупланахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив полупланахроматический: 40хs - 1 шт.
 8. Объектив полупланахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 25B, бинокулярный (арт. 73992), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100808

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 16

2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив планахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив планахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив планахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив планахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXIV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 25T, тринокулярный (арт. 73993), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив планахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив планахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив планахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив планахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100809

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 17

13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D25T, тринокулярный (арт. 73994), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив планахроматический: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25-1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт.
17. Камера цифровая 5,1 Мпикс в комплекте с креплением, подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.
18. Чехол защитный - 1 шт.
19. Масло иммерсионное - 1 шт.
20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100810

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 18

23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
XXVI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный (арт. 73995), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив планахроматический: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический: 40хs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.

16. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт.
17. Камера цифровая 5,1 Мникс в комплекте с креплением, USB-кабелем подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.

18. Чехол защитный - 1 шт.

19. Масло иммерсионное - 1 шт.

20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).

21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXVII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 30B, бинокулярный (арт. 73996), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.


2. Насадка бинокулярная - 1 шт.

3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.

4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.

5. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100801

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 19

- шт.
6. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 10x - 1 шт.
 7. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
 9. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
 10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Светодиодная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXVIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 30T, тринокулярный (арт. 73997), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10x/22 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 4x - 1 шт.
 6. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 10x - 1 шт.
 7. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100802

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 20

шт.

9. Объектив полуахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.

10. Предметный столик - 1 шт.

11. Конденсор 1,25 - 1 шт.

12. Светодиодная лампа - 1 шт.

13. Сетевой кабель - 1 шт.

14. Светофильтр зеленый - 1 шт.

15. Светофильтр синий - 1 шт.

16. Светофильтр желтый - 1 шт.

17. Чехол защитный - 1 шт.

18. Масло иммерсионное - 1 шт.

19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).

20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXIX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D30T, тринокулярный (арт. 73998), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.

2. Насадка тринокулярная - 1 шт.

3. Окуляр 10x/22 мм - 2 шт.

4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.

5. Объектив полуахроматический, скорректированный на бесконечность: 4x - 1 шт.

6. Объектив полуахроматический, скорректированный на бесконечность: 10x - 1 шт.

7. Объектив полуахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.

8. Объектив полуахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.

9. Объектив полуахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.

10. Предметный столик - 1 шт.

11. Конденсор 1,25 - 1 шт.

12. Светодиодная лампа - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100803

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 21

13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Камера цифровая 10 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.
 18. Чехол защитный - 1 шт.
 19. Масло иммерсионное - 1 шт.
 20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный (арт. 73999), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив полупланохроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
 6. Объектив полупланохроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
 7. Объектив полупланохроматический, скорректированный на бесконечность: 40хs - 1 шт.
 8. Объектив полупланохроматический, скорректированный на бесконечность: 60хs - 1 шт.
 9. Объектив полупланохроматический, скорректированный на бесконечность: 100хs (масляный) - 1 шт.
 10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Светодиодная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100804

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 22

17. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
18. Чехол защитный - 1 шт.
19. Масло иммерсионное - 1 шт.
20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXXI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 35B, бинокулярный (арт. 74000), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10x/22 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4x - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10x - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Галогенная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXXII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 35T,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 23

тринокулярный (арт. 74001), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Галогенная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXXIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MHD D35T, тринокулярный (арт. 74002), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт. - 1 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0100095

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 24

- (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Галогенная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Камера цифровая 10 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диск с ПО и драйверами - 1 шт.
 18. Чехол защитный - 1 шт.
 19. Масло иммерсионное - 1 шт.
 20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXXIV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный (арт. 74003), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт. - 1 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
 6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
 7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
 9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs
- (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Галогенная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100096

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 25

17. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
 18. Чехол защитный - 1 шт.
 19. Масло иммерсионное - 1 шт.
 20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXXV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 40B, бинокулярный (арт. 74004), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив плахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
 6. Объектив плахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
 7. Объектив плахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив плахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
 9. Объектив плахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
 10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Светодиодная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXXVI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 40T,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100397

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 26

тринокулярный (арт. 74005), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4 х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40хs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60хs - 1 шт.
9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100хs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

XXXVII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D40T, тринокулярный (арт. 74007), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт. - 1 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40хs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60хs - 1 шт.
9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100хs

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0100998

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 27

- (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Светодиодная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Камера цифровая 16 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.
 18. Чехол защитный - 1 шт.
 19. Масло иммерсионное - 1 шт.
 20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- XXXVIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D40T LCD, тринокулярный (арт. 74006), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
 6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
 7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
 9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
 10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Светодиодная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0100099

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 апреля 2022 года № РЗН 2022/16961

Лист 28

17. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
18. Чехол защитный - 1 шт.
19. Масло иммерсионное - 1 шт.
20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные (не более 50 шт./ун.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

И

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0100100