



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 июня 2023 года № РЗН 2022/16961

На медицинское изделие

Микроскопы медицинские световые лабораторные Levenhuk

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Публичное акционерное общество "Левенгук" (ПАО "Левенгук"), Россия,
190005, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское,
Измайловский пр-кт, д. 22, к. 3, лит. А, помещ. 27-Н, ком. 1

Производитель

"Нинбо Тичинг Инструмент Ко., Лтд.", Китай,
Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd., No.55, Lane 658, WangTong Road, Ningbo,
Zhejiang, China

Место производства медицинского изделия

Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd., No.55, Lane 658, WangTong Road, Naishu
district, Ningbo, Zhejiang, China

Номер регистрационного досье № РД-56208/33502 от 29.05.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.70.22.150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 28 листах

приказом Росздравнадзора от 09 июня 2023 года № 3597
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0071941

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 1

На медицинское изделие

Микроскопы медицинские световые лабораторные Levenhuk,
варианты исполнения:

I. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 400M, монокулярный,
(арт. 75419), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка монокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 3 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Предметный столик - 1 шт.
9. Конденсор 0,65 - 1 шт.
10. Светодиодная лампа - 1 шт.
11. Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки типа AA) - 3 шт.
12. Провод зарядного устройства - 1 шт.
13. Светофильтр синий - 1 шт.
14. Чехол защитный - 1 шт.
15. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
16. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
17. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
18. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
20. Гарантийный талон - 1 шт.

II. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 400B, бинокулярный,
(арт. 75420), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0120327

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 2

11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки типа АА) - 3 шт.
 13. Провод зарядного устройства - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Масло иммерсионное - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 18. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 19. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 22. Гарантийный талон - 1 шт.
- III. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 400T, тринокулярный, (арт. 75421), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки типа АА) - 3 шт.
 13. Провод зарядного устройства - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Масло иммерсионное - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 18. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 19. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 22. Гарантийный талон - 1 шт.
- IV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk D400 LCD (арт. 75422),

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0120328

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 3

в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. ЖК-экран (визуальная насадка со встроенной цифровой камерой) - 1 шт.
3. Диск с ПО SENSor driver, версия 6.8.15985.2531146, дата выпуска: 20.01.2020 - 1 шт.
4. USB-кабель - 1 шт.
5. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 4х - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 10х - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
9. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки типа АА) - 3 шт.
14. Провод зарядного устройства - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Масло иммерсионное - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. SD-карта 16 Гб для ЖК-экрана - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Гарантийный талон - 1 шт.
- V. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 500M, монокулярный, (арт. 75424), в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка монокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр WF110х/18 мм - 1 шт.
 4. Револьверное устройство на 3 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Предметный столик - 1 шт.
 9. Конденсор 0,65 - 1 шт.
 10. Галогенная лампа - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0120329



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 4

11. Сетевой кабель - 1 шт.
12. Светофильтр зеленый - 1 шт.
13. Светофильтр синий - 1 шт.
14. Светофильтр желтый - 1 шт.
15. Чехол защитный - 1 шт.
16. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
17. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
18. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
19. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
21. Гарантийный талон - 1 шт.
- VI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 500B, биноккулярный, (арт. 75425), в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка биноклярная - 1 шт.
 3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Масло иммерсионное - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 23. Гарантийный талон - 1 шт.
- VII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 500T, тринокулярный,

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0120330

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 5

(арт. 75426), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Масло иммерсионное - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Стекла покровные (не более 100 шт./ун.) (при необходимости)
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Гарантийный талон - 1 шт.

VIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 500T POL, тринокулярный, (арт. 75427), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр WF10x/18 мм - 1 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120331

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 6

12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Анализатор - 1 шт.
17. Поляризатор (встроенный) - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Чехол защитный - 1 шт.
20. Калибровочный микрометрический слайд - 1 шт.
21. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
22. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
23. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
24. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
25. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
26. Гарантийный талон - 1 шт.
- IX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 900B, бинокулярный, (арт. 75429), в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Масло иммерсионное - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0120332

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 7

21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Гарантийный талон - 1 шт.
- X. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 900T, тринокулярный, (арт. 75430), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Масло иммерсионное - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 23. Гарантийный талон - 1 шт.
- XI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk 950T DARK, тринокулярный, (арт. 75431), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр WF10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0120333

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 8

8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Конденсор 0,9 (темное поле) - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Масло иммерсионное - 1 шт.
18. Чехол защитный - 1 шт.
19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Гарантийный талон - 1 шт.
- XII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk D80L LCD (арт. 75433)
в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. ЖК-экран (визуальная насадка со встроенной цифровой камерой) - 1 шт.
 3. Диск с ПО SENSor driver, версия 6.8.15985.2531146, дата выпуска: 20.01.2020 - 1 шт.
 4. USB-кабель - 1 шт.
 5. Револьверное устройство на 3 объектива - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 0,65 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Батарейки типа AA - 3 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Сетевой кабель ЖК-экрана - 1 шт.
 15. SD-карта 16 Гб для ЖК-экрана - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0120334

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 9

18. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 19. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 22. Гарантийный талон - 1 шт.
- XIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk D90L LCD (арт. 75434) в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. ЖК-экран (визуальная насадка со встроенной цифровой камерой) - 1 шт.
 3. Диск с ПО SENSor driver, версия 6.8.15985.2531146, дата выпуска: 20.01.2020 - 1 шт.
 4. USB-кабель - 1 шт.
 5. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 9. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Светодиодная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Масло иммерсионное - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. SD-карта 16 Гб для ЖК-экрана - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 23. Гарантийный талон - 1 шт.
- XIV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 10M. монокулярный (арт. 73983), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка монокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10x/18 мм - 1 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120335

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 10

6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Светодиодная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Чехол защитный - 1 шт.
17. Масло иммерсионное - 1 шт.
18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Гарантийный талон - 1 шт.
- XV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 10B, бинокулярный (арт. 73984), в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Масло иммерсионное - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0120336

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 11

18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Гарантийный талон - 1 шт.

XVI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 10T, тринокулярный (арт. 73985), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив ахроматический: 4х - 1 шт.
6. Объектив ахроматический: 10х - 1 шт.
7. Объектив ахроматический: 40хс - 1 шт.
8. Объектив ахроматический: 100хс (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Светодиодная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Чехол защитный - 1 шт.
17. Масло иммерсионное - 1 шт.

18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Гарантийный талон - 1 шт.

XVII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D10T, тринокулярный (арт. 73986), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/18мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0120337

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 12

5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Камера цифровая 5,1 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XVIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный (арт.73987), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив ахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив ахроматический: 10x-1 шт.
 7. Объектив ахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив ахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Светодиодная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120338

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 13

15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XIX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 20B, бинокулярный(арт. 73988), в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив полупланахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив полупланахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив полупланахроматический: 40хs - 1 шт.
 8. Объектив полупланахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Чехол защитный - 1 шт.
 17. Масло иммерсионное - 1 шт.
 18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 23. Гарантийный талон - 1 шт.
- XX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 20T

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0120339

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 14

тринокулярный (арт. 73989), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив полупланахроматический: 4х - 1 шт.
6. Объектив полупланахроматический: 10х - 1 шт.
7. Объектив полупланахроматический: 40хs - 1 шт.
8. Объектив полупланахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Чехол защитный - 1 шт.
17. Масло иммерсионное - 1 шт.
18. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
19. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Гарантийный талон - 1 шт.

XXI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D20T, тринокулярный (арт. 73990), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив полупланахроматический: 4х - 1 шт.
6. Объектив полупланахроматический: 10х - 1 шт.
7. Объектив полупланахроматический: 40хs - 1 шт.
8. Объектив полупланахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0120340

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 15

12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Камера цифровая 5,1 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D20T LCD, тринокулярный (арт. 73991), в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт. - 1 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив полупланахроматический: 4х - 1 шт.
 6. Объектив полупланахроматический: 10х - 1 шт.
 7. Объектив полупланахроматический: 40хs - 1 шт.
 8. Объектив полупланахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120341

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 16

21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Гарантийный талон - 1 шт.

XXIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 25B, бинокулярный (арт. 73992), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив нланахроматический: 4х - 1 шт.
6. Объектив нланахроматический: 10х - 1 шт.
7. Объектив нланахроматический: 40хs - 1 шт.
8. Объектив нланахроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
11. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.

19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Гарантийный талон - 1 шт.

XXIV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 25T, тринокулярный (арт. 73993), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
5. Объектив нланахроматический: 4х - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120342

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 17

6. Объектив нланахроматический: 10x - 1 шт.
7. Объектив нланахроматический: 40xs - 1 шт.
8. Объектив нланахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
9. Предметный столик - 1 шт.
10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
- И. Галогенная лампа - 1 шт.
12. Сетевой кабель - 1 шт.
13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
14. Светофильтр синий - 1 шт.
15. Светофильтр желтый - 1 шт.
16. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D25T, тринокулярный (арт. 73994), в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10x/18 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.
 5. Объектив нланахроматический: 4x - 1 шт.
 6. Объектив нланахроматический: 10x - 1 шт.
 7. Объектив нланахроматический: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив нланахроматический: 100xs (масляный) - 1 шт.
 9. Предметный столик - 1 шт.
 10. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 11. Галогенная лампа - 1 шт.
 12. Сетевой кабель - 1 шт.
 13. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 14. Светофильтр синий - 1 шт.
 15. Светофильтр желтый - 1 шт.
 16. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120343

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 18

17. Камера цифровая 5,1 Мпикс в комплекте с креплением, подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.

18. Чехол защитный - 1 шт.

19. Масло иммерсионное - 1 шт.

20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)

21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)

22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)

23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)

24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

25. Гарантийный талон - 1 шт.

XXVI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный (арт. 73995), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.

2. Насадка тринокулярная - 1 шт.

3. Окуляр 10х/18 мм - 2 шт.

4. Револьверное устройство на 4 объектива - 1 шт.

5. Объектив нланахроматический: 4х - 1 шт.

6. Объектив нланахроматический: 10х - 1 шт.

7. Объектив нланахроматический: 40хs - 1 шт.

8. Объектив планохроматический: 100хs (масляный) - 1 шт.

9. Предметный столик - 1 шт.

10. Конденсор 1,25 - 1 шт.

11. Галогенная лампа - 1 шт.

12. Сетевой кабель - 1 шт.

13. Светофильтр зеленый - 1 шт.

14. Светофильтр синий - 1 шт.

15. Светофильтр желтый - 1 шт.

16. Конденсор темного поля 1,25-1,36 - 1 шт.

17. Камера цифровая 5,1 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.

18. Чехол защитный - 1 шт.

19. Масло иммерсионное - 1 шт.

20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости)

21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)

22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)

23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости)

24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0120344

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 19

25. Гарантийный талон - 1 шт.

XXVII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 30B, бинокулярный (арт. 73996), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.

2. Насадка бинокулярная - 1 шт.

3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.

4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.

5. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.

6. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.

7. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.

8. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.

9. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.

10. Предметный столик - 1 шт.

11. Конденсор 1,25 - 1 шт.

12. Светодиодная лампа - 1 шт.

13. Сетевой кабель - 1 шт.

14. Светофильтр зеленый - 1 шт.

15. Светофильтр синий - 1 шт.

16. Светофильтр желтый - 1 шт.

17. Чехол защитный - 1 шт.

18. Масло иммерсионное - 1 шт.

19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).

20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

24. Гарантийный талон - 1 шт.

XXVIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 30T, тринокулярный (арт. 73997), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.

2. Насадка тринокулярная - 1 шт.

3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120345

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 20

4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 4x - 1 шт.
6. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 10x - 1 шт.
7. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
8. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
9. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Чехол защитный - 1 шт.
18. Масло иммерсионное - 1 шт.
19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXIX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D30T, тринокулярный (арт. 73998), в составе:
 1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10x/22 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 4x - 1 шт.
 6. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность: 10x - 1 шт.
 7. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0120346

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 21

40xs - 1 шт.

8. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность:

60xs - 1 шт.

9. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность:

100xs (масляный) - 1 шт.

10. Предметный столик - 1 шт.

11. Конденсор 1,25 - 1 шт.

12. Светодиодная лампа - 1 шт.

13. Сетевой кабель - 1 шт.

14. Светофильтр зеленый - 1 шт.

15. Светофильтр синий - 1 шт.

16. Светофильтр желтый - 1 шт.

17. Камера цифровая 10 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.

18. Чехол защитный - 1 шт.

19. Масло иммерсионное - 1 шт.

20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).

21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).

24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

25. Гарантийный талон - 1 шт.

XXX. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D30T LCD, тринокулярный (арт. 73999), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.

2. Насадка тринокулярная - 1 шт.

3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.

4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.

5. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность:

4х - 1 шт.

6. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность:

10х - 1 шт.

7. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность:

40xs - 1 шт.

8. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность:

60xs - 1 шт.

9. Объектив полупланахроматический, скорректированный на бесконечность:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0120347

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 22

- 100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25-1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
18. Чехол защитный - 1 шт.
19. Масло иммерсионное - 1 шт.
20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Гарантийный талон - 1 шт.
XXXI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 35B, бинокулярный (арт. 74000), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Галогенная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120348

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 23

17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXXII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 35T, тринокулярный (арт. 74001), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
 6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
 7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40хs - 1 шт.
 8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60хs - 1 шт.
 9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100хs (масляный) - 1 шт.
 10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Галогенная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXXIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D35T, тринокулярный (арт. 74002), в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0120349

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 24

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт. - 1 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
 6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
 7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
 9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
 10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Галогенная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Камера цифровая 10 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.
 18. Чехол защитный - 1 шт.
 19. Масло иммерсионное - 1 шт.
 20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 25. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXXIV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный (арт. 74003), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт. - 1 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
 6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
 7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0120350

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 25

9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность:
100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Галогенная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
18. Чехол защитный - 1 шт.
19. Масло иммерсионное - 1 шт.
20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXXV. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 40B, бинокулярный (арт. 74004), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка бинокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность:
100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120351

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 26

16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXXVI. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED 40T, тринокулярный (арт. 74005), в составе:
1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
 2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
 3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
 4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
 5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4 х - 1 шт.
 6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
 7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40xs - 1 шт.
 8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
 9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 100xs (масляный) - 1 шт.
 10. Предметный столик - 1 шт.
 11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
 12. Светодиодная лампа - 1 шт.
 13. Сетевой кабель - 1 шт.
 14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
 15. Светофильтр синий - 1 шт.
 16. Светофильтр желтый - 1 шт.
 17. Чехол защитный - 1 шт.
 18. Масло иммерсионное - 1 шт.
 19. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
 20. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 21. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 22. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 24. Гарантийный талон - 1 шт.
- XXXVII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D40T,

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0120352

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 27

тринокулярный (арт. 74007), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт. - 1 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40хs - 1 шт.
8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60хs - 1 шт.
9. Объектив плагахроматический, скорректированный на бесконечность: 100хs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Камера цифровая 16 Мпикс в комплекте с креплением, USB-кабелем для подключения и питания камеры и компакт-диском с ПО и драйверами - 1 шт.
18. Чехол защитный - 1 шт.
19. Масло иммерсионное - 1 шт.
20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Гарантийный талон - 1 шт.

XXXVIII. Микроскоп медицинский световой лабораторный Levenhuk MED D40T LCD, тринокулярный (арт. 74006), в составе:

1. Штатив (опорная стойка) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 4х - 1 шт.
6. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 10х - 1 шт.
7. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 40хs - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0120353

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 июня 2023 года

№ РЗН 2022/16961

Лист 28

8. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность: 60xs - 1 шт.
9. Объектив планахроматический, скорректированный на бесконечность:
100xs (масляный) - 1 шт.
10. Предметный столик - 1 шт.
11. Конденсор 1,25 - 1 шт.
12. Светодиодная лампа - 1 шт.
13. Сетевой кабель - 1 шт.
14. Светофильтр зеленый - 1 шт.
15. Светофильтр синий - 1 шт.
16. Светофильтр желтый - 1 шт.
17. Камера цифровая 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для
питания камеры - 1 шт.
18. Чехол защитный - 1 шт.
19. Масло иммерсионное - 1 шт.
20. Стекла покровные (не более 100 шт./уп.) (при необходимости).
21. Стекла предметные (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
22. Стекла предметные с лункой (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
23. Стекла предметные с двумя лунками (не более 50 шт./уп.) (при необходимости).
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Гарантийный талон - 1 шт.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120354