



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:08 03.08.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 202230;
 2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 136016;
 3. Статус: Действует;
 4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2017/5790 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02938985);
 5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 29.05.2017;
 6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 20.07.2026;
 7. Период действия версии: с 20.07.2026;
 8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
 9. Наименование медицинского изделия: Стойка передвижная СП-"ФОТЕК" по ТУ 9452-001-41747567-2015
- I. Стойка передвижная с одной колонной СП1-01-«ФОТЕК» в составе:
1. модуль базовый СП1-01-«ФОТЕК» - 1шт.,
или
модуль базовый СП1-01Н-«ФОТЕК» - 1шт.,
 2. полка для стойки с одной колонной (при необходимости) – не более 1 шт.,
 3. держатель педалей (при необходимости) – не более 1 шт.,
 4. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки (при необходимости) – не более 1 шт.,
 5. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 6. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 7. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 8. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,

9. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 1 шт.,
10. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 1 шт.,
11. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 1 шт.,
12. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,
13. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,
14. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,
15. паспорт – 1 шт.,
16. руководство по эксплуатации – 1 шт.;

II. Стойка передвижная с одной колонной СП1-02-«ФОТЕК» в составе:

1. модуль базовый СП1-02-«ФОТЕК» - 1 шт.,
или
модуль базовый СП1-02Н-«ФОТЕК» - 1 шт.,
2. полка для стойки с одной колонной (при необходимости) – не более 2 шт.,
3. держатель педалей (при необходимости) – не более 1 шт.,
4. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на три розетки (при необходимости) – не более 1 шт.,
5. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
6. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
7. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
8. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
9. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 1 шт.,
10. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 1 шт.,
11. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 1 шт.,
12. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,
13. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,
14. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,
15. паспорт – 1 шт.,
16. руководство по эксплуатации – 1 шт.;

III. Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-01-«ФОТЕК» в составе:

1. модуль базовый СП2-01-«ФОТЕК» - 1 шт.,
или
модуль базовый СП2-01Н-«ФОТЕК» - 1 шт.,
2. полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1 (при необходимости) – не более 2 шт.,
3. держатель педалей (при необходимости) – не более 1 шт.,
4. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
5. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
6. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
7. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
8. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,

9. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 1 шт.,
10. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 1 шт.,
11. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 2 шт.,
12. держатель периферийных устройств, исполнение 7 (при необходимости) – не более 2 шт.,
13. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,
14. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,
15. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,
16. ящик, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
17. паспорт – 1 шт.,
18. руководство по эксплуатации – 1 шт.;

IV. Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-02-«ФОТЕК» в составе:

1. модуль базовый СП2-02-«ФОТЕК» – 1шт.,
2. полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2 (при необходимости) – не более 2 шт.,
3. держатель педалей (при необходимости) – не более 2 шт.,
4. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
5. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
6. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
7. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
8. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
9. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 1 шт.,
10. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 1 шт.,
11. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 2 шт.,
12. держатель периферийных устройств, исполнение 7 (при необходимости) – не более 2 шт.,
13. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,
14. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,
15. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,
16. ящик, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
17. паспорт – 1шт.,
18. руководство по эксплуатации – 1шт.,

V. Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-03-«ФОТЕК» в составе:

1. модуль базовый СП2-03-«ФОТЕК» - 1шт.,
или
модуль базовый СП2-03Н-«ФОТЕК» - 1шт.,
2. полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1 (при необходимости) – не более 3 шт.,
3. держатель педалей (при необходимости) – не более 2 шт.,
4. держатель эндоскопов (при необходимости) – не более 2 шт.,
5. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
6. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

7. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
8. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 2 шт.,
9. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 2 шт.,
10. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 2 шт.,
11. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 2 шт.,
12. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 2 шт.,
13. держатель периферийных устройств, исполнение 6 (при необходимости) – не более 2 шт.,
14. держатель периферийных устройств, исполнение 7 (при необходимости) – не более 2 шт.,
15. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,
16. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,
17. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,
18. ящик, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

или

- держатель баллонов, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
19. стенка для держателя баллонов исполнения 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 20. держатель монитора, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 21. паспорт – 1 шт.,
 22. руководство по эксплуатации – 1 шт.;

VI. Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-04-«ФОТЕК» в составе:

1. модуль базовый СП2-04-«ФОТЕК» – 1шт.,
2. полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2 (при необходимости) – не более 3 шт.,
3. держатель педалей (при необходимости) – не более 2 шт.,
4. держатель эндоскопов (при необходимости) – не более 2 шт.,
5. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
6. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
7. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
8. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 2 шт.,
9. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 2 шт.,
10. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 2 шт.,
11. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 2 шт.,
12. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 2 шт.,
13. держатель периферийных устройств, исполнение 6 (при необходимости) – не более 2 шт.,
14. держатель периферийных устройств, исполнение 7 (при необходимости) – не более 2 шт.,
15. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,
16. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,
17. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,
18. ящик, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,

или

- держатель баллонов, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
19. держатель монитора, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,

20. паспорт– 1шт.,

21. руководство по эксплуатации– 1шт.;

VII. Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-05-«ФОТЕК» в составе:

1. модуль базовый СП2-05-«ФОТЕК» - 1шт.,

или

модуль базовый СП2-05Н-«ФОТЕК» - 1шт.,

2. полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 1 (при необходимости) – не более 4 шт.,

3. держатель педалей (при необходимости) – не более 2 шт.,

4. держатель эндоскопов (при необходимости) – не более 2 шт.,

5. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

6. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

7. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,

8. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 2 шт.,

9. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 2 шт.,

10. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 2 шт.,

11. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 2 шт.,

12. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 2 шт.,

13. держатель периферийных устройств, исполнение 6 (при необходимости) – не более 2 шт.,

14. держатель периферийных устройств, исполнение 7 (при необходимости) – не более 2 шт.,

15. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,

16. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,

17. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,

18. ящик, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

или

держатель баллонов, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

19. стенка для держателя баллонов исполнения 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

20. держатель монитора, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

21. паспорт – 1шт.,

22. руководство по эксплуатации – 1шт.;

VIII. Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-06-«ФОТЕК» в составе:

1. модуль базовый СП2-06-«ФОТЕК» – 1 шт.,

2. полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2 (при необходимости) – не более 4 шт.,

3. держатель педалей (при необходимости) – не более 2 шт.,

4. держатель эндоскопов (при необходимости) – не более 2 шт.,

5. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,

6. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,

7. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,

8. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 2 шт.,

9. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 10. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 11. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 12. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 13. держатель периферийных устройств, исполнение 6 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 14. держатель периферийных устройств, исполнение 7 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 15. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 16. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,
 17. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,
 18. ящик, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
- или
- держатель баллонов, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 19. держатель монитора, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 20. паспорт – 1 шт.,
 21. руководство по эксплуатации – 1 шт.;

IX. Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-07-«ФОТЕК» в составе:

1. модуль базовый СП2-07-«ФОТЕК» – 1 шт.,
 2. полка для стойки с двумя колоннами, исполнение 2 (при необходимости) – не более 5 шт.,
 3. держатель педалей (при необходимости) – не более 2 шт.,
 4. держатель эндоскопов (при необходимости) – не более 2 шт.,
 5. держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 6. держатель для банки, исполнение 1 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 7. держатель для банки, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 8. держатель периферийных устройств, исполнение 1 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 9. держатель периферийных устройств, исполнение 2 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 10. держатель периферийных устройств, исполнение 3 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 11. держатель периферийных устройств, исполнение 4 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 12. держатель периферийных устройств, исполнение 5 (при необходимости) – не более 4 шт.,
 13. держатель периферийных устройств, исполнение 6 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 14. держатель периферийных устройств, исполнение 7 (при необходимости) – не более 2 шт.,
 15. держатель периферийных устройств, исполнение 8 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 16. корзина (при необходимости) – не более 1 шт.,
 17. стойка инфузионная (при необходимости) – не более 1 шт.,
 18. ящик, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
- или
- держатель баллонов, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 19. держатель монитора, исполнение 2 (при необходимости) – не более 1 шт.,
 20. паспорт – 1 шт.,
 21. руководство по эксплуатации – 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОТЕК";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 620078, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАЛЫШЕВА, СТР. 145А;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 620078, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАЛЫШЕВА, СТР. 145А;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделие предназначено для монтажа и упорядочивания медицинских устройств в медицинских учреждениях, в том числе для размещения аппаратов и приборов или аппаратных и приборных комплексов для выполнения диагностических исследований и лечебных процедур, например: эндовидеохирургических комплексов для жёсткой эндоскопии;эндовидеохирургических комплексов для гибкой эндоскопии;аппаратов электрохирургических;аппаратов для аспирации и ирригации жидкости;аппаратов для аспирации дыма;аппаратов ультразвуковых кавитационных;аппаратов лазерных хирургических.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 136860;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "ФОТЕК", 620078, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 145Е;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
136860	Стойка передвижная с одной колонной СП1-01-«ФОТЕК»
136860	Стойка передвижная с одной колонной СП1-02-«ФОТЕК»
136860	Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-01-«ФОТЕК»
136860	Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-02-«ФОТЕК»
136860	Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-03-«ФОТЕК»
136860	Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-04-«ФОТЕК»
136860	Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-05-«ФОТЕК»
136860	Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-06-«ФОТЕК»
136860	Стойка передвижная с двумя колоннами СП2-07-«ФОТЕК»

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

