

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС JP.HE06.H23073

Срок действия с 14.05.2024 по 13.05.2027

№ 0009179

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Оборудование лабораторного применения: стерилизаторы и автоклавы с принадлежностями Yamato серии: SQ, SK, SI, SN, ST, SM, SL; лабораторные мойки с принадлежностями Yamato серии AW. Серийный выпуск.

код ОК
32.50.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), ГОСТ IEC 61010-1-2014

код ТН ВЭД
8419200000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Yamato Scientific Co.,Ltd. Адрес: ЯПОНИЯ, Head office:2-2-2, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Вибра Рус". ОГРН: 5137746158160, ИНН: 7721815436, КПП: 772501001. Адрес: 115114, РОССИЯ, г. Москва, Набережная Павелецкая, дом 2, строение 3, помещение 119, телефон: 8 (495) 740-91-96, адрес электронной почты: sales@vibra.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/A-14/05/24 от 14.05.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации