

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ49.Н04847

Срок действия с 13.12.2023

по 12.12.2026

№ 0110211

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5, Тел: +7(499)444-36-34, E-mail: info@apex-cert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Устройства термостатирующие лабораторные LOIP модели: LT-100, LT-200, LT-300, LT-400, LT-500, LT-800, LT-900, LB-200
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
26.51.70.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 4389-002-44330709-2008, ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) "Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования", ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов"

код ТН ВЭД
8419899890

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ"
Место нахождения: 193230, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д.12, литер А, офис 403
Телефон: +7(812)325-28-24 Адрес электронной почты: info@loip.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 08.04.2005. ОГРН 1027802511780
Место нахождения: 193230, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д.12, литер А, офис 403
Телефон: +7(812)325-28-24 Адрес электронной почты: info@loip.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № КПА22-23818 от 13.12.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Качество Продукции» (аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Колосов Роман Борисович
инициалы, фамилия

Эксперт

Николаев Александр Степанович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации