

Поддон для реактивов ПАСПОРТ

Назначение

Предназначен для переноски и хранения банок с реактивами и различных лабораторных принадлежностей в учебных заведениях, лабораториях и на промышленных объектах.

Технические характеристики

Материал	полипропилен
Габариты (Д × Ш × В), мм	400 × 225 × 65
Удержание пролитой жидкости, л	до 5

Правила хранения и транспортировки

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке
Хранить изделие следует в сухом отапливаемом помещении.

Требования безопасности

Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки изделия поставщиком потребителю.

Поставщик не несет гарантийной ответственности в случаях небрежного транспортирования и хранения, нарушения безопасности эксплуатации. Гарантия не распространяется на физические повреждения.

По всем вопросам в период действия гарантийного срока просим обращаться к Вашему поставщику:

Контактная информация поставщика:

ООО «Компания НВ-Лаб»

г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

Контактный телефон: 8 (495) 649-86-60

Эл. почта: service@nv-lab.ru