



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

CN.C.39.003.A № 50841

Срок действия до 29 мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Пульсоксиметры медицинские "Armed" модели YX300, YX301, YX302

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd", КНР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 53583-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИ 3280-2010

NON PROGREDI, EST REGREDI

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2013 г. № 531

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"05" 06 2013 г.

Серия СИ

№ 009863

Срок действия до 11 апреля 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 апреля 2018 г. № 683

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

АРМЕД®

С.С. Голубев

NON PROGRESSIVE



2018 г.